

PHILIPS

IPL epilátor na
odstraňovanie chĺpkov

Lumea IPL 7000 Series

5 manuálnych nastavení
intenzity

3 nadstavce: na telo, na tvár, na
oblasť bikín

Oš. nôh od kolen dole za 15 min

Použitie na sieť



SC1998/00



Užívajte si 12 mesiacov hodvábne hladkú pokožku
bez chĺpkov.*

Najmenej 85% redukcia chĺpkov po 3 ošetreniach**

Získajte hladkú pokožku bez chĺpkov s našou sériou Lumea IPL 7000. Ošetrenia sú šetrné a účinné vďaka nadstavcom pre každú oblasť tela.

Šetrné a účinné pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku

- Rýchle výsledky s ošetrením len každé 2 týždne
- Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi s ohľadom na jednoduchosť a účinnosť
- Výnimočne dlhý kábel pre väčšiu flexibilitu pri ošetrovaní

Kompletné riešenie pre tvár a telo

- Kompletné riešenie na tvár a telo s 3 nadstavcami
- Vhodné pre širokú škálu odtieňov pleti a farieb chĺpkov

Personalizované ošetrenie epiláciou IPL

- Senzor tónu pokožky a 5 nastavení intenzity
- Optimalizujte si rutinné ošetrenie pomocou aplikácie Philips Lumea IPL

Hlavné prvky

2x mesačne pre rýchle výsledky



Začnite s úvodnou fázou 4 ošetrení len každé 2 týždne – to je o polovicu menej ošetrení ako u iných značiek. Potom každý mesiac upravte, aby ste si udržali výsledky.

Snímač odtieňa pokožky



Vyberte si z 5 nastavení intenzity pre pohodlný zážitok. Snímač tónu pleti zabraňuje ošetreniu oblastí pokožky, ktoré sú príliš tmavé na ošetrenie IPL.

Výnimočne dlhý kábel




Pohodlné používanie vďaka výnimočne dlhému káblu, ktorý umožňuje ľahký prístup a lepšiu ovládateľnosť.

3 špecializované nadstavce



Rôzne hlavice na telo, tvár a oblasť bikín pracujú rýchlo a presne a umožňujú šetrné používanie aj na citlivých miestach. Nadstavec na tvár má integrovaný svetelný filter na presné ošetrenie.


Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi



Spoločnosť Philips ako líder v oblasti zdravotníckych technológií vyvinula zariadenie Lumea IPL po konzultácii s dermatológmi

s cieľom zaistiť jednoduché a efektívne používanie v bezpečnosti vášho domova. Zariadenie Lumea IPL, vytvorené na základe technológie používanej v profesionálnych salónoch, ponúka jemné ošetrenie aj v citlivých oblastiach.

Aplikácia Philips Lumea IPL



Naša bezplatná tréningová aplikácia vám pomôže naplánovať a dodržiavať plán ošetrenia a potom vás krok za krokom prevedie každým ošetrením. Stiahlo si ju viac ako 2,1 milióna používateľov.

Pre mnohé typy pokožky a chĺpkov



IPL potrebuje kontrast medzi pigmentom vo farbe chĺpkov a pigmentom v tóne pokožky, preto funguje na prirodzene tmavých blond, hnedých a čiernych chĺpkoch a na tónoch pokožky od svetlej po stredne hnedú (I – IV).

Technické údaje

Bezpečnostné a upravitelné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Prispôbitelné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Na rýchle použitie

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie malých oblastí

Záblesky pri postupnom posúvaní: Na

ošetrovanie zakrivených oblastí

Použitie s káblom aj bez kábla: Použitie na sieť

Napájanie

Použitie na sieť

Technické údaje

Vysokovýkonná lampa: Vyrobené na dlhodobé použitie, 250 000 zábleskov, čo zodpovedá 20 rokom životnosti lampy**

Napätie: 100 – 240 V

Nadstavce

Nástavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Nástavec na tvár (2 cm²): Na použitie pod očami

Nástavec na oblasť bikín (2 cm²): Špeciálne ošetrovanie oblasti bikín

Služba

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka + 1 rok záruky navyše po registrácii produktu do 90 dní

Súčasti balenia

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Puzdro

Adaptér: 24 V/1 500 mA

Príslušenstvo: Handrička na čistenie

Čas aplikácie

Oblasť bikín: 4 min.

Časť nohy od kolena nadol: 15 min

Záblesky pri kĺzaní: Pre jednoduché používanie

Podpazušia: 2,5 min

Oblasť bikín: 4 min

Oblasti tváre: 2 min

Technické špecifikácie, nadstavce

Nástavec na telo: Plocha priezoru: 4,0 cm², Ošetrovanie tela: nohy, ruky, brucho a podpazušie

Nástavec na ošetrovanie tváre: Plocha priezoru: 2 cm², prídavný filter, Ošetrovanie tváre: horná pera, brada a čelust

Nástavec na oblasť línie bikín: Plocha priezoru: 2 cm², Ošetrovanie oblasti bikín

