

PHILIPS

IPL epilátor na
odstraňovanie chĺpkov

Lumea Advanced

Na telo a tvár


So snímačom odtieňa pokožky

Oš. nôh od kolen dole za 15 min




Hlavné prvky

Dlhotrjavá hladkosť



IPL je skratka pre intenzívne pulzné svetlo. Zariadenie Philips Lumea aplikuje na koreňky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo uvádzajúce folikuly chĺpkov do kludovej fázy. Vďaka tomu sa množstvo chĺpkov, ktoré rastú na tele, postupne zníži. Opakovaným používaním získate krásnu pokožku bez chĺpkov a jemnú na dotyk. Ošetrovanie zabráňujúce dorastaniu chĺpkov je bezpečné a šetrné aj v citlivých oblastiach tela. Zariadenie Philips Lumea je klinicky testované a vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na jednoduché a účinné ošetrovanie v pohodlí vášho domova.

Dokázaná účinnosť



Objektívne štúdie dokazujú, že už po 3 ošetreniach sa zbavíte minimálne 85 % chĺpkov**. Prvé 4 ošetrenia je potrebné vykonať v dvojtýždňových intervaloch a po nich by ste už mali vidieť želané výsledky. Ak si chcete dosiahnutý stav udržať, stačí každé 4 týždne ošetrovanie zopakovať. Po 8 takýchto udržiavacích ošetreniach sa môžete tešiť z hladkej pokožky bez chĺpkov minimálne

3 mesiace*. Ak chcete tento obrázok zväčšiť, kliknite na obrázok v galérii obrázkov v homej časti tejto stránky.

Vhodné typy chĺpkov a pokožky



Zariadenie Philips Lumea funguje efektívne, jednoducho a bezpečne na rôznych typoch chĺpkov a pokožky. Funguje na prirodzene tmavých blond, hnedých a čiernych chĺpkoch a na odtieňoch pokožky od veľmi svetlej až po tmavohnedú. Rovnako ako v prípade ostatných typov ošetrovaní založených na technológii IPL, ani zariadenie Philips Lumea nie je možné použiť na ošetrovanie bielych/sivých, svetlých blond ani červených chĺpkov a nie je vhodné pre veľmi tmavú pokožku. Dôvodom toho je veľký kontrast potrebný medzi pigmentom chĺpkov a pigmentom pokožky.

Senzor odtieňa pokožky



Vyššiu bezpečnosť zabezpečuje zabudovaný snímač farby pokožky, ktorý meria odtieň pokožky pred začiatkom každého ošetrovania a niekedy aj počas neho. Ak rozpozná odtieň pokožky, ktorý je na použitie tohto výrobku príliš tmavý, automaticky zastaví aplikáciu impulzov.

Oblasti aplikácie



Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chĺpkov na tvári (horná pera, brada, sánka) a rôznych oblastiach tela vrátane nôh, podpazušia, oblasti bikín, brucha a rúk.

Rýchle ošetrovanie nôh



Veľký aplikačný priezor pre rýchle použitie na veľkých plochách, napríklad na nohách

Zvýšená bezpečnosť pre použitie na tvári



Vďaka integrovanému prídavnému farebnému filteru ho možno použiť na odstraňovanie chĺpkov na tvári, na hornej pere, brade, lícach a ostatných citlivých miestach.

Technické údaje

Príkon

Napätie: 100-240 V

Servis

Záruka: 2 years global warranty

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Arms, Legs, Belly, Armpits, Bikini

Oblasti tváre: Chin, Sideburns, Upper lip

Nadstavce

Nástavec na telo (4 cm²): For use below the neckline

Nástavec na tvár (2 cm²): Na použitie pod očami

Nástavec na oblasť bikín (2 cm²): Špeciálne ošetrovanie oblasti bikín

Príbalené príslušenstvo

Návod na použitie: User manual

Skladovanie: Pouch

Adaptér: 24V / 1500mA

Príslušenstvo: Cleaning cloth

Príkon

Použitie na sieť: Yes

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Protects skin from UV light

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie: Adjustable to your skin type

Integrovaný bezpečnostný systém: Prevent unintentional flashing

Senzor tónu pokožky: Detects your skin tone

Čas aplikácie

Oblasť bikín: 4min

Časť nohy od kolena nadol: 15 min

Záblesky pri kĺzaní: Pre jednoduché

používanie

Podpazušie: 2,5 min

Oblasti tváre: 2 min

Application mode

Záblesky pri postupnom posúvaní: Na ošetrovanie zakrivených oblastí

Druh použitia

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

For easy motion application

Použitie s káblom aj bez kábla: Corded

Aktivácia záblesku priložením: For treatment on curvy areas

Zastrihávač v tvare pera

Jednoduché použitie: Kompaktné držadlo

Príkon: Batéria AAA

