

PHILIPS

IPL prístroj na
odstraňovanie chĺpkov

Lumea Series 9000

S technológiou SenseIQ

Citlivé oblasti, telo, tvár

So senzorom SmartSkin

Používanie bez kábla aj
s káblom



BRI955/00



Vychutnávajte si hladkú pokožku bez chĺpkov až 6 mesiacov*

s našim najrýchlejším a najúčinnnejším zariadením IPL

Najúčinnnejšie zariadenie IPL, 6 mesiacov po ukončení celého cyklu ošetrení*.
Technológia IPL s funkciou SenseIQ na odstránenie chĺpkov celého tela v pohodlí
domova s dlhotrvajúcim efektom. Užívajte si hladkú pokožku ako z kozmetického
salónu vďaka osobnému poradenstvu prostredníctvom aplikácie Philips Lumea
IPL.

Hladká pokožka bez chĺpkov dlhodobo vďaka IPL technológii Lumea

- Technológia IPL na domáce použitie vyvinutá v spolupráci s dermatológmi
- Preukázateľne jemné a účinné ošetrenie
- Technológia SenseIQ pre odstraňovanie chĺpkov na mieru
- Celkovo 450 000 zábleskov****

Špeciálne ošetrenie rôznych partií tela

- Precízny nastaviteľ na oblasť bikín a podpazušia
- Zakrivený nastaviteľ na telo
- Nastaviteľ na tvár s prídavným filtrom
- Senzor SmartSkin s 5 možnosťami nastavenia intenzity ošetrení
- Prispôbte si ošetrenie pomocou aplikácie Philips Lumea IPL
- Vhodné pre rôzne typy chĺpkov a pokožky


Jednoduché použitie

- The most convenient IPL*****

Špeciálne ošetrenie rôznych partií tela


Hlavné prvky

6 mesiacov bez chĺpkov*




IPL je skratka pre Intense Pulsed Light, čo znamená intenzívne pulzné svetlo. Je to technológia, ktorá využíva jemné záblesky na „uspanie“ chĺpkov. Svetlo prenikajúce ku koreňku chĺpka uvedie folikul do fázy pokoja a stimuluje vypadnutie chĺpku. Opakované ošetrenia postupne zabraňujú opätovnému rastu chĺpkov a zanechávajú vašu pokožku krásne hladkú a jemnú na dotyk. Zariadenie Philips Lumea bolo vyvinuté v spolupráci s dermatológmi a bolo klinicky testované pre jednoduché, účinné a pohodlné ošetrenie aj na citlivých miestach, všetko z pohodlia vášho domova.

3 ošetrenia, o 92 % menej chĺpkov**



Objektívne štúdie dokazujú, že po troch ošetreniach sa zbavíte až 92 % chĺpkov**. Prvé štyri ošetrenia vykonávajte každé dva týždne a nasledujúcich osem ošetrení každé štyri týždne. Po 12 ošetreniach si môžete užiť šesť mesiacov hladkej pokožky bez chĺpkov*.

Technológia SenseIQ



Vníma. Senzor SmartSkin zariadenia Philips Lumea rozpoznáva tón vašej pleti a odporučí vám najpohodlnejšie nastavenie intenzity

ošetrenia. Prispôsobuje. Inteligentné nastavce prispôbujú programy šité na mieru každej partii tela. Chráni. Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi a inšpirované vami pre jemné odstránenie chĺpkov s dlhodobým efektom, a to aj na citlivých miestach***.

Celkovo 450 000 zábleskov****



Naše zariadenie dokáže počas svojej životnosti vyslať až 450 000 svetelných impulzov****.

Ošetrenie partii tela



Vaše telo je jedinečné. K ošetreniu jeho pokožky a kriviek by sa preto malo pristupovať jedinečne. Nastavce zariadenia Lumea na celé telo sú tvarované tak, aby perfektne kopirovali každú jeho krivku a prispôbili programy ošetrenia každej oblasti tela. Svetelné priesozory sú navrhnuté tak, aby maximalizovali kontakt s pokožkou v snahe zabrániť úniku svetla. Umožní to účinné a šetrné ošetrenie aj v chústivých alebo citlivých oblastiach.

Nastavec na citlivé partie



Inteligentný precízny nastavec so stredne veľkým oknom 3 cm² pre presné ošetrenie oblastí línie bikín a podpazušia. Zakrivený

dizajn presne kopíruje kontúry vášho tela, aby sa dosiahol maximálny kontakt s pokožkou. Po nasadení nastavca na zariadenie sa program prispôbi na tieto oblasti tela.

Nastavec na telo



Inteligentný nastavec na telo má najväčší ošetrovací prieszor: 4,1 cm². Takže je priam ušitý na rýchle ošetrenie väčších častí tela, ako napríklad nôh, paží a bruška. V skutočnosti zvládnete ošetriť obe nohy od kolien dolu už za 8,5 minúty. Vďaka zakrivení nastavec presne kopíruje kontúry vášho tela a zaisťuje maximálny kontakt s pokožkou. Nasadte nastavec, ktorý prispôbi program jednotlivým oblastiam vášho tela. S redukciou chĺpkov na nohách je spokojných až 83 % žien*****.

Nastavec na ošetrovanie tváre



Tento nastavec odstraňuje chĺpky na tvári jemne a účinne – má špeciálne navrhnutý malý a zároveň plochý prieszor veľkosti 2 cm². Nastavec disponuje integrovaným prídavným filtrom ideálnym na ošetrenie oblasti homej pery, brady a línie dolnej čeluste. Po nasadení na zariadenie inteligentný nastavec automaticky prispôbi ošetrenie svetlom vašej tvári. S redukciou chĺpkov na tvári je spokojných až 84 % žien*****.

Technické údaje

Technické špecifikácie, nastavenie

Nadstavec na ošetrovanie tela: Tvar: zakrivený vypuklý, Plocha priezoru: 4,1 cm², Špeciálne vyvinutý na telo

Nadstavec na ošetrovanie tváre: Tvar: plochý, Plocha priezoru: 2 cm², extra filter, Špeciálne vyvinutý na tvár

Nadstavec na presné ošetrovanie: Tvar: zakrivený a v dutý, presný, Plocha priezoru: 3 cm², Špeciálne vyvinutý na oblasť bikín, Špeciálne vyvinutý na podpažšie

Napájanie

Napätie: 100 – 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Technické údaje

Vysokovýkonná lampa: Výkon 450 000 zábleskov****

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Nohy, Brucho

Oblasti tváre: Brada, Chĺpky na hornej pere

Citlivé partie: Podpažšia, Oblasť bikín

Attachments

Nástavec na tvár (2 cm²): Pre bezpečné použitie na tvári

Nadstavce

Presný nástavec (2 cm²): Na použitie v podpažší a oblasti bikín

Nástavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Príbalené príslušenstvo

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Luxusné vrecko

Adaptér: 19,5 V/4000 mA

Bezpečnostné a upravitelné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastavitelných stupňov svetelnej energie:

Možnosť prispôsobiť typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém:

Predchádza neželaným zábleskom

Senzor tónu pokožky: Deteguje váš odtieň pokožky

Senzor SmartSkin: Správne nastavenie na požiadanie

Čas aplikácie

Podpažšia: 2,5 min

Oblasť bikín: 2 min

Oblasti tváre: 1,5 min

Časť nôh od kolien dole: 8,5 min

Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Na rýchlu aplikáciu

Použitie s káblom aj bez kábla: Použitie s káblom aj bez kábla

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie malých oblastí

Príkon

Systém napájania: Nabíjateľná batéria



* Priemerná redukcia chĺpkov po 12 ošetreniach: 77 % na nohách, 64 % v oblasti bikín, 64 % v podpažší
* * Pri dodržiavaní harmonogramu ošetrení sa individuálne výsledky meraní na nohách môžu líšiť
* * * Pri dodržaní harmonogramu ošetrení
* * * * Vypočítané pre použitie na ošetrovanie nôh od kolien dole, oblasti bikín, podpažšia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.
* * * * Vypočítané pre použitie na ošetrovanie nôh od kolien dole, oblasti bikín, podpažšia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.
* * * * * Štúdia bola vykonaná v Holandsku a Rakúsku a zúčastnilo sa jej 46 žien: výsledky po absolvovaní 3 ošetrení v oblasti nôh, línie bikín a podpažšia a 2 ošetrení tváre
* * * * * Na základe bezkáblového použitia, veľkosti priezoru a zakrivených nadstavcov
* * * * * Testované v roku 2020 vo Veľkej Británii na 190 účastníkoch