

# PHILIPS

Sistema de eliminación  
de vello IPL

Lumea Precision

Para uso en cuerpo y cara

15 minutos para medias piernas

Vida útil > 140 000 pulsos  
de luz

Diseño sin cables



SC2006/00



La manera ideal de evitar que el vello vuelva a  
crecer

para disfrutar de una piel suave en casa

Philips Lumea IPL es la solución con tecnología de luz pulsada sin cable más eficaz. Hace maravillas para inhibir la reaparición del vello facial así como el corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

#### **Suavidad duradera**

- Disfruta de una piel suave a diario
- Eficacia sin esfuerzo

#### **Sistema de depilación con tecnología IPL**

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu propio hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

#### **Una aplicación suave y eficaz en la cara y el cuerpo**

- Accesorio de precisión para un tratamiento facial seguro
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Modo de deslizamiento y flash para una aplicación más cómoda
- Seguro y efectivo, incluso en las zonas sensibles
- Cinco posiciones de energía de luz ajustables

#### **Máxima libertad, mínimas molestias**

- Comodidad inalámbrica
- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales

# Destacados

## Suavidad duradera



El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.

## Eficacia sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.

## Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para

desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 mujeres.

## Vello y tipos de piel adecuados

Suitable hair and skin tones

| Skin Tone   | White | Beige | Light brown | Medium brown | Dark brown | Brownish black and darker |
|-------------|-------|-------|-------------|--------------|------------|---------------------------|
| Hair Color  |       |       |             |              |            |                           |
| Black       | ⊗     | ⊗     | ⊗           | ⊗            | ⊗          | ⊗                         |
| Dark brown  | ⊗     | ⊗     | ⊗           | ⊗            | ⊗          | ⊗                         |
| Brown       | ⊗     | ⊗     | ⊗           | ⊗            | ⊗          | ⊗                         |
| Dark blond  | ⊗     | ⊗     | ⊗           | ⊗            | ⊗          | ⊗                         |
| Light blond | ⊗     | ⊗     | ⊗           | ⊗            | ⊗          | ⊗                         |
| Red         | ⊗     | ⊗     | ⊗           | ⊗            | ⊗          | ⊗                         |
| White/grey  | ⊗     | ⊗     | ⊗           | ⊗            | ⊗          | ⊗                         |

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para piel muy oscura.

## Cinco posiciones de energía de luz



Philips Lumea dispone de cinco posiciones de energía de luz ajustables para garantizar un tratamiento suave pero eficaz. Y si las utilizas correctamente, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

## Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, ingles, vientre y brazos).

## Comodidad inalámbrica



El exclusivo diseño inalámbrico de Lumea es perfecto para maximizar el alcance y la facilidad de uso.

## No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea es una solución completa que se vende preparada para funcionar directamente. Y lo que es más importante, no necesita ninguna bombilla de repuesto ni geles.

## Seguridad adicional para la cara



El accesorio de precisión está equipado con un filtro de luz adicional y proporciona una aplicación segura y cómoda en el labio superior, la barbilla y las patillas. También se puede utilizar en otras zonas sensibles del cuerpo, como las axilas, las ingles y otras zonas de difícil acceso.

# Especificaciones

**Zonas de aplicación**

**Cuerpo:** Piernas, Brazos, Vientre, Bikini, Axilas  
**Cara:** Mentón, Patillas, Bozo

**Seguridad y posiciones ajustables**

**Filtro UV integrado:** Protege la piel de los rayos UV  
**Sistema de anillo de seguridad:** Evita los pulsos de luz accidentales  
**Cinco posiciones de energía de luz:** Se adapta a tu tipo de piel

**Modo de aplicación**

**Deslizamiento y flash:** Para una aplicación cómoda  
**Paso y flash:** Para el tratamiento de zonas curvas  
**Uso con/sin cable:** Sin cable

**Potencia**

**Tensión:** 100-240 V  
**Tiempo de carga:** 100 min  
**Tiempo de funcionamiento:** Mínimo de 370 pulsos

**Especificaciones técnicas**

**Lámpara de alto rendimiento:** Proporciona <gt/> 140.000 pulsos

**Accesorios**

**Accesorio de precisión (2 cm2):** Para aplicación segura en el rostro  
**Accesorio para el cuerpo (4 cm2):** Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

**Servicios**

**Garantía:** 2 años de garantía completa

**Elementos incluidos**

**Cargador:** Cargador multivoltaje  
**Instrucciones de uso:** Guía de inicio rápido, Manual del usuario  
**Almacenamiento:** Funda

**Tiempo de aplicación**

**Media pierna:** 8 min  
**Axilas:** 1 minuto  
**Zona del bikini:** 1 minuto  
**Cara:** 1 minuto

