

PHILIPS

IPL-ihokarvanpoistolaite,
jossa SenseIQ-teknikka

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin-tunnistin

4 älykästä lisäosaa: vartalo,
kasvot, bikinialue, kainalot

Lumea IPL -sovellus

Johdottomaan ja johdolliseen
käyttöön



BRI958/00

Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ- tekniikalla

Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan*

Nauti yksilöllisestä käsittelystä Philipsin nopeimman Lumea IPL -laitteen kätevällä langattomalla versiolla. Laitteen SenseIQ-teknikka, älykkäät lisäosat sekä Lumea IPL -sovelluksen ohjeet takaavat sileän ihon pitkäksi aikaa.

Hellävarainen ja tehokas käsittely, tuloksena sileä iho pitkään

- Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärin kanssa
- Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa
- Ainoa johdoton Lumea-laite

Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle

- Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – neljä älykästä lisäosaa
- Sopii useimmille ihon sävyille ja karvojen väreille

Yksilöllistä karvanpoistoa IPL-käsittelyllä

- Tehosta rutiinejasi Philips Lumea IPL -sovelluksella
- Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-teknikan ansiosta


Kohokohdat

Neljä älykästä lisäosaa




Eriyisesti suunnitellut lisäosat sopivat täydellisesti kehon kaikkiin muotoihin, ja niiden liittäminen aktivoi tehokkaimman ohjelman kullekin kehonosalle. Kasvot: litteä muoto ja pieni ikkuna, jossa UV-suodatin. Vartalo: sisäänpäin kaartuva muoto ja suuri ikkuna. Bikinialue ja kainalot: ulospäin kaartuva muoto vaikeasti saavutettavia kohtia varten.

Philips Lumea IPL -sovellus



Maksuton opastussovelluksemme auttaa sinua suunnittelemaan käsittelyaikataulun ja myös pitäytymään siinä. Sovellus myös ohjaa sinut vaihe vaiheelta jokaisen käsittelyn läpi. Sovelluksen on ladannut yli 2,1 miljoonaa käyttäjää.

Kehitetty yhdessä dermatologien kanssa



Terveysteknologian johtavana yrityksenä Philips kehitti Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja tehokkaaksi kotikäytössä. Kauneushoitoloissa käytettävään teknologiaan perustuva Lumea IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn herkimmillekin alueille.

Nopeita tuloksia – kahdesti kuussa



Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa – puolet vähemmän käsittelyjä kuin muilla merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien käsittely vie vain 8,5 minuuttia.


SenseIQ-teknikka



Lumea 9000 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja

auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.

Halutessasi langaton



Lumea 9000 -sarjan IPL-laite on ainoa johdoton IPL-laitteemme. Sen avulla ihoalueiden tarkka käsittely on entistä helpompaa, ja voit käyttää laitetta kätevästi missä vain.

Useimmille iho- ja karvatyypeille



IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen tummanvaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta tummanruskeaan (I–V).

Tekniset tiedot

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Muoto: kupera ja kaareva, Ikkunan koko: 4,1 cm², Vartalolle suunniteltu käsittelyohjelma: sääret, käsivarret ja vatsa

Kasvolisäosa: Muoto: litteä, Ikkunan koko: 2 cm², lisäsuodatin, Kasvoille suunniteltu käsittelyohjelma: ylähuuli, leuka ja leukalinja

Bikininirajojen lisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, Ikkunan koko: 3 cm², Herkälle bikinialueelle suunniteltu käsittelyohjelma

Kainalisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, Ikkunan koko: 3 cm², Kainaloille suunniteltu käsittelyohjelma

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Ihon sävyn tunnistin: Havaitsee ihon sävyn

SmartSkin-tunnistin: Oikea asetus tarpeen mukaan

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön

Leima ja välähdys: Pienten alueiden käsittelyyn

Tekniset tiedot

Akun/pariston tyyppi: Ladattava akku

Jännite: 100–240 V

Tehokas lamppu: Rakennettu kestäväksi, 450 000 välähdystä, mikä vastaa 39 vuoden pituista lampun käyttöikä**

Huolto

Takuu: 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen 90 päivän sisällä

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Käyttöopas

Säilytys: Ylellinen säilytyspussi

Sovitin: 19,5 V / 4 000 mA

Käyttöaika

Sääri: 8,5 min

Kainalot: 2,5 min

Bikininirajat: 2 min

Kasvat: 1,5 min

