

# PHILIPS

Фотоепилатор за  
обезкосмяване със SENSEIQ

Lumea IPL 9000 Series

Сензор SmartSkin

4 интелигентни приставки: за тяло,  
лице, бикини зона и подмишници

Приложение Lumea IPL

Използване без кабел и с кабел



BRI958/00



## Насладете се на гладка кожа до 6 месеца\*

с нашия най-бърз и най-ефективен фотоепилатор

Най-ефективният фотоепилатор за гладка кожа до 6 месеца след пълен цикъл на третиране\*\*. IPL технологията със SENSEIQ осигурява дълготрайна фотоепиляция на цялото тяло в уютна на Вашия дом. Радвайте се на гладка кожа като след процедура в салон с персонализирани насоки от приложението Lumea IPL.

### Нежен и ефективен за дълготрайно гладка кожа

- Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати
- Разработен с помощта на дерматолози, за да бъде лесен и ефективен

### Пълно решение за лицето и тялото


- Цялостно решение за лице и тяло с 4 умни приставки
- Подходящ за повечето тонове на кожата и цветовете на косъма

### Персонализирано третиране с IPL обезкосмяване

- Оптимизирайте процедурите си с приложението Philips Lumea IPL

## Акценти

### 2 пъти на месец за бързи резултати



На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Покриването на двете подбедрици отнема 8,5 минути.

### 4 приставки за лице и тяло



Акcesoарите пасват на всяка извивка на тялото и задействат адаптиран режим на работа. Отпред: плосък дизайн и малък прозорец с UV филтър.

Корпус: Извит навътре с голям прозорец. Област на слабините и аксиларна област: извити навън за труднодостъпни места.

### Разработено с помощта на дерматолози



Като лидер в областта на здравните технологии, Philips разработи Lumea IPL в консултация с дерматолози – за лесно и ефективно използване в безопасността на Вашия дом. Благодарение на технологията, използвана в професионалните салони, Lumea IPL предлага нежно третиране – дори и на чувствителни зони.

### Приложение Philips Lumea IPL



Нашето безплатно приложение за насоки ви помага да планирате и да се придържате към графика си за третиране, след което ви ръководи стъпка по стъпка при всяка сесия. Изтеглено от повече от 2,1 милиона потребители.

### За повечето типове кожа и косми



Фотоепилаторът се нуждае от контраст между пигмента в цвета на косъма и пигмента в тона на кожата, поради което е ефективен при естествено тъмнорус, кафяв и черен косъм и при тонове на кожата от светла до тъмнокафява (I – V).

# Спецификации

## Технически спецификации на приставките

**Приставка за третиране на тялото:** Форма: изпъкнала извивка, Прозорец с размер: 4,1 см<sup>2</sup>, Персонализирано третиране на тялото: крака, ръце и стомах

**Приставка за третиране на лицето:** Форма: плоска, Прозорец с размер: 2 см<sup>2</sup>, допълнителен филтър, Персонализирано третиране на лицето: горна устна, брадичка и челюст

**Приставка за третиране на бикини зоната:** Форма: вдлъбната извивка, Прозорец с размер: 3 см<sup>2</sup>, Персонализирано третиране на чувствителна бикини зона

**Приставка за третиране на долната част на ръката:** Форма: вдлъбната извивка, Прозорец с размер: 3 см<sup>2</sup>, Персонализирано третиране на подмишници

## Безопасност и регулируеми настройки

**Вграден UV филтър:** Предпазва кожата от UV светлината

**5 настройки за светлинната енергия:** Регулируеми

според вашия тип кожа

**Вградена система за безопасност:** Предотвратява случайното генериране на импулс

**Сензор за тон на кожата:** Установява цвета на кожата ви

**Сензор SmartSkin:** Правилната настройка по желание

## Режим на приложение

**Плъзгане и импулс:** За бързо приложение

**Употреба с кабел/без кабел:** Използване без кабел и с кабел

**Прилагане и импулс:** За третиране на малки зони

## Технически спецификации

**Тип батерия:** Акумулаторна батерия

**Напрежение:** 100-240 V

**Лампа с високи работни характеристики:** Създаден, за да издържи, осигурява 450 000 импулса, еквивалентни на 39 години живот на лампата\*\*

## Сервизно обслужване

**Гаранция:** 2-годишна гаранция + 1 допълнителна година гаранция при регистрация на продукта в рамките на 90 дни

## Включени артикули

**Инструкции за употреба:** Ръковод. за потребителя

**Съхранение:** Луксозен калъф

**Адаптер:** 19,5 V/4000 mA

## Време на приложение

**Долна част на крака:** 8,5 мин

**Долна част на ръцете:** 2,5 мин

**Бикини линия:** 2 мин

**Зони на лицето:** 1,5 мин

