

PHILIPS

IPL prístroj na
odstraňovanie chĺpkov

Lumea Series 9000

S technológiou SenseIQ

Podpazušia, oblasť línie bikín,
telo, tvár

So senzorom SmartSkin

Používanie bez kábla aj
s káblom



BRI957/00



Vychutnávajte si hladkú pokožku bez chĺpkov až 6 mesiacov*

s našim najrýchlejším a najúčinnnejším zariadením IPL

Najúčinnnejšie zariadenie IPL, 6 mesiacov po ukončení celého cyklu ošetrení*.
Technológia IPL s funkciou SenseIQ na odstránenie chĺpkov celého tela v pohodlí
domova s dlhotrvajúcim efektom. Užívajte si hladkú pokožku ako z kozmetického
salónu vďaka osobnému poradenstvu prostredníctvom aplikácie Philips Lumea
IPL.

Hladká pokožka bez chĺpkov dlhodobo vďaka IPL technológii Lumea

- Technológia IPL na domáce použitie vyvinutá v spolupráci s dermatológmi
- Preukázateľne jemné a účinné ošetrenie
- Technológia SenseIQ pre odstraňovanie chĺpkov na mieru
- Celkovo 450 000 zábleskov****

Špeciálne ošetrenie rôznych partií tela


- Zaoblený nastaviteľ na podpazušie
- Zaoblený nastaviteľ na oblasť línie bikín s prídavným svetelným filtrom
- Plochý nastaviteľ na telo
- Nastaviteľ na tvár s prídavným filtrom
- Senzor SmartSkin s 5 možnosťami nastavenia intenzity ošetrenia
- Prispôbte si ošetrenie pomocou aplikácie Philips Lumea IPL
- Vhodné pre rôzne typy chĺpkov a pokožky

Jednoduché použitie

Špeciálne ošetrenie rôznych partií tela


Hlavné prvky

6 mesiacov bez chĺpkov*




IPL je skratka pre Intense Pulsed Light, čo znamená intenzívne pulzné svetlo. Je to technológia, ktorá využíva jemné záblesky na „uspanie“ chĺpkov. Svetlo prenikajúce ku koreňku chĺpku uvedie folikul do fázy pokoja a stimuluje vypadnutie chĺpku. Opakované ošetrenia postupne zabraňujú opätovnému rastu chĺpkov a zanechávajú vašu pokožku krásne hladkú a jemnú na dotyk. Zariadenie Philips Lumea bolo vyvinuté v spolupráci s dermatológmi a bolo klinicky testované pre jednoduché, účinné a pohodlné ošetrenie aj na citlivých miestach, všetko z pohodlia vášho domova.

3 ošetrenia, o 92 % menej chĺpkov**



Objektívne štúdie dokazujú, že po troch ošetreniach sa zbavíte až 92 % chĺpkov**. Prvé štyri ošetrenia vykonávajte každé dva týždne a nasledujúcich osem ošetrení každé štyri týždne. Po 12 ošetreniach si môžete užiť šesť mesiacov hladkej pokožky bez chĺpkov*.

Technológia SenseIQ



Vníma. Senzor SmartSkin zariadenia Philips Lumea rozpoznáva tón vašej pleti a odporučí vám najpohodlnejšie nastavenie intenzity

ošetrenia. Prispôsobuje. Inteligentné nastavce prispôbujú programy šité na mieru každej partii tela. Chráni. Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi a inšpirované vami pre jemné odstránenie chĺpkov s dlhodobým efektom, a to aj na citlivých miestach***.

Celkovo 450 000 zábleskov****



Naše zariadenie dokáže počas svojej životnosti vyslať až 450 000 svetelných impulzov****.

Ošetrenie partii tela



Vaše telo je jedinečné. K ošetreniu jeho pokožky a kriviek by sa preto malo pristupovať jedinečne. Nastavce zariadenia Lumea na celé telo sú tvarované tak, aby perfektne kopírovali každú jeho krivku a prispôbili programy ošetrenia každej oblasti tela. Svetelné priezory sú navrhnuté tak, aby maximalizovali kontakt s pokožkou v snahe zabrániť únikom svetla. Umožní to účinné a šetrné ošetrenie aj v chústivých alebo citlivých oblastiach.

Nastavec na podpažšie



Inteligentný nastavec na oblasť podpažšia je špeciálne navrhnutý na ošetrenie ťažko prístupných oblastí podpažšia. Je strednej

veľkosti s priezorom 3 cm². Po nasadení nastavca na zariadenie sa spustí program prispôbený pre oblasť podpažšia. S redukciou chĺpkov v podpažšii je spokojných až 86 % žien****.

Nastavec na oblasť línie bikín



Nasadte inteligentný nastavec určený na oblasť línie bikín a spustí sa program prispôbený tejto oblasti. Nastavec sa pýši optimálnym priezorom s rozmerom 3 cm² s priehľadným filtrom pre väčšie pohodlie. Jeho zakrivený dizajn kopíruje kontúry vášho tela pre maximálny kontakt, efektívnosť a pohodlie. S redukciou chĺpkov v oblasti línie bikín je spokojných až 78 % žien*****.

Nastavec na telo



Inteligentný nastavec na telo má najväčší ošetrovací priezor: 4,1 cm². Takže je priam ušitý na rýchle ošetrenie väčších častí tela, ako napríklad nôh, paží a bruška. V skutočnosti zvládnete ošetriť obe nohy od kolien dolu už za 8,5 minúty. Vďaka zakrivení nastavec presne kopíruje kontúry vášho tela a zaisťuje maximálny kontakt s pokožkou. Nasadte nastavec, ktorý prispôbi program jednotlivým oblastiam vášho tela. S redukciou chĺpkov na nohách je spokojných až 83 % žien****.

Technické údaje

Technické špecifikácie, nastavenie

Nadstavec na ošetrovanie tela: Tvar: zakrivený vypuklý, Plocha priezoru: 4,1 cm², Špeciálne vyvinutý na telo

Nadstavec na ošetrovanie tváre: Tvar: plochý, Plocha priezoru: 2 cm², extra filter, Špeciálne vyvinutý na tvár

Technické údaje, prílohy

Nadstavec na ošetrovanie oblasti bikín: Tvar: zakrivený a v dutý, Plocha priezoru: 3 cm², extra filter, Špeciálne vyvinutý na oblasť bikín

Nadstavec na ošetrovanie podpazušia: Tvar: zakrivený a v dutý, Plocha priezoru: 3 cm², Špeciálne vyvinutý na oblasť podpazušia

Napájanie

Napätie: 100 – 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Technické údaje

Vysokovýkonná lampa: Výkon 450 000 zábleskov****

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Nohy, Brucho

Oblasti tváre: Chĺpky na hornej pere, Brada

Citlivé partie: Podpazušia, Oblasť bikín

Prílohy

Nadstavec na telo (3 cm²): Na použitie pod líniou krku

Nadstavec na tvár (2 cm²): Pre bezpečné použitie na tvári

Nadstavce

Nadstavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Nadstavec na oblasť bikín (2 cm²): Špeciálne ošetrovanie na chĺpky v oblasti bikín

Príbalené príslušenstvo

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Luxusné vrecko

Adaptér: 19,5 V/4000 mA

Bezpečnostné a upravitelné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastavitelných stupňov svetelnej energie:

Možnosť prispôbiť typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém:

Predchádza neželaným zábleskom

Senzor tónu pokožky: Deteguje váš odtieň pokožky

Senzor SmartSkin: Správne nastavenie na požiadanie

Čas aplikácie

Podpazušia: 2,5 min

Oblasť bikín: 2 min

Oblasti tváre: 1,5 min

Časť nôh od kolien dole: 8,5 min

Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Na rýchlu aplikáciu

Použitie s káblom aj bez kábla: Použitie s káblom aj bez kábla

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie malých oblastí

Druh použitia

Záblesky pri postupnom posúvaní: Na ošetrovanie zakrivených oblastí

Príkon

Systém napájania: Nabíjateľná batéria



* Priemerná redukcia chlpkov po 12 ošetreniach: 77 % na nohách, 64 % v oblasti bikín, 64 % v podpazuší

** Pri dodržiavaní harmonogramu ošetrení sa individuálne výsledky meraní na nohách môžu líšiť

*** Pri dodržaní harmonogramu ošetrení

**** Vypočítané pre použitie na ošetrovanie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpazušia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.

***** Vypočítané pre použitie na ošetrovanie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpazušia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.

***** Štúdia bola vykonaná v Holandsku a Rakúsku a zúčastnilo sa jej 46 žien: výsledky po absolvovaní 3 ošetrení v oblasti nôh, línie bikín a podpazušia a 2 ošetrení tváre

***** Na základe bezkáblového použitia, veľkosti priezoru a zakrivených nastavcov

***** Testované v roku 2020 vo Veľkej Británii na 190 účastníkoch