

# PHILIPS



IPL Haarentfernungsgerät  
mit SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin Sensor

4 intelligente Aufsätze: Körper,  
Gesicht, Bikinizone, Achselhöhlen

Mit SenseIQ-Technologie

Verwendung mit Kabel



BRI947/00

## Seidig glatte Haut, auf dich angepasst

### Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut\*

Unser schnellstes IPL mit SenseIQ Technologie, intelligenten Aufsätzen und der Lumea IPL-App für eine schnelle und einfache Haarentfernung am ganzen Körper. Kabelgebundene Version.

#### **Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut**

- Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen
- Mit Dermatologen entwickelt und somit einfach und effektiv
- Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

#### **Komplettlösung für Gesicht und Körper**

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 4 intelligenten Aufsätzen
- Geeignet für die meisten Hauttöne und Haartypen

#### **Individuelle IPL-Haarentfernung**

- Sanft und komfortabel mit SenseIQ
- Optimieren Sie Ihre Behandlungsroutine mit der Philips Lumea IPL-App.

## Lumea IPL 8000 Series

IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

# Besonderheiten

### Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung



Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.

### SenseIQ technology



Lumea Serie 8000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

### Extralanges Kabel



Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.

### 4 Intelligente Aufsätze



Speziell entwickelte Aufsätze passen sich perfekt jeder Körperform an und stellen automatisch die effektivsten Programme für jede Körperpartie ein. Gesicht: Flacher Aufsatz mit kleinem Behandlungsfenster mit UV-Filter. Körper: Nach innen gewölbt mit großem Behandlungsfenster. Bikinizone und Achselhöhlen: Nach außen gewölbt für schwer zugängliche Bereiche.

### Mit Dermatologen entwickelt



Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL

BRI947/00

entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

### Philips Lumea IPL-App



Unsere kostenlose Coaching-App hilft Ihnen, einen Behandlungsplan zu erstellen und einzuhalten und führt Sie schrittweise durch jede Sitzung. Von über 2,1 Millionen Benutzern heruntergeladen.

### Für die meisten Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar sowie hellen bis dunkelbraunen Hauttönen (I-V).

# Lumea IPL 8000 Series

IPL Haarentfernungsgerät mit SenselQ

BRI947/00

## Daten

### Technische Daten der Aufsätze

**Körperbehandlungs-Aufsatz:** Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für den Körper: Beine, Arme und Bauch

**Gesichtsbehandlungs-Aufsatz:** Form: flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm<sup>2</sup>, zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

**Bikinizonenbehandlungs-Aufsatz:** Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für die empfindliche Bikinizone

**Unterarmbehandlungs-Aufsatz:** Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für die Achselhöhlen

### Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtintensitätseinstellungen:** An Ihren Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse

**SmartSkin Sensor:** Die richtige Einstellungsanzeige auf Abruf

### Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für eine schnelle Anwendung  
„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kleiner Bereiche

**Mit Kabel/kabellos:** Verwendung mit Kabel

### Technische Daten

**Stromspannung:** 100-240 V

**Hochleistungs-Lampe:** Langlebiges Produkt mit 450.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 39 Jahren\*\*

### Consumer Trade Item

**Height:** 25.2 cm

**Width:** 26.3 cm

**Length:** 11.3 cm

**Net weight:** 1.097 kg

**Gross weight:** 1.631 kg

**GTIN:** 8720689014939

**Country of origin:** SI

**Harmonized system code:** 85437090

### Außenkarton

**Height:** 26.8 cm

**Width:** 23.9 cm

**Length:** 27 cm

**Net weight:** 2.194 kg

**Gross weight:** 3.504 kg

**GTIN:** 18720689014936

### Palette

**Height:** 118 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

**Net weight:** 122.864 kg

**Gross weight:** 210.288 kg

**GTIN:** 68720689014931

### Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

### Pallet Layer

**Height:** 26.8 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

### Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisung:** Bedienungsanleitung

**Lagerung:** Kosmetiktasche

**Adapter:** 19,5 V/4.000 mA

### Anwendungszeit

**Unterarme:** 2,5 Min.

**Bikinizone:** 2 Min.

**Gesichtsbereiche:** 1,5 Min.

**Unterschenkel:** 8,5 Min.

