

PHILIPS

Dispositivo de depilación IPL

Lumea IPL 9000 Series

Con tecnología SenseIQ

Axilas, línea del bikini, cuerpo, cara

Con sensor SmartSkin



BRI958/00



Di adiós al vello durante 6 meses* con nuestro dispositivo IPL más rápido y eficaz

La depilación IPL más eficaz, 6 meses después de un ciclo de tratamiento completo.** La tecnología IPL con SenseIQ elimina de forma duradera el vello corporal en la comodidad de su hogar. Consiga una piel suave como en el salón de estética gracias a la guía personalizada de la aplicación de Lumea IPL.

Piel suave durante mucho tiempo gracias a la tecnología Lumea IPL

- Tecnología IPL para uso doméstico, desarrollada por dermatólogos
- Tratamiento seguro y eficaz demostrado
- Tecnología SenseIQ para una depilación personalizada
- 450.000 flashes en total*****

Tratamiento especializado para diversas partes del cuerpo

- Accesorio para las axilas con diseño curvado
- Accesorio para la zona del bikini con filtro extraligero
- Accesorio para el cuerpo con diseño curvo
- Accesorio de precisión para la cara con filtro adicional
- Sensor SmartSkin con cinco ajustes de comodidad
- Personaliza tu tratamiento con la app Philips Lumea IPL
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Fácil de usar

Tratamiento especializado en distintas zonas del cuerpo


Destacados

Disfruta de 6 meses sin vello*




IPL significa "luz pulsada intensa". Se trata de una tecnología que utiliza una luz suave y cálida para dormir el pelo. La luz viaja a la raíz del cabello, lo que hace que el folículo pase a una fase de reposo y estimule el cabello para que se libere. Los tratamientos repetidos evitan gradualmente que el vello vuelva a crecer, dejando la piel sin vello y suave al tacto. Philips Lumea ha sido desarrollada por dermatólogos y se ha probado clínicamente para garantizar tratamientos sencillos, eficaces y cómodos incluso en zonas sensibles, desde la comodidad de tu propio hogar.

3 tratamientos, 92% menos de vello***



Estudios objetivos demuestran la reducción de hasta el 92% del vello después de tres sesiones***. Realiza las cuatro primeras sesiones cada dos semanas y las siguientes ocho sesiones cada cuatro semanas. Después de 12 sesiones, podrás disfrutar de seis meses de piel suave y sin vello*.

Tecnología SenseIQ



Detecta: el sensor SmartSkin de Lumea detecta el tono de piel e indica el ajuste de luz más cómodo para ti. Adapta: los accesorios inteligentes adaptan los programas


personalizados a cada zona del cuerpo. Cuida: desarrollado junto con dermatólogos e inspirado en ti para ofrecer una depilación suave y duradera, incluso en las zonas sensibles****.

450.000 flashes en total*****



Nuestra lámpara puede emitir hasta 450.000 flashes durante toda su vida útil*****.

Tratamiento de las zonas del cuerpo



Tu cuerpo es único. Y su piel, sus curvas y sus contornos deben tratarse también de forma única. Los accesorios para todo el cuerpo de Lumea tienen una forma que se amolda perfectamente a cada curva y adaptan los programas personalizados a cada zona del cuerpo. Las ventanas de tratamiento se han diseñado para maximizar el contacto con la piel y garantizar que la luz no se escape, lo que permite disfrutar de tratamientos suaves y eficaces incluso en zonas delicadas o sensibles.

Accesorio para la axila



Especialmente diseñado para tratar la zona de las axilas, de difícil acceso, el accesorio para las axilas inteligente tiene un tamaño mediano con una ventana de 3 cm². Cuando

se coloca en el dispositivo, el accesorio adapta un programa personalizado a la zona de tus axilas. El 86% de las mujeres están satisfechas con la reducción del vello en las axilas*****.

Accesorio para la zona del bikini



Coloca el accesorio inteligente para la zona del bikini y adaptará un programa personalizado específicamente para esa zona. Tiene una ventana óptima de 3 cm² con un filtro transparente que ofrece una comodidad extra y el diseño curvado se amolda a los contornos de tu cuerpo para maximizar el contacto, la eficacia y la comodidad. El 78% de las mujeres están satisfechas con la reducción del vello en la zona del bikini*****.

Accesorio para el cuerpo



El accesorio inteligente para el cuerpo tiene nuestra ventana de tratamiento más grande, de 4,1 cm², por lo que es perfecta para tratar rápidamente zonas del cuerpo como las piernas, los brazos y la barriga. De hecho, puede tratar las medias piernas en solo 8 minutos y medio. El diseño curvo sigue con precisión los contornos del cuerpo para maximizar el contacto con la piel. Coloca el accesorio y adaptará un programa personalizado específicamente para la zona del cuerpo. El 83% de las mujeres están satisfechas con la reducción del vello en las piernas****.

Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para el tratamiento corporal:

Forma: curva convexa, Tamaño de la ventana: 4,1 cm², Tratamiento personalizado para el cuerpo

Accesorio para el tratamiento facial: Forma: plana, Tamaño de la ventana: 2 cm², filtro adicional, Tratamiento personalizado para la cara

Accesorio para el tratamiento de las axilas: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², Tratamiento personalizado para las axilas

Accesorio para el tratamiento de la zona del bikini: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², filtro adicional, Tratamiento personalizado para la línea del bikini

Accesorio para el tratamiento en las axilas: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², Diseñado para la zona de la axila

Potencia

Tensión: 100-240 V

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona 450.000 pulsos

Zonas de aplicación

Cuerpo: Brazos, Piernas, Línea alba

Cara: Barbilla, Labio superior, Línea de la mandíbula

Zonas sensibles: Axilas, Bikini

Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda de lujo

Adaptador: 19,5 V/4000 mA

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a petición

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8,5 min.

Axilas: 2,5 minutos

Axilas: 2,5 minutos

Zona del bikini: 2 min

Cara: 1,5 minutos

Medias piernas: 8,5 min.

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para aplicación rápida

Uso con/sin cable: Uso con y sin cable

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas pequeñas

Potencia

Sistema de alimentación: Batería recargable



* Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78 % en las piernas, 64 % en la línea del bikini y 65 % en las axilas

* *Resultado medio de reducción de vello: 58% tras 12 tratamientos

* * * Los resultados pueden variar al realizar el programa de tratamiento, probado en piernas.

* * * * Al realizar el programa de tratamiento

* * * * * Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips

* * * * * Estudio realizado en los Países Bajos y Austria con 46 mujeres: Resultados después de 3 tratamientos en las piernas, bikini, axilas y 2 tratamientos en la cara

* * * * * Basado en un uso sin cable, en el tamaño de ventana y en accesorios curvos

* * * * * Prueba realizada en 2020, en Reino Unido, en 190 encuestados