

PHILIPS

Aparat IPL za
odstranjevanje dlak

Lumea IPL 9000
Series

S tehnologijo SenseIQ

Pazduhe, predel bikinija, telo,
obraz

S senzorjem SmartSkin



BRI958/00



Za kožo brez dlačic kar 6 mesecev* z našim najhitrejšim in najučinkovitejšim aparatom IPL

Najučinkovitejši aparat IPL, 6 mesecev po celotnem ciklu tretmajev**. Aparat IPL s tehnologijo SenseIQ zagotavlja dolgotrajno odstranitev dlak po celem telesu v udobju vašega doma. Privoščite si gladko kožo kot v salonu s personaliziranim vodenjem v aplikaciji Lumea IPL.

Dolgotrajno gladka koža z aparatom Lumea s tehnologijo IPL

- Tehnologija IPL za domačo uporabo, razvita v sodelovanju z dermatologi
- Dokazano nežno in učinkovito odstranjevanje dlak
- Tehnologija SenseIQ za prilagojeno odstranjevanje dlak
- Skupno 450.000 osvetlitev*****

Posebna prilagojena uporaba na različnih delih telesa


- Nastavek za pazduhe z izbočeno obliko
- Nastavek za predel bikinija z dodatnim svetlobnim filtrom
- Nastavek za telo z vbočeno obliko
- Natančen nastavek za obraz z dodatnim filtrom
- Senzor SmartSkin s 5 nastavitvami za udobje
- Prilagodite tretma svoji koži z aplikacijo Philips Lumea IPL
- Primerno za različne vrste dlak in kože

Enostavna uporaba

Posebej prilagojen tretma za različne dele telesa


Značilnosti

6 mesecev brez dlak*



Kratica IPL pomeni intenzivna pulzna svetloba. Gre za tehnologijo s toplo nežno svetlobo, ki ustavi rast dlak. Svetloba prodre do korenine dlak in spodbuja nastop faze mirovanja mešičkov ter izpadanje dlak. Ponovitve tretmajev postopoma preprečijo ponovno izraščanje dlak, zato ostane vaša koža čudovito neporaščena in svilnato gladka. Aparat Philips Lumea je bil razvit v sodelovanju z dermatologi in klinično preizkušen, da zagotavlja enostaven, učinkovit in udoben tretma tudi na občutljivih predelih, in vse to v udobju vašega doma.

3 tretmaji, 92 % manj dlak***



Neodvisne študije so pokazale, da se že s tremi tretmaji doseže do 92-% zmanjšanje poraščenosti***. Prve štiri tretmaje je treba ponavljati na dva tedna, naslednjih osem tretmajev pa je treba ponoviti vsake štiri tedne. Po 12 tretmajih lahko šest mesecev uživate v popolnoma gladki, neporaščeni koži*.

Tehnologija SenseIQ



Zaznavanje. Senzor SmartSkin aparata Lumea zazna vaš odtенок kože in označi najudobnejšo nastavev osvetlitve za vas.


Prilagoditev. Pametni nastavki prilagodijo programe, ki so prilagojeni za posamezne predele telesa. Nega. Razvit je v sodelovanju z dermatologi, navdih pa smo črpali pri vas, za nežno, dolgotrajno odstranjevanje dlak, celo na občutljivih predelih****.

Skupno 450.000 osvetlitev****



Naša sijalka lahko v svoji življenjski dobi proizvede do 450.000 osvetlitev****.

Uporaba na predelih telesa



Vaše telo je edinstveno. Zato morate tudi na edinstven način obravnavati svojo kožo, obline in obliko. Nastavki aparata Lumea za nego celotnega telesa so oblikovani tako, da se popolnoma prilagodijo vsaki oblini in prilagodijo programe, ki so prilagojeni posameznemu predelu telesa. Okenca za odstranjevanje so zasnovana za povečanje stika s kožo, da zagotovijo, da ne uhaja svetloba, kar zagotavlja učinkovito in nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.

Nastavek za pazduhe



Pametni nastavek za pazduhe, ki je posebej zasnovan za depilacijo težko dostopnih predelov pazduhe, je srednje velik in ima

okence velikosti 3 cm². Ko je nastavek pritrjen na napravo, prilagodi delovanje, prirejeno za vaš predel pazduhe. 86 % žensk je bilo zadovoljnih z zmanjšano poraščenostjo pod pazduho*****.

Nastavek za predel bikinija



Na aparat pritržite pametni nastavek za predel bikinija in prilagodil bo delovanje, prirejeno posebej za ta predel. Ima optimalno okence velikosti 3 cm² s prosojnim filtrom za dodatno udobje, njegova ukrivljena oblika pa omogoča prilagoditev oblinam vašega telesa za čim večji stik, učinkovitost in udobje. 78 % žensk je bilo zadovoljnih z zmanjšano poraščenostjo v predelu bikinija*****.

Nastavek za telo



Pametni nastavek za telo ima največje okence za tretma, kar 4,1 cm², zato je popolna izbira za hitro obdelavo večjih delov telesa, na primer nog, rok in trebuha. Z njim lahko izvedete tretma spodnjega dela obeh nog v samo osmih minutah in pol. Z vbočeno obliko se tesno prilaga obliki telesa, kar zagotavlja najboljši stik s kožo. Priključite ga na aparat, da prilagodi delovanje, prirojeno vašemu telesu. 83 % žensk je bilo zadovoljnih z zmanjšano poraščenostjo nog*****.

Specifikacije

Tehnični podatki za nastavke

Nastavek za telo: Oblika: konveksno zaobljeno, Velikost okenca: 4,1 cm², Prilagojen program za telo

Nastavek za obraz: Oblika: ravna, Velikost okenca: 2 cm², dodaten filter, Prilagojen program za obraz

Nastavek za pazduho: Oblika: konkavno zaobljeno, Velikost okenca: 3 cm², Prilagojen program za pazduhe

Nastavek za predel bikinija: Oblika: konkavno zaobljeno, Velikost okenca: 3 cm², dodaten filter, Prilagojen program za predel bikinija

Nastavek za pazduhe: Oblika: konkavno zaobljeno, Velikost okenca: 3 cm², Oblikovano za predel pazduhe

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Servis

Garancija: 2-letna globalna garancija

Tehnične specifikacije

Visokozmogljiva sijalka: Zagotavlja 450.000 osvetlitev*****

Območja uporabe

Predeli telesa: Roke, Noge, Trebuh

Deli obraza: Brada, Zgornja ustnica, Spodnja čeljust

Občutljivi predeli: Pazduhe, Predel bikinija

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik

Napajalnik: 19,5 V/4000 mA

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filter: Kožo varuje pred UV-svetlobo

5 nastavitvev svetlobne energije: Prilagodljivo glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje nenamerno osvetljevanje

Senzor barve kože: Zazna barvo kože.

Senzor SmartSkin: Prava nastavek na ukaz

Čas uporabe

Spodnji del noge: 8,5 min

Pazduhe: 2,5 min

Pazduha: 2,5 min

Predel bikinija: 2 min

Deli obraza: 1,5 min

Napajanje

Sistem napajanja: Polnilna baterija

