

PHILIPS

 Product Picture

IPL – uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea Advanced

Za upotrebu na telu

15 minuta za tretman
potkolenica

>250.000 bljesaka lampe

Izuzetno dugačak kabl

SC1995/00

Nežno, dugotrajno uklanjanje dlačica

Philips Lumea Advanced čini čuda da bi sprečio ponovni rast dlačica na telu. Kada se redovno primenjuju, nežni svetlosni impulsi čine kožu glatkom svakog dana.

Dugotrajno uklanjanje dlačica pomoću IPL tehnologije

- Uživajte u glatkoj koži svakoga dana
- Efikasno bez muke
- Adaptirano za bezbednu i efikasnu upotrebu u vašem domu
- Pogodno za širok dijapazon tipova kose i kože

Bezbedna, brza i efektivna primena na telu

- Za upotrebu na telu
- Veliki prozor za tretman za brzu primenu
- Nežan tretman

Maksimalna sloboda, minimalni napor

- Nema rezervnih delova, nema skrivenih troškova
- Režim klizanja i blicanja za uobičajeniju primenu
- Pet podesivih postavki svetlosne energije


Važne karakt.

Tehnologija IPL



Philips Lumea koristi inovativnu svetlosnu tehnologiju koja se naziva IPL (Intense Pulsed Light – intenzivna pulsna svetlost), izvedenu iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima lepote. Kompanija Philips je adaptirala ovu tehnologiju za bezbednu i efikasnu upotrebu u udobnosti vašeg doma. Kompanija Philips je u saradnji sa vodećim dermatolozima razvila ovaj revolucionarni sistem uklanjanja dlačica. Više od 10 godina vršimo opsežna istraživanja sa korisnicima, što je obuhvatilo više od 2000 dobrovoljaca.

Uživajte u glatkoj koži svakoga dana



Philips Lumea primenjuje nežne impulse svetlosti na koren dlake. Posledica je da se rast dlaka na telu postepeno smanjuje. Ponavljanje tretmana čini da koža bude divna bez dlaka i glatka na dodir.

Efikasno bez muke

Naše kliničke studije su pokazale značajno smanjenje količine dlačica za samo četiri dvonedeljna tretmana koja su dala glatku kožu bez dlačica. Da biste održali ove rezultate, jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vreme između tretmana može da se razlikuje u skladu sa individualnim ponovnim rastom dlačica. – Da biste povećali ovu sliku, kliknite na sliku u galeriji slika na vrhu ove stranice

Pogodni tipovi dlačica i kože



Philips Lumea radi efikasno na (prirodno) tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama. Kao i ostali svetlosni tretmani, Philips Lumea NIJE efikasan na ridim, svetloplavim ili belim/sedim dlačicama. Ovaj proizvod takode NIJE pogodan za tamnu kožu.

Područja primene

Pouzdanost koristite da biste uklanjali dlačice na delovima tela ispod linije vrata, kao što su noge, pazuh, bikini zona, ruke i stomak.

Brzi tretman nogu

Veliki prozor za tretman za brzu primenu na velikim površinama kao što su noge.

Nežan tretman

Nežan prema koži.

Nema potrebe za rezervnim delovima



Philips Lumea je potpuno rešenje koje je spremno za upotrebu čim se izvadi iz pakovanja. Što je još važnije, nisu potrebne rezervne lampe ili gelovi.

Režim klizanja i blicanja



Glavni režim primene omogućava klizanje za prijatniju i neprekidnu primenu.

Pet postavki svetlosne energije

Philips Lumea ima pet prilagodljivih postavki svetlosne energije da bi se obezbedio nežan i efikasan tretman. Ako se koristi ispravno, IPL tretman sistema Philips Lumea je bezbedan i nežan na osetljivoj koži i osetljivim delovima tela.

Specifikacije

Područja primene

Delovi tela: Ruke, Noge, Stomak, Bikini zona, Pazusi

Bezbednosne i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

5 postavki svetlosti: Prilagodljivo tipu kože

Ugrađeni bezbednosni sistem: Sprečite slučajno blicanje

Režim korišćenja

Klizanje i blicanje: Za praktičnu primenu

Na baterije / preko kabla: Sa kablom za napajanje

Prislanjanje i blicanje: Za tretman obliha područja

Napajanje

Napon: 100–240 V

Tehničke specifikacije

Lampa visokih performansi: Pruža > 250.000 bljesaka

Dodaci

Dodatak za telo (4cm²): Za upotrebu ispod linije vrata

Servis

Garancija: 2 godine garancije širom sveta

Predmeti koji se isporučuju

Uputstva za upotrebu: Koris. prir.

Skladištenje: Torbica

Adapter: 24 V / 1500 mA

Pribor: Krpa za čišćenje

Vreme primene

Potkolenica: 8 min

Pazuhi: 1 min

Bikini zona: 2 min

