

PHILIPS

IPL – uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea Prestige

Za upotrebu na telu

15 minuta za tretman
potkolenica

>250.000 bljesaka lampe

Bežični dizajn

SC2005/00



Stalni osećaj bez dlačica*

Philips Lumea Prestige je najefektivnije bežično IPL rešenje i čini čuda da bi sprečilo ponovni rast dlačica na telu. Kada se redovno primenjuju, nežni svetlosni impulsi čine kožu glatkom svakog dana.

Dugotrajno uklanjanje dlačica pomoću IPL tehnologije

- Uživate u glatkoj koži svakoga dana
- Efikasno bez muke
- Adaptirano za bezbednu i efikasnu upotrebu u vašem domu
- Pogodno za razne tipove dlačica i kože

Nežan i efikasan, čak i za osetljivu kožu

- Bezbedno i efikasno čak i na osetljivim delovima tela
- Veliki prozor za tretman za brzu primenu
- Nežan tretman

Maksimalna sloboda, minimalni napor

- Bežična praktičnost
- Pet podesivih postavki svetlosne energije
- Nema rezervnih delova, nema skrivenih troškova
- Režim klizanja i blicanja za uobičajeniju primenu
- Lumea Prestige dolazi u luksuznoj torbi


Važne karakt.

Tehnologija IPL



Philips Lumea koristi inovativnu svetlosnu tehnologiju koja se naziva IPL (Intense Pulsed Light – intenzivna pulsna svetlost), izvedenu iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima lepote. Kompanija Philips je adaptirala ovu tehnologiju za bezbednu i efikasnu upotrebu u udobnosti vašeg doma. Kompanija Philips je u saradnji sa vodećim dermatolozima razvila ovaj revolucionarni sistem uklanjanja dlačica. Više od 10 godina vršimo opsežna istraživanja sa korisnicima, što je obuhvatilo više od 2000 dobrovoljaca.

Uživajte u glatkoj koži svakoga dana



Philips Lumea primenjuje nežne impulse svetlosti na koren dlake. Posledica je da se rast dlaka na telu postepeno smanjuje. Ponavljanje tretmana čini da koža bude divna bez dlaka i glatka na dodir.

Efikasno bez muke

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Naše kliničke studije su pokazale značajno smanjenje količine dlačica za samo četiri dvonedeljna tretmana koja su dala glatku kožu bez dlačica. Da biste održali ove rezultate, jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vreme između tretmana može da se razlikuje u

skladu sa individualnim ponovnim rastom dlačica. - Da biste povećali ovu sliku, kliknite na sliku u galeriji slika na vrhu ove stranice

Pogodni tipovi dlačica i kože




Philips Lumea radi efikasno na (prirodno) tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama. Kao i ostali svetlosni tretmani, Philips Lumea NIJE efikasan na rđim, svetloplavim ili belim/sedim dlačicama. Philips Lumea takode NIJE pogodan za veoma tamnu kožu.

Mesta primene



Pouzđano koristite da biste uklanjali dlačice na delovima tela ispod linije vrata, kao što su noge, pazuh, bikini zona, ruke i stomak.

Brzi tretman nogu



Veliki prozor za tretman za brzu primenu na velikim površinama kao što su noge.

Nežan tretman



Nežan prema koži.

Bežična praktičnost



Jedinstveni bežični dizajn aparata Lumea je savršen za maksimalan domet i lakoću upotrebe.

Nema potrebe za rezervnim delovima



Philips Lumea je potpuno rešenje koje je spremno za upotrebu čim se izvadi iz pakovanja. Što je još važnije, nisu potrebne rezervne lampe ili gelovi.

Režim klizanja i blicanja



Glavni režim primene omogućava klizanje za prijatniju i neprekidnu primenu.

Specifikacije

Područja primene

Delovi tela: Ruke, Noge, Stomak, Bikini zona, Pazusi

Bezbednosne i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

5 postavki svetlosti: Prilagodljivo tipu kože

Ugrađeni bezbednosni sistem: Sprečite slučajno blicanje

Režim korišćenja

Klizanje i blicanje: Za praktičnu primenu

Na baterije / preko kabla: Bežični

Prislanjanje i blicanje: Za tretman na oblim delovima tela

Napajanje

Napon: 100–240 V

Vreme punjenja: 100 min

Vreme rada: Minimalno 370 bljesaka

Tehničke specifikacije

Lampa visokih performansi: Kapaciteta preko 250.000 bljesaka

Dodaci

Dodatak za telo (4cm²): Za upotrebu ispod linije vrata

Servis

Garancija: 2 godine garancije širom sveta

Predmeti koji se isporučuju

Punjač: Punjač koji podržava više napona

Uputstva za upotrebu: Koris. prir.

Skladištenje: Luksuzna torbica

Pribor: Krpa za čišćenje

Vreme primene

Potkolenica: 8 min

Pazuhi: 1 min

Bikini zona: 1 min

