

PHILIPS

Dispositivo de
depilación IPL

Lumea IPL 9000
Series

Con tecnología SenseIQ

Axilas, línea de bikini, cuerpo,
cara

Con sensor SmartSkin

Uso con y sin cable



BRI958/50



Libre de vello durante 12 meses*

con nuestra depiladora de luz pulsada intensa (IPL) más
rápida y eficiente

La depiladora de luz pulsada intensa (IPL) más eficaz, tras un tratamiento completo durante 12 meses**. La tecnología IPL con SenseIQ ofrece una fácil eliminación del vello de todo el cuerpo para que puedas obtener una piel tan suave como cuando sales del salón de belleza desde la comodidad de tu casa. Además, la aplicación Lumea IPL te brinda asistencia continua y orientación personalizada sobre el tratamiento.

Suave y eficaz para lograr una piel suave por más tiempo

- Realice el tratamiento solo 2 veces al mes para obtener resultados rápidos
- Desarrollado con dermatólogos para ofrecer un uso sencillo y de alto rendimiento
- Lumea serie 9000 es nuestro único sistema IPL inalámbrico, lo que permite llegar fácilmente a cualquier zona y usarlo desde cualquier lugar.

Solución completa para el rostro y el cuerpo

- Solución completa para el rostro y el cuerpo con cuatro accesorios inteligentes
- Ideal para la mayoría de los tonos de piel y colores de vello

Tratamiento personalizado de depilación IPL

- La aplicación Philips Lumea IPL es gratuita y ayuda a lograr mejores resultados*.
- Optimice su rutina con la aplicación Philips Lumea IPL

Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para tratamiento corporal: Forma: curvada convexa, Tamaño de la ventana: 4.1 cm2, Tratamiento personalizado para el cuerpo: piernas, brazos y vientre

Accesorio para tratamiento facial: Forma: plana, Tamaño de la ventana: 2 cm2, filtro adicional, Tratamiento personalizado para el rostro: labio superior, mentón y mandíbula

Accesorio para tratamiento en la zona del bikini: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm2, filtro adicional, Tratamiento personalizado para la zona sensible del bikini

Accesorio para el tratamiento de axilas: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm2, Tratamiento personalizado para las axilas

Configuración de seguridad y ajustable

Filtro UV integrado: Protege la piel de la luz UV

Sistema de anillo de seguridad: Evita los pulsos de luz accidentales

5 ajustes de intensidad de la luz: Se ajusta al tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los disparos accidentales

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a pedido

Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación rápida

Estampe y dispare: Para tratamiento en zonas pequeñas

Paso y pulsación: Para el tratamiento de zonas curvas

Uso con y sin cables: Uso con y sin cable

Potencia eléctrica

Tiempo de carga: 100 min.

Tiempo de funcionamiento: Mínimo 320 pulsos

Especificaciones técnicas

Voltaje: 100-240 V

Lámpara de alto rendimiento: Diseño duradero, 450 000 destellos, equivalentes a 39 años de vida útil de la lámpara**

Espectro de luz: 570 nm

Nivel de potencia de luz (J/cm2): 2.5-5.6

Archivos adjuntos

Accesorio para el cuerpo (3 cm2): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

Accesorio para precisión (2 cm2): Para una aplicación segura en el rostro

Accesorio para el cuerpo (4 cm2): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del

cuello

Accesorio para la zona del bikini (2 cm2):

Tratamiento especial para el vello de la zona del bikini

Accesorio facial (2 cm2): Para aplicación segura en el rostro

Servicio

Garantía: 2 años de garantía global + 1 año adicional de garantía al registrar el producto en un plazo de 90 días

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Cargador: Cargador multivoltaje

Almacenamiento: Bolsa de lujo

Adaptador: 19.5V/4000mA

Accesorio: Tela de limpieza

Tiempo de aplicación

Pierna: 8,5 min

Axilas: 2,5 min

Línea del bikini: 2 min

Zonas del rostro: 1,5 min



* Medianas de reducciones de vello después de 12 tratamientos: 78 % en piernas, 64 % en la línea de bikini, 65 % en las axilas

** Mediana de resultados: reducción del 58 % del vello después de 12 tratamientos

*** Si se sigue el cronograma de tratamiento, medido en las piernas; los resultados individuales pueden variar

**** Si se sigue el cronograma de tratamiento

***** Calculado para usar en la parte inferior de las piernas, la línea de bikini, las axilas y la cara. El ciclo de vida de la lámpara no extiende la garantía internacional de 2 años de Philips.

***** Estudio realizado en Países Bajos y Austria con 46 mujeres: resultados después de 3 tratamientos en las piernas, la línea de bikini, las axilas y de 2 tratamientos en la cara

***** Según el uso sin cable, el tamaño de la pantalla y los accesorios curvos

***** Prueba realizada en 2020, en el Reino Unido, con 190 encuestadas