



Philips Lumea IPL 9000 Series

配備 SenselQ 智能感溫調控的 IPL 彩光脫毛器

SmartSkin 智能膚色感應器

4 個智能配件：身體、面部、比堅尼、腋下
Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式可無線及有線使用



BRI958/00

輕鬆的無線使用體驗，SenselQ 讓您享受個人化療程

享受 12 個月的持久淨滑肌膚 *

使用我們最快捷的無線 Lumea IPL 彩光脫毛器裝置，享受無拘無束的個人化療程。SenselQ 智能感溫調控技術配合智能配件和 Lumea IPL 應用程式內的指引，為您帶來持久淨滑肌膚。

溫和有效，帶來持久的光滑肌膚

- 只需每 2 週進行療程，即可快速見效
- 可有線及無線操作，方便使用
- 與皮膚科醫生一同研發，輕鬆有效

面部及身體的全面解決方案

- 配備 4 款智能配件，帶來面部及身體的全面解決方案
- 適用於大部分膚色及毛髮顏色

個人化 IPL 彩光脫毛療程

- SenselQ 智能感溫調控技術實現溫和舒適的脫毛體驗
- 使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式改善您的日常美容護理

PHILIPS

配備 SenselQ 智能感溫調控的 IPL 彩光脫毛器

SmartSkin 智能膚色感應器 4 個智能配件：身體、面部、比堅尼、腋下，Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式，可無線及有線使用

產品特點

每月進行 2 次療程，即可快速見效



初期階段每 2 週只需進行 4 次療程 — 僅其他品牌療程次數的一半。之後，每月修整一次以維持效果。

SenselQ 智能感溫調控技術



Lumea 9000 系列設有 5 種容易調節的彩光設定。我們的 SmartSkin 智能膚色感應器能讀取您的膚色，並協助您找到最舒適的設定。各款智能配件可因應身體各部位提供所需的療程。

可有線及無線操作，方便使用



Philips Lumea 以方便易用為設計原則。有線操作方便迅速護理大面積身體部位，例如

腿部；而無線電池模式則方便精準地護理難以觸及的身體部位。

4 款智能配件




配件經過精心設計，能完美貼合身體各部位的每個曲線，並可在連線後於各個身體部位觸發最有效的程式。面部：平坦設計，小出光口配有紫外光濾光片。身體：內彎曲面設計，配有大出光口。比堅尼及腋下：外彎設計適用於難以觸及的部位。

與多位皮膚科醫生共同研發



作為健康技術的領導者，Philips 在研發 Lumea IPL 彩光脫毛器時諮詢皮膚科醫生，讓您可以在家中輕鬆有效地使用產品，同時確保安全。採用源於專業美容院的技術，Lumea IPL 彩光脫毛器即使在敏感部位亦可帶來溫和的療程。

Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式



我們的免費指導應用程式助您計劃並遵守療程時間表，然後陪伴您逐步完成每一次療程。超過 210 萬用戶下載。

適用於大部分皮膚和毛髮類型



使用 IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有對比度，因此它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及淺棕色至深棕色膚色 (I-V)。

配備 SenseIQ 智能感溫調控的 IPL 彩光脫毛器

SmartSkin 智能膚色感應器 4 個智能配件：身體、面部、比堅尼、腋下，Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式，可無線及有線使用

規格

BR1958/00

技術規格 配件

- 身體療程配件：形狀：外彎，出光口尺寸：4.1 平方厘米，為身體訂製的療程：腿部、手臂及腹部
- 面部療程配件：形狀：平坦，出光口尺寸：2 平方厘米，額外濾光片，為面部訂製的療程：上唇、下巴和下頷
- 比堅尼療程配件：形狀：內彎，出光口尺寸：3 平方厘米，為敏感比堅尼部位訂製的療程
- 腋下療程配件：形狀：內彎，出光口尺寸：3 平方厘米，為腋下訂製的療程

安全和可調節設置

- 複合紫外光濾光片：保護您的皮膚免受紫外線傷害
- 5 種光能設定：按您的皮膚性質調整
- 整合式安全設計：防止意外閃動
- 膚色感應器：偵測您的膚色
- SmartSkin 智能膚色感應器：按需要提供正確的設定提示

應用模式

- 滑動閃光：方便快速使用

- 對準閃光：用於細小部位
- 有線 / 無線使用：可無線及有線使用

技術規格

- 電壓：100-240 伏
- 電池類型：充電電池
- 高性能燈：持久耐用，450,000 次閃光，等於 39 年燈泡使用壽命 **

服務

- 保養：2 年全球保養 + 於 90 日內註冊產品享 1 年額外保養

內含物件

- 使用說明：用戶手冊
- 儲存：精美收納袋
- 變壓器：19.5V / 4000mA

使用時間

- 小腿：8.5 分鐘
- 腋下：2.5 分鐘
- 比堅尼線：2 分鐘
- 面部：1.5 分鐘



出版日期 2025-04-04

版本：23.23.1

EAN: 87 20689 02291 0

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 經過 12 次療程後，小腿毛髮減少達 86%，比堅尼部位毛髮減少達 70%，腋下毛髮減少達 67%。

** 依照療程時間表進行療程。根據小腿、比堅尼部位、腋下和面部的使用情況計算得出。燈泡使用壽命不會延長 Philips 的 2 年全球保養期

*** 根據療程時間表的腿部量度結果。效果因人而異。

**** 適用於按照固定時間進行療程

***** 小腿、比堅尼位置、腋下和面部的量度結果。燈的使用壽命不會令 Philips 的 2 年全球保用期延長。

***** 根據 46 名女性在荷蘭及奧地利進行的測試，於腋下、比堅尼位、腿部進行 3 次療程及在面部進行了 2 次療程後結果顯示。

***** 根據無線使用，配合出光口尺寸和弧形配件

***** 根據 2020 年 190 位受訪者接受在英國進行的測試