

PHILIPS

Systém na odstraňovanie
chĺpkov IPL

Lumea Essential

Pre použitie len na tele

Oš. nôh od kol. d. za 15 min.

Životnosť <gt/> 100 000
svetelných impulzov



SC1991/00



Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chĺpkov pre jemnú pokožku v pohodlí domova

Philips Lumea IPL je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu chĺpkov na tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábnu hladkú pokožku každý deň.

Dlhotrvajúca hladkosť

- Skvelé výsledky bez veľkej námahy
- Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Odstraňovanie chĺpkov pomocou technológie IPL

- Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti

Jemné a účinné, dokonca aj pri citlivej pokožke

- Pre použitie na tele
- Prispôsobiteľné typu pokožky
- Päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla
- Väčší nástavec na telo pre rýchlejšie ošetrenie

Kompaktný dizajn s káblom

- Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady

Hlavné prvky

Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň



Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korenky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. V dôsledku tohto procesu chĺpky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.

Skvelé výsledky bez veľkej námahy



Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po štyroch použitiach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov.


Technológia IPL



System Philips Lumea používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je


založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôbila túto technológiu na bezpečné použitie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 dobrovoľníkov.

5 nastavení intenzity svetelnej energie



System Philips Lumea ponúka päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla pre jemné a účinné ošetrenie. Ak sa systém Philips Lumea používa správne, ošetrenie svetlom pomocou technológie IPL je bezpečné a šetrné aj v prípade citlivej pokožky alebo v citlivých oblastiach tela.

Oblasti aplikácie



Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chĺpkov v oblastiach pod líniou krku: nohy, podpažšie, oblasť bikín, ruky a brucho.

Väčší nástavec na telo, 4 cm²




Väčší nástavec na telo umožňuje rýchlejšie ošetrenie väčších oblastí – napríklad nôh.

Nie sú potrebné žiadne náhradné diely



Philips Lumea predstavuje kompletne riešenie, ktoré bude fungovať ihneď po vybalení. Navyše nie sú potrebné ani žiadne náhradné lampy či gély.

Vhodné typy chĺpkov a pokožky



System Philips Lumea účinne funguje pri (prirodzene) tmavších blond chĺpkoch, hnedých a čiernych chĺpkoch. Podobne ako v prípade iných svetelných zákrokov, systém Philips Lumea NIE JE účinný pri svetlých blond chĺpkoch, ryšavých ani bielych či sivých chĺpkoch. System Philips Lumea NIE JE vhodný pre tmavú pokožku.

Technické údaje

Príkon

Napätie: 100 - 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Technické špecifikácie

Vysokovýkonná lampa: Výstup <gt/> 100 000 zábleskov

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Ruky, Nohy, Brucho, Oblasť bikín, Podpazušia

Nadstavce

Nástavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Príbalené príslušenstvo

Návod na použitie: Stručná príručka spustenia,

Návod na použitie

Skladovanie: Puzdro

Adaptér: 24 V/1500 mA

Bezpečnostné a upravitelné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastavitelných stupňov svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Čas aplikácie

Časť nohy od kolena nadol: 8 min

Podpazušie: 1 min

Oblasť bikín: 1 min

Application mode

Záblesky pri postupnom posúvaní: Na ošetrovanie zakrivených oblastí

Druh použitia

Použitie s káblom aj bez kábla: Káblové

