



Philips Sonicare Power
Flosser 5000
Hydropulseur

Technologie Quad Stream

Moteur ultrasilencieux
Pulse Wave pour guider le
nettoyage



HX3811

Jusqu'à 180 % plus efficace pour obtenir des gencives saines*

Un nettoyage facile et en profondeur

Améliorez la santé de vos gencives avec un nettoyage interdentaire complet et facile. Notre technologie Quad Stream vous aide à couvrir une plus grande surface plus facilement, et la technologie Pulse Wave vous guide doucement d'une dent à l'autre. C'est facile comme tout!

Facile à personnaliser selon vos besoins

- 2 modes de nettoyage interdentaire, 10 niveaux d'intensité

Une propreté sans effort grâce à une technologie avancée

- Un nettoyage interdentaire rapide et efficace grâce à la technologie Quad Stream
- La technologie Pulse Wave vous guide d'une dent à l'autre
- Support magnétique facile à utiliser avec fonction d'arrêt automatique
- Embout classique pour un nettoyage quotidien
- Embout Quad Stream pour une couverture maximale
- Réservoir de 550 ml facile à remplir
- Ultrasilencieux pour des résultats exceptionnels sans déranger les autres

PHILIPS

sonicare

Caractéristiques

Une meilleure couverture, sans effort



Les jets d'eau en forme de X offrent une couverture améliorée pour un nettoyage sans effort à la fois plus rapide et plus en profondeur que la soie dentaire manuelle.

Vous guide d'une dent à l'autre



De délicates pulsations d'eau vous guident d'une dent à l'autre pour vous aider à couvrir chaque recoin.

Moteur ultrasilencieux

Conçu pour être discret, il procure un nettoyage exceptionnel sans déranger les autres.


2 modes, 10 niveaux d'intensité



Adaptez votre nettoyage à vos besoins. Le débit continu du mode Clean contribue à un

nettoyage quotidien impeccable, alors que les pulsations d'eau marquées du mode Deep Clean permettent un nettoyage en profondeur. Vous pouvez également modifier l'intensité du jet pour un confort optimal, en tout temps.

Embout classique F1



Utilisez l'embout classique pour votre nettoyage quotidien. Son jet d'eau élimine les résidus et nettoie complètement l'espace entre vos dents.

Embout Quad Stream F3



Pour une couverture totale et un nettoyage des plus profonds, utilisez l'embout Quad Stream pour projeter quatre larges jets d'eau entre vos dents et le long de vos gencives. Le guide en caoutchouc souple est doux pour les gencives, et chaque embout est facile à insérer et à retirer.

Réservoir de 550 ml



La quantité de liquide que peut contenir le réservoir de 550 ml est suffisante pour un nettoyage. Pour remplir le réservoir, il suffit de le soulever, de le remplir, puis de le remettre en place.

Support magnétique avec fonction d'arrêt automatique



Après votre nettoyage, replacez simplement le manche sur le support magnétique simple. Le manche se désactivera automatiquement.

Spécifications

Modes

- Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les jours
- Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur revigorant
- Niveaux d'intensité: 10

Articles inclus

- Power Flosser: 1
- Embout classique F1: 1
- Embout Quad Stream F3: 1

Facilité d'utilisation

- Manche: Conception ergonomique ultramince
- Fixation de l'embout: Facile à insérer et à retirer

Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

Service

- Garantie: Garantie limitée de 2 ans

Avantages pour la santé

- Santé des gencives: Jusqu'à 180 % plus efficace*
- Élimination de la plaque: Jusqu'à 3 fois aussi efficace**, Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque***

Performance

- Nettoyage: Nettoie toute la bouche en 60 à 90 secondes



Date de publication
2021-09-29

Version: 2.0.1

EAN: 00 07502 00911 54

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* par rapport à la soie dentaire. Lorsque les patients atteints de gingivite modérée à sévère l'utilisent avec l'embout Quad Stream réglé au niveau 8 et une brosse à dents manuelle plutôt que d'utiliser de la soie dentaire et une brosse à dents manuelle

* lorsque les patients atteints de gingivite modérée à sévère l'utilisent avec l'embout Quad Stream réglé au niveau 8 et une brosse à dents manuelle plutôt que d'utiliser de la soie dentaire et une brosse à dents manuelle

** résultats d'une étude en laboratoire. Les résultats en bouche peuvent varier.