

# PHILIPS

## sonicare

Standaard sonische  
opzetborstels

i InterCare

2 stuks

Standaardformaat

Opklikbaar

BrushSync-koppeling van  
poetsstanden

Использование нефирменных  
насадок для электрических  
зубных щеток  
Philips Sonicare может привести  
к неправильной работе прибора  
даже его поломке,  
также быть небезопасным  
для зубов и дёсен

HX9002/10



## Beter bereik tussen de tanden. Superieure reiniging.\*

Reinig tussen de tanden en op lastig bereikbare plekken

Met geavanceerde borsteltechnologie en extra lange borstelharen helpt de InterCare tot 7x meer plak tussen de tanden te verwijderen dan een gewone tandenborstel, zodat de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.

### Voor uitzonderlijk goede tandplakverwijdering

- Verwijder tot 7x meer tandplak met onze InterCare-opzetborstel\*

### Voor uitzonderlijke tandvleesverzorging

- Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

### Innovatieve technologie

- Selecteert automatisch de optimale poetsstand voor de allerbeste resultaten\*\*
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

### Ontworpen voor optimale prestaties

- Weet altijd wanneer u de borstel moet vervangen. Krijg altijd een effectieve reiniging.
- Kliksysteem voor eenvoudig verwisselen van opzetborstels
- Getest voor uw behoeften op het gebied van mondverzorging


# Kenmerken

## Verwijder tot 7 keer meer tandplak




Klik onze InterCare-opzetborstel erop voor gezonder tandvlees in slechts 2 weken. Extra lange borstelharen verwijderen meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken en tussen de tanden voor gezond tandvlees.

## Extra lange borstelharen



De InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen om tandplak diep tussen uw tanden aan te pakken. Het is klinisch bewezen dat na 2 weken uw tandvlees minder bloedt en dat ontstekingen afnemen.

## BrushSync™-koppeling van poetsstanden



Met onze BrushSync™-koppeling van poetsstanden\*\* krijgt u altijd de best mogelijke reiniging. De InterCare-opzetborstel werkt

samen met uw Philips Sonicare-handvat\*\* met BrushSync™ waardoor automatisch de optimale poetsstand en het beste intensiteitsniveau voor uitzonderlijke reiniging wordt geselecteerd. U hoeft alleen te beginnen met poetsen.

## Vervanging van de opzetborstel



Opzetborstels worden minder effectief als ze 3 maanden zijn gebruikt, maar met BrushSync™ krijgt u een seintje als uw borstel toe is aan vervanging. Uw slimme tandenborstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en stelt u op de hoogte wanneer het tijd is voor een vervangende opzetborstel. Hebt u nog geen slimme Philips Sonicare-tandenborstel? U hoeft alleen maar de blauwe vervangingsborstelharen in de gaten te houden. Zodra deze wit worden, is het tijd om de opzetborstel te vervangen.

## Eenvoudig vast te klikken



Uw InterCare-opzetborstel past perfect bij iedere Philips Sonicare-tandenborstel, behalve PowerUp Battery en Essence. Klik de opzetborstel vast of haal hem er eenvoudig af voor gemakkelijk vervangen en schoonmaken.

## De enige echte sonische technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

## Poetsen met een gerust hart



Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn veilig en zacht voor de tanden en het tandvlees. Tijdens proeven wordt iedere opzetborstel uitgebreid getest, om er zeker van te zijn dat ze bij elke poetsbeurt uitzonderlijke prestaties leveren en lang meegaan.

# Specificaties

## Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 2 i InterCare

## Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschied voor de volgende modellen: 2-serie

Plaque Defense, 2-serie Plaque Defense, 3-

Serie Gum Health, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, For Kids,

HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,  
ProtectiveClean

BrushSync-koppeling van poetsstanden

## Ontwerp en afwerking

Hardheid borstelharen: Medium

Kleur: Wit

Memo-borstelharen: Blauwe kleur  
borstelharen wordt langzaam wit

Formaat: Standaard

## Gezondheidsvoordelen

**Gezond tandvlees:** Maakt het tandvlees in 2  
weken gezonder

**Verwijdering van tandplak:** Verwijdert tot 7  
keer meer tandplak\*

## Kwaliteit en prestaties

**Vervanging:** Iedere 3 maanden

**Getest:** voor optimaal gebruik

