

PHILIPS

sonicare

Medzizubná kefka –
tryskové nástavce

AirFloss

s 2 tryskovými nástavcami

HX8012/07



Nepoužívate zubnú niť? Skúste AirFloss.

Odstraňuje zubný povlak aj tam, kam kefky nedosiahnu

Ak patríte k tým, ktorí pravidelne nepoužívajú zubnú niť, AirFloss je jednoduchý spôsob, ako začať čistiť medzizubné priestory. AirFloss sa môže používať s ústnou vodou alebo obyčajnou vodou a prináša jedinečnú vzduchovú a mikrokvapôčkovú technológiu, ktorá vám pomôže odstrániť zubný povlak na ťažko dostupných miestach.

Pomáha vytvoriť zdravé návyky


- Jednoduchý spôsob na účinnejšie čistenie medzizubných priestorov

Jednoduché používanie

- Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek
- Navádzacia špička zabezpečuje správne umiestnenie
- Tryskový nástavec navrhnutý tak, aby lepšie dosiahol na ťažko dostupné miesta

Hlavné prvky

Jednoduchý spôsob, ako začať



Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky. Po troch mesiacoch používania kefky AirFloss až 96 % ľudí, ktorí používali nepravidelne zubnú niť, aj naďalej používali kefku AirFloss štyri alebo viac dní do týždňa.

Technológia zmesi vzduchu a mikrovapôčiek



Technológia zmesi vzduchu a mikrovapôčiek

Navádzacia špička



Tenká zahnutá trysková hubica a navádzacia špička zjednodušujú správne umiestnenie. Stačí sa posunúť po povrchu zuba pri ďasne, až kým špička zapadne do priestoru medzi zubmi.

Tenká zahnutá tryska

Tenký zahnutý tryskový nástavec na jednoduché čistenie aj ťažko dostupných miest

Technické údaje

Jednoduché použitie

Prídavný nástavec: Ľahko sa nasúva a odpája

Príbalené príslušenstvo

Hubica AirFloss: 2

Výsledky čistenia

Tryskové nástavce: Na dosahovanie najlepších výsledkov odporúčame meniť každých 6 mes.

