

PHILIPS

sonicare

AirFloss Ultra – чисти
междузъбно пространство

Дръжка ProtectiveClean w/4500

1 накрайник

1 глава за четка



HX8424/30



Гарантирано по-здрави венци за 2 седмици*

Създаден за тези, които не са особено постоянни в почистването с
конец

За тези, които не почистват с конец редовно, AirFloss Ultra**** е най-лесният начин за
ефективно почистване между зъбите. AirFloss Ultra може да се използва с вода за уста или
вода и клинично доказано има същата ефективност за здравето на венците като конца.**

Оптимизирайте миенето на вашите зъби

- Режим Clean и White
- Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

Подобрява здравето на устната кухина

- Премахване на до 99,9% плака***
- Клинично доказано също толкова ефективен за здравето на венците, колкото и конецът за зъби**
- Подпомага предотвратяването на кариеси между зъбите

Висококачествена технология


- Технология с въздух и микроскопични водни капки
- Високоэффективен накрайник
- Настройка за тройно впръскване

Най-лесният начин за ефективно почистване между зъбите

- Отнема само 60 секунди: насочете, натиснете, почистете!
- Лесен начин да създадете здравословен навик
- Ежедневна увереност със свежа и чиста уста

Акценти

По-добро здраве на венците



Накрайникът Philips Sonicare AirFloss Ultra клинично доказано подобрява здравето на венците също толкова, колкото и конецът.** Помага за подобряването на здравето на венците само за две седмици.

Премахване на до 99,9% плака




AirFloss Ultra премахва до 99,9% от плаката в третираните области.***

Подпомага предотвратяването на кариеси




Чрез леко разкъсване на плаката, която миенето с четка пропуска, накрайникът Philips Sonicare AirFloss Ultra помага за предотвратяването на формирането на кариеси в пространствата между вашите зъби.

Технология с микрокапки



Клинично доказаните ни резултати са възможни благодарение на уникалната ни технология, която комбинира въздух и вода за уста или вода за мощно, но нежно почистване между зъбите и по линията на венца.

Високоэффективен накрайник



Новият високоэффективен накрайник AirFloss Ultra увеличава силата на технологията ни с въздух и микрокапки за по-голяма ефективност и ефикасност от всякога.

Програма за тройно впръскване



Мощната струя на накрайника AirFloss Ultra може да се персонализира според предпочитанията ви с единично, двойно или тройно впръскване при всяко натискане на бутона за активация.

Почиства само за 60 секунди




С AirFloss Ultra почистването на цялата уста отнема по-малко от 60 секунди на ден. Просто изберете честотата на впръскване (единична, двойна или тройна) и задръжте бутона за активиране за продължителни автоматични впръсквания или натиснете и освободете за ръчен режим на впръскване.

Свежест и чистота с вода за уста



Напълнете резервоара на дръжката с вода за уста или вода, след което насочете и натиснете. Използвайте с вода за уста за съвършено свежо изживяване и антибактериално почистване.

Създайте здравословен навик лесно



Почистването между зъбите е много важно за цялостното здраве на устната хигиена. AirFloss е лесен начин за почистване по-дълбоко между зъбите, като помага за формирането на здравословен навик.

Спецификации

Работни показатели при почистване

Клинично доказани резултати: Ефективен като конец, за подобряване на здравето на венците, за намаляване на плаката, за намаляване на кървенето на венците

Персонализирани настройки: Автоматично впръскване или ръчно впръскване, Единично/двойно/тройно впръскване***

За най-добри резултати: Сменяйте накрайника на всеки 6 месеца

Лечебен ефект: Почиства цялата уста за 60 сек, Подобрява здравето на венците за 2 седмици*

Представяне: Премахва до 99,9% плака**

Дизайн и покритие

Цвят: Бяло със сиви акценти, Бяло и светлосиньо

Лесна употреба

Индикатор за батерията: LED индикаторите на дръжката показват нивото на заряда

Живот на батерията: 1 – 3 седмици*****

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Накрайник: Лесно поставяне и сваляне

Включени в комплекта

Дръжка AirFloss Ultra: 1

Накрайник AirFloss Ultra: 1

Дръжка: 1 ProtectiveClean

Глави за четка: 1 W2 Optimal White

Зарядно устройство: 1

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Бяло: Премахва повърхностните петна

Захранване

Напрежение: Мултистандартно зарядно устройство

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Време на зареждане: 24 часа за пълно зареждане

Технология с интелигентен сензор

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката



* или ви връщаме парите

** при използване в съчетание с ръчна четка за зъби и антибактериална вода за уста при пациенти с лек до среден гингивит; AirFloss е създаден да помогне на тези, които не са постоянни в почистването с конец, да развият здравословен режим за ежедневно почистване между зъбите. Моля, вижте въпросите и отговорите в раздела Поддръжка за повече информация.

*** От третираните зони; В лабораторно изследване реалните резултати е възможно да се различават

**** AirFloss Ultra и Pro са един и същ продукт, но е възможно да са с различно име в зависимост от държавата и канала.

***** в зависимост от използваната настройка за впръскване