

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
connesso

DiamondClean
Smart

Coaching personalizzato

Testina con sensori intelligenti

Riconoscimento intelligente
testina

5 modalità, 3 intensità



HX9924/03



Il nostro migliore spazzolino per un'igiene orale completa

Prova la sensazione di una pulizia completa al 100%

DiamondClean Smart è il nostro miglior spazzolino di sempre, per un'igiene orale completa. Il sensore di pressione indica quando spazzoli con troppa forza. La tecnologia BrushSync seleziona automaticamente la modalità e l'intensità più adatte alle tue esigenze e ti segnala quando cambiare la testina. L'Applicazione dedicata ti segue passo a passo con consigli e coaching personalizzati e in tempo reale. Quattro testine ad altissime prestazioni.

Migliore igiene orale dimostrata

- Rimuove fino a 10 volte più placca per una pulizia profonda (1)
- Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane (3)
- Rimuove fino al 100% di macchie superficiali in più in soli 3 giorni (4)
- Ottieni un alito fresco a lungo

Coaching personalizzato per una pulizia perfetta

- Monitora le zone che hai pulito ed evidenzia quelle che hai trascurato
- Indica eventuali zone trascurate per una copertura del 100%
- Prenditi maggiore cura delle zone problematiche
- Ti avverte quando stai esercitando troppa forza
- Ti aiuta a ridurre lo spazzolamento aggressivo

Spazzolamento ottimale

- Le testine selezionano automaticamente le impostazioni ottimali
- Assicurati di ottenere il massimo dalla testina
- Scegli tra 5 modalità e 3 impostazioni di intensità


In evidenza

Puoi dire addio alla placca




Inserisci la testina Premium Plaque Defence per ottenere una pulizia orale davvero profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma dei denti e delle gengive offrendo una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia (2) e rimuovono fino a 10 volte più placca perfino nelle zone più difficili da raggiungere (1).

Cura delle gengive



Inserisci la testina Premium Gum Care per migliorare la salute delle gengive. Le sue dimensioni più piccole e le setole specifiche offrono una pulizia delicata ma efficace lungo il bordo gengivale. È clinicamente testata per ridurre le infiammazioni delle gengive fino al 100% e per garantire gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane. (3)

Denti bianchi in poco tempo



Inserisci la testina Premium White per rimuovere le macchie superficiali e avere sorriso più bianco e luminoso. Le setole centrali più fitte e il design unico, rimuovono la placca e le macchie dovute ai cibi e alle


bevande. Clinicamente testata per rimuovere fino al 100% di macchie in più in soli tre giorni. (4)

1 spazzolino per la lingua TongueCare+




Inserisci la testina per la lingua TongueCare+ per eliminare i batteri, causa di cattivi odori. Le sue 240 microsetole appositamente progettate puliscono tutti i pori della lingua e rimuovono i batteri e i residui che possono provocare alito cattivo. Utilizzalo insieme al nostro spray antibatterico per la lingua BreathRx otterrai una pulizia profonda e un alito freschissimo.

Non trascurare nessuna zona




Il sensore intelligente ti indica quali punti hai pulito e quali hai trascurato. Il controllo in tempo reale sull'app Philips Sonicare ti consente di sapere quando hai raggiunto una pulizia completa e ti insegna a ottenere risultati migliori in modo accurato.

Funzione TouchUp




Se durante la pulizia dei denti ti capita di tralasciare alcuni punti, la funzione TouchUp dell'app te li indicherà. In questo modo potrai effettuare una seconda passata per assicurarti di ottenere una pulizia completa ogni volta.

Zone specifiche e obiettivi



Il tuo dentista o igienista ti ha segnalato delle zone problematiche? Potrai salvarle nell'app e monitorarle sulla mappa in 3D del cavo orale. L'App ti ricorderà di prestare particolare attenzione a queste zone.

Pressione eccessiva?



Nel caso in cui stia esercitando troppa pressione, DiamondClean Smart se ne accorgerà e l'anello luminoso all'estremità del manico lampeggerà. Si tratta di un promemoria per diminuire la pressione e lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

Detto fatto



Con lo spazzolino elettrico, puoi lasciare che la testina effettui la pulizia. Abbiamo inserito un sensore nell'impugnatura che ti ricorda di ridurre la pressione mentre spazzoli. In questo modo, puoi migliorare la tua tecnica e ottenere una pulizia più delicata ma efficace.

Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana. Tempo di pulizia: 2 minuti

White+: Per rimuovere le macchie superficiali. Questa modalità offre 2 minuti dedicati alla pulizia dei denti, 30 secondi alla loro lucidatura. Tempo di pulizia: 2:30 minuti.

Deep Clean+: Per una pulizia profonda e rinvigorente. Tempo di pulizia: 3 minuti.

Gum Health: Per la cura delle gengive. Questa modalità offre un ciclo di massaggio esteso dopo la modalità standard di 2 minuti per la pulizia delle gengive. Tempo di pulizia: 3:20 minuti.

TongueCare+: Per un alito fresco a lungo. Questa modalità è progettata per pulire la tua lingua in abbinamento alla testina TongueCare+. Tempo di pulizia: 20 secondi.

3 intensità: Alta, Media, Bassa

Accessori inclusi

Manico: 1 DiamondClean Smart

Testine: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+

Bicchiera ricarica: 1

Custodia da viaggio: Custodia di ricarica USB

Spray orale antibatterico: 60 ml

Associazione con modalità BrushSync

Testina C3 Premium Plaque Defence:

Associazione con la modalità Clean

Testina G3 Premium Gum Care: Associazione con la modalità Gum Health

Testina W3 Premium White: Associazione con la modalità White+

Testina TongueCare+: Associazione con la modalità TongueCare

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la pulizia denti connessa

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPad 3a gen o successivi, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62.000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca (1)

Benefici: Gengive fino a 7 volte più sane (3)

Effetto denti più bianchi: Fino al 100% di macchie superficiali in meno (4)

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello luminoso si illumina in viola, Vibrazione del manico per avvertire l'utente

TouchUp: Garantisce il 100% di copertura

Timer: BrushPacer e SmartTimer

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Sensore di localizzazione: Monitora e migliora la copertura

Sensore di spazzolamento aggressivo: Guida per ridurre lo spazzolamento aggressivo

Mappa del cavo orale in 3D: Indica le zone problematiche

TouchUp: Per tornare sui punti trascurati

Sensore di posizione: Ti guida verso le aree da pulire

Ingredienti

Ingredienti dello spray orale: Acqua, glicole propilenico, Olio di ricino idrogenato PEG-40, Aromi, zinco gluconato, Dimeticone PEG-12, Cloruro di cetilpiridinio, Eucalipto, olio di citrodora, Timolo, saccarina, limonene, Cl42090

Facilità d'utilizzo

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Riconoscimento della testina: Si sincronizza con la modalità ottimale

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Manico: Design ergonomico e compatto

Display: Display illuminato

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a scarica): 14 giorni*

Potenza

Voltaggio: 110-220 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni



* (1) Studio condotto da un laboratorio indipendente, in USA, nel 2014, su un campione di 129 individui utilizzando il prodotto due volte al giorno per due settimane.

* (2) Rispetto a una testina DiamondClean.

* (3) In modalità Gum Health rispetto, a uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio in Indiana, nel 2016, su 188 pazienti, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 6 settimane.

* (4) In modalità White+, rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto da Loma Linda Univ., in California, nel 2016, su 260 pazienti, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 6 giorni.

* * Sulla base di due sessioni di due minuti al giorno, con la modalità standard.