

PHILIPS

sonicare

충전식 음파 전동칫솔

FlexCare Platinum

3가지 양치모드, 3단계 강도 조절

칫솔모 2개

압력 센서 장착

UV 칫솔모 살균기



HX9172/10



뛰어난 치간 세정

최대 7배 더 우수한 치간세정 효과*

필립스 소닉케어 플렉스케어 플래티넘은 9가지의 양치 옵션과 직관적인 압력 센서 장착 및 고급 전동칫솔모 기술을 통해 기존의 양치법을 뛰어 넘은 탁월한 플라그 제거 및 잇몸 건강 개선 효과를 전달합니다.

추천 양치에 적합

- 양치시 과도한 힘이 가해지면, 핸들에 장착된 압력센서가 작동합니다.
- 완벽한 양치를 위한 타이머

구강 상태에 따른 맞춤형 양치모드 제공

- 양치모드 및 양치 강도 조절 가능

치아와 잇몸에 뛰어난 세정력 제공

- 음파 기술로 매일 매일 개선되는 구강 건강
- 최대 7배 더 우수한 치아 사이의 플라그 제거 효과
- 임상적으로 입증된 사용 2주 후 잇몸 건강 개선 효과
- 효율적인 치간 세정을 위해 새롭게 출시된 인터케어 칫솔모

라이프 스타일에 맞춤

- 단 한번의 충전으로 3주간 지속되는 배터리
- 간편한 휴대용 케이스 및 충전기

주요 제품

총 9가지의 양치 모드



플렉스케어 플래티넘은 3가지 세정 모드(일반세정, 치아미백, 잇몸 관리)와 3단계 강도 설정(저/중/고)을 통해 자신에게 맞는 양치 모드를 선택할 수 있습니다.

단 2주 만에 잇몸 건강 개선



플렉스케어 플래티넘의 잇몸 출혈 및 치은염 개선에 중점을 둔 잇몸 관리 양치모드는 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 보여 그 성능을 임상적으로 입증했습니다.

인터케어 칫솔모 기술



새롭게 선보인 인터케어 칫솔모는 4가지 종류의 칫솔모가 어우러져 최상의 세정효과를 선보입니다. 노란색의 긴 칫솔모와 초록색 칫솔모는 치아 사이의 플라그와 잇몸선 주변의 플라그를 세정해줍니다. 하얀색의 칫솔모는 치아 표면을 닦아주며, 칫솔모 교체 시기가 되면 두번째 줄의 칫솔모가 파란색에서 흰색으로 연해집니다.

음파 기술




다른 전동칫솔과는 달리 필립스 소닉케어에는 특허 받은 음파 기술이 적용되어 있습니다. 소닉케어 음파칫솔만의 역동적인 유체 세정력은 칫솔모가 닿기 힘든 치아 사이와 잇몸 주위의 플라그가 부드럽고도 효과적으로 제거됩니다.

치아 사이 칫솔모가 닿기 힘든 부위까지 세정



플렉스케어 플래티넘은 치아 사이 칫솔모가 닿기 힘든 부위의 플라그 제거에 탁월합니다. 일반칫솔 대비 7배 더 우수한 치간 플라그 제거 효과를 임상적으로 입증하였습니다.

직관적인 압력 센서 장착




플렉스케어 플래티넘에는 직관적인 고유 압력 센서가 장착되어 있어 잘못된 양치법으로 잇몸이 상하는 것을 방지해줍니다. 압력센서는 양치시 과도한 힘이 가해지는 경우 핸들을 미세하게 진동하여 알려줍니다.

긴 배터리 수명



플렉스케어 플래티넘을 완전히 충전시, 하루 두 번 사용을 기준으로 3주 간 사용이 가능합니다.

퀵 페이스 및 스마트 타이머



플렉스케어 플래티넘에는 2개의 타이머가 장착되어 여러분이 완벽한 양치질을 할 수 있도록 가이드해 줍니다. 퀵페이스는 치아 4분면을 고루 닦을 수 있도록 도와주며, 스마트타이머는 치과 전문가가 권장하는 양치 시간(2분)동안 충분히 양치할 수 있도록 합니다.

휴대용 케이스 및 충전기



플렉스케어 플래티넘은 휴대용 케이스와 휴대용 충전기가 있어 언제 어디서나 사용이 가능합니다.

사양

모드

Clean(일반세정): 매일매일 깨끗한 양치
Gum Care(잇몸 케어): 부드러운 잇몸 마사지
화이트: 치아 표면 착색 제거
3단계 강도 조절: 낮음, 일반, 높음

구성품

핸들: 플렉스케어 플래티넘 1개
브러시 헤드: 인터케어 표준형 1개, 인터케어 컴팩트형 1개
충전기: 1
UV 살균기
여행용 케이스: 1

디자인 및 마감

색상: 메탈 전면 패널 장착 화이트

세정 성능

속도: 분당 최고 6200회의 칫솔모 움직임
성능: 7배 더 우수한 플라그 제거*
치아 건강 관리 효과: 2주 만에 잇몸 건강 개선
미백 효과: 일상의 착색 제거에 도움
타이머: 스마트타이머 및 퀵드레이서
압력 센서: 핸들 진동으로 알림

편리한 사용

칫솔모 시스템: 탈부착이 쉬운 클릭온 칫솔모
양치 시간: 최대 3주**
배터리 표시등: 표시등이 배터리 상태를 나타냄
핸들: 슬림한 인체공학적 디자인
디스플레이: 고급스러운 패널 디자인

기술 사양

배터리: 충전식
배터리 유형: 리튬 이온
작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최대 3주**

소비전력

전압: 110-220V

서비스

보증: 구입 후 2년

