

PHILIPS

sonicare

Standardne glave
sonične četkice za zube

W Optimal White

4 u pakiranju

Standardna veličina

Postavljanje pritiskanjem

BrushSync uparivanje načina
rada

HX6064/10



Do 100 % bjelji zubi u samo tjedan dana*

Napredno čišćenje koje uklanja mrlje i čini zube bjeljima

Glava četkice W2 Optimal White savršena je za one koji žele ne samo dubinsko čišćenje nego i uklanjanje površinskih mrlja radi postizanja blistavog, bjeljeg osmijeha. Ova glava četkice odlična je i za održavanje bijele boje zuba između profesionalnih tretmana za izbjeljivanje.

Za iznimno izbjeljivanje zubi

- Vlakna u obliku dijamanta pružaju vam 100 % bjelje zube u roku od tjedan dana

Za izvanrednu njegu zuba i desni

- Do 7x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Inovativna tehnologija


- Automatski odabir optimalnog načina rada za vrhunske rezultate**
- Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips

Dizajnirana za optimalno čišćenje

- Uvijek ćete znati kad je zamijeniti. Za učinkovito čišćenje, svaki put.
- Testirane da ispune potrebe vašeg oralnog zdravlja
- Dizajn za postavljanje pritiskanjem pruža jednostavno pričvršćivanje glave četkice


Istaknute znač.

Zaboravite na naslage



Gusto raspoređena, kvalitetna vlakna uklanjaju do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube.

Brzo izbjeljivanje zubi



W2 Optimal White ima dio za uklanjanje mrlja napravljen od gusto raspoređenih vlakana u obliku dijamanta koja uklanjaju površinske mrlje na zubima uzrokovane hranom i pićima. Primijetit ćete bjelji osmijeh, do 100%*, u samo 7 dana.

BrushSync™ uparivanje načina rada



Značajka BrushSync™ uparivanje načina rada jamči najbolje moguće čišćenje**. Glava četkice Philips Sonicare W2 Optimal White

usklađuje se s vašom drškom četkice Philips Sonicare sa značajkom BrushSync™ uparivanje načina rada**, birajući optimalan način četkanja i razinu intenziteta za izuzetno izbjeljivanje. Trebate samo početi s četkanjem.

Zamjenska glava četkice



Glavama četkica učinkovitost opada nakon 3 mjeseca upotrebe, a BrushSync™ upozorit će vas prije no što dođe do toga. Vaša pametna četkica prati koliko često i kojim intenzitetom četkate zube te će vas obavijestiti kad dođe vrijeme za zamjenu. Nemate pametnu četkicu Philips Sonicare? Jednostavno pratite plava zamjenska vlakna; kad pobijele, znat ćete kako je vrijeme za novu glavu četkice.

Za bezbrižno četkanje zubi



Sve glave četkica Philips Sonicare sigurne su za upotrebu i nježne prema zubima i desnama. Tijekom testiranja, sve glave četkica temeljito se analiziraju kako bi se osigurala njihova izdržljivost i izvanredne radne značajke prilikom svakog četkanja.

Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.

Lako postavljanje



Glava četkice W2 Optimal White savršeno pristaje na sve drške četkica Philips Sonicare, osim modela Philips One i Essence. Jednostavno je postavite ili skinite, za jednostavnu zamjenu i čišćenje.

Specifikacije

Kompatibilnost

Sustav glave četkice: Postavljanje pritiskanjem

BrushSync uparivanje načina rada

Odgovara sljedećim modelima: 2 Series za kontrolu naslaga, 2 Series za zaštitu od naslaga, 3 Series za zdravlje desni, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, za djecu, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Dizajn i završna obrada

Krutost vlakana: Srednja

Boja: Bijela

Vlakna kao podsjetnik: Plava boja vlakana blijedi

Veličina: Standardna

Predmeti u kompletu

Glave četkice: 4 W2 Optimal White

Kvaliteta i radne značajke

Zamjena dijelova: Svaka 3 mjeseca

Testirano: radi postizanja optimalne uporabe

Prednosti za zdravlje

Zdravlje desni: Poboljšava zdravlje desni

Uklanjanje naslaga: Uklanja do 7 puta više naslaga*

Izbjeljivanje: Bjelji zubi za samo tjedan dana



* Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

** BrushSync™ uparivanje načina rada kompatibilno je samo s drškama četkica Philips Sonicare s podrškom za BrushSync™