

# PHILIPS

แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic  
พร้อมแอป

DiamondClean 9000

การแปรงฟันแบบเชื่อมต่อทำได้ง่าย  
เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดภายใน  
การจำแนกหัวแปรงอัจฉริยะ  
4 โหมด ความแรง 3 ระดับ



HX9912/36



## เพื่อฟันที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอย่างยาวนาน ฟันขาวสดใสยิ่งขึ้นในเวลาเพียง 1 วัน\*

ฟอกฟันขาวที่ดีที่สุดของ Philips Sonicare ในแปรงสีฟันไฟฟ้าความเร็วสูงที่หรรษาที่สุดของเรา เปลี่ยนไปใช้ Philips Sonicare วันนี้เลย

### เพลิดเพลินกับการออกแบบที่มีสไตล์และใช้งานง่าย

- ชาร์จง่ายและปรับรูปแบบการใช้งานได้

### ผู้ใช้ DiamondClean สัมผัสกับสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น

- ขจัดคราบหินปูนได้อย่างหมดจด อ่อนโยนต่อเหงือกของคุณ
- ขจัดคราบได้มากถึง 100%\* ในเวลาเพียง 3 วัน
- กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 10 เท่า\* เพื่อการทำความสะอาดที่ทั่วถึง
- คราบจะหายไปเพื่อรอยยิ้มที่สว่างสดใสยิ่งขึ้น

### ให้ DiamondClean 9000 ปรับเข้ากับความต้องการของคุณ

- ประสบการณ์การแปรงฟันในแบบของคุณ
- ให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่คุณกดแปรงแรงเกินไป
- BrushSync จะเลือกโหมดที่ดีที่สุดสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ
- รับรู้ได้ตลอดเวลาเมื่อใดที่ควรเปลี่ยนหัวแปรง

### ติดตามผลด้วยรายงานความคืบหน้าสำหรับคุณโดยเฉพาะ

- เริ่มต้นและรักษานิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

# ไฮไลท์

## ขจัดคราบได้มากกว่าถึง 5 เท่า\*\*\*



ขจัดคราบที่ผิวฟันและเคลือบฟันกับรอยยิ้มที่ขาวขึ้นด้วยหัวแปรง W3 Premium White หัวแปรงที่มีขนแปรงหนาแน่นได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจัดการกับคราบและผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถขจัดคราบได้มากขึ้นถึง 100% ภายในเวลาเพียงสามวัน\*\*\*

## กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 10 เท่า



ให้คุณได้รับการทำความสะอาดที่ล้ำลึกที่สุดด้วยหัวแปรง C3 Premium Plaque Control ขนแปรงที่นุ่มและยืดหยุ่น ได้รับการออกแบบมาให้โค้งมนไปตามรูปทรงของฟัน ช่วยให้คุณสัมผัสกับผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่า\*\* และสามารถขจัดคราบหินปูนได้มากขึ้นถึง 10 เท่าจากจุดที่เข้าถึงยาก

## หัวแปรง W3 Premium White




คลิกที่หัวแปรง W3 Premium White เพื่อขจัดคราบบนผิวฟันและเผยรอยยิ้มที่ขาวสะอาดของคุณ ขนแปรงขจัดคราบที่อัดแน่นตรงกลางช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้นตั้งแต่วันแรก

## C3 Premium Plaque Control



หัวแปรง C3 Premium Plaque Control ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสะอาดลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้านและขนแปรงที่ยืดหยุ่นและนุ่มนวลโค้งมนไปตามรูปทรงของฟันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้สัมผัสผิวฟันได้มากขึ้นถึง 4 เท่าและช่วยให้เข้าถึงจุดที่เข้าถึงยาก\*

## รายงานความคืบหน้า



DiamondClean 9000 ให้คำแนะนำที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงและรักษานิสัยการแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะระหว่างการพบทันตแพทย์ เซนเซอร์อัจฉริยะในตัวจะช่วยให้คุณทราบเมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป และด้วยการเชื่อมต่อประสบการณ์การแปรงฟันของคุณกับแอป Sonicare รายงานความคืบหน้าสำหรับคุณโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณดำเนินการตามแผน เพื่อดูว่าคุณจะได้พัฒนาได้มากขึ้นเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป

## 4 โหมด ความแรง 3 ระดับ



DiamondClean 9000 มาพร้อมกับ Clean, White+, Gum Health และ Deep Clean+ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแปรงฟันของคุณ โหมด Clean เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในทุกวัน, White+ สำหรับขจัดคราบ, Gum Health จะให้การทำความสะอาดที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพสำหรับเหงือกและ Deep Clean+ ช่วยให้ทำความสะอาดอย่างลึกซึ้ง ความแรงสามระดับช่วยให้คุณสามารถเลือกระหว่างการตั้งค่าที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความสะอาดและระดับต่ำลงสำหรับช่องปากที่มีความบอบบางมากกว่า


## การจับคู่โหมด BrushSync



หัวแปรงอัจฉริยะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณใช้โหมดและความแรงที่เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังใช้หัวแปรง W3 Premium White เทคโนโลยี

BrushSync ของ DiamondClean 9000 จะบังคับหัวแปรงของคุณกับโหมด White+ โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้น

## เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดภายใน



คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณแปรงฟันแรงเกินไปหรือไม่ แต่ DiamondClean 9000 รู้ หากคุณต้องการรู้ แปรงสีฟันจะส่งเสียงสั้นเป็นจังหวะ ซึ่งหัวแปรงจะทำงานให้คุณเอง 7 ใน 10 คนพบว่าคุณสัมผัสนี้ช่วยให้พวกเขาแปรงฟันได้ดีกว่า

## การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync



หัวแปรงทุกชิ้นจะสึกหรือไปตามเวลา คุณจึงต้องคอยดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ทำความสะอาดอย่างหมดจด เทคโนโลยี BrushSync ของเราจะติดตามว่าคุณใช้หัวแปรงมานานเท่าใดแล้วและคุณใช้งานอย่างไรเพียงใดในขณะแปรง การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync บนด้ามจับของคุณและเสียงบี๊บสั้นๆ จะช่วยให้คุณรู้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน

# รายละเอียดเฉพาะ

## โหมด

ความแรง 3 ระดับ: สูง, ต่ำ, ปานกลาง

**Clean:** เพื่อทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน

**Deep Clean+:** สำหรับพลังการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก

**Gum Health:** ใส่ใจฟันกรามเป็นพิเศษ

**White+:** ในการขจัดคราบสกปรกบนผิวฟัน

## อุปกรณ์ที่มีมาให้

ที่จับ: 1 DiamondClean 9000

หัวแปรง: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 แปรงทำความสะอาด

สะอาดลิ้น TongueCare+

ถ่วงแก้วชาร์จ: 1

กล่องเก็บสำหรับเดินทาง:

เคสชาร์จ USB สำหรับพกพา

แท่นวางอุปกรณ์ชาร์จ: 1

## การเชื่อมต่อ

**Bluetooth®** ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย: เชื่อมต่อแอปการแปรง

## ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

**การรองรับ Android:** โทรศัพท์ Android, แท็บเล็ตที่สามารถเปิดใช้ Bluetooth 4.0

**การรองรับ iOS:** iPad 3rd Gen หรือสูงกว่า, iPhone 4S หรือสูงกว่า, กับ iOS7 หรือสูงกว่า, ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS7

## การออกแบบและตกแต่ง

สี: สีชมพู

## ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

**เปี่ยมประสิทธิภาพ:** กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 10 เท่า

**ประโยชน์ในการช่วยให้ฟันขาวสดใส:** ทำให้ฟันขาวยิ่งขึ้นใน 1 วัน\*

**รับรู้ถึงแรงกด:** ด้ามจับสั่นเพื่อเตือนผู้ใช้

**ตัวจับเวลา:** BrushPacer และ SmartTimer

## เทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ

**เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกด:** แจ้งเตือนเมื่อคุณแปรงแรงเกินไป

**การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync:** ให้คุณทราบอยู่เสมอว่าเมื่อใดที่ควร, เปลี่ยนหัวแปรง

**เทคโนโลยี BrushSync:** หัวแปรงอัจฉริยะ, เชื่อมต่อตามแปรงอัจฉริยะและ

## ใช้งานง่าย

**ความเข้ากันได้กับด้ามแปรง:** หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย  
**การแจ้งเตือนการเปลี่ยน:** เพื่อมั่นใจในผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอ,  
ไอคอนการแจ้งเตือนจะสว่างขึ้น  
**ที่จับ:** ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ

## ข้อมูลทางเทคนิค

**แบตเตอรี่:** ชาร์จใหม่ได้

**ประเภทแบตเตอรี่:** แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

**เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด):** 14 วัน\*\*\*

## กำลังไฟ

**แรงดันไฟฟ้า:** 110-220 โวลต์

## บริการ

**รับประกัน:** รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

