

PHILIPS

sonicare

Cabezales de cepillado
sónicos estándar

DiamondClean

2 unidades

Tamaño estándar

Fácil montaje

Limpieza superior. Dientes más
blancos.

HX6062/07



Limpieza superior.* Dientes más blancos.

Limpieza avanzada para eliminar las manchas y lucir unos dientes más blancos

El cabezal de cepillado DiamondClean es perfecto para todos aquellos que quieren ir más allá de una limpieza profunda y eliminar manchas superficiales para lucir una sonrisa blanca y radiante. Este cabezal de cepillado también es estupendo para mantener el brillo entre tratamientos profesionales de blanqueamiento.

Proporciona una excepcional eliminación de la placa dental

- Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

Diseñado para optimizar el rendimiento

- Unos dientes más blancos en solo una semana
- Las cerdas en forma de diamante ofrecen unos dientes un 100 % más blancos en 1 semana
- Las cerdas de cepillo con aviso garantizan la limpieza más eficaz
- Diseñado para maximizar el movimiento sónico

Probado, mejora la higiene bucal

- Parte de unos mejores hábitos de higiene bucal

Un cabezal de cepillado que se adapta a varios mangos

- Funciona con cualquier cepillo de dientes Philips Sonicare con sistema click-on

Destacados

Unos dientes más blancos en solo una semana



El cabezal del cepillado Philips Sonicare DiamondClean elimina hasta un 100 % más de manchas para que tus dientes estén más blancos en tan solo 7 días.

Dientes más blancos rápidamente



El panel central para eliminar las manchas del DiamondClean, diseñado con cerdas en forma de diamante de alta densidad, elimina las manchas de la superficie provocadas por los alimentos y las bebidas. Notarás una sonrisa hasta un 100 % más blanca en solo 7 días.

Elimina hasta 7 veces más placa



Se ha comprobado clínicamente que el cabezal de cepillado Philips Sonicare DiamondClean elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual después de solo cuatro semanas de uso.

Movimiento sónico maximizado



Los cabezales de cepillado Philips Sonicare son fundamentales para nuestra tecnología de alta frecuencia y gran amplitud de movimiento del cepillo con más de 31 000 movimientos. Nuestra incomparable tecnología sónica transfiere toda la potencia del mango hasta la punta del cabezal de cepillado. Este movimiento sónico crea una acción de fluido dinámico que dirige el fluido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una limpieza superior, a la vez que suave.

Sistema de cabezal de cepillado de fácil montaje



El cabezal de cepillado se quita y se pone fácilmente del mango para una fijación segura y una limpieza y un mantenimiento sencillos. Se adapta a todos los mangos de cepillos Philips Sonicare, excepto PowerUp Battery y Essence.

Higiene bucal superior



Al igual que todos los cabezales de cepillado marca Philips Sonicare, este cabezal de cepillo es seguro para los dientes y las encías. Todos los cabezales se han probado para garantizar que ofrecen un rendimiento y una durabilidad excepcionales.

Cerdas de cepillo con aviso



A primera vista, puede que no sea evidente, pero los cabezales de cepillado pierden rigidez y se desgastan gradualmente con el uso normal a lo largo de los meses. Nuestras cerdas azules de aviso se vuelven blancas para ayudarte a saber cuándo ha llegado el momento de sustituir el cabezal. Para obtener los mejores resultados, sustituye el cabezal de cepillado cada tres meses.

Especificaciones

Piezas incluidas

Cabezales: 2 DiamondClean estándar

Compatibilidad

Sistema de cabezal de cepillado: Fácil montaje

Adecuado para estos modelos:

HealthyWhite+, Serie 2 Control antiplaca, Serie 3 Cuidado de las encías, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Para niños, HealthyWhite

Diseño y acabado

Dureza de cerdas: Mediano

Color: Blanco

Cerdas de cepillo con aviso: El color azul de las cerdas va desapareciendo

Tamaño: Estándar

Beneficios para la salud

Cuidado de las encías: Mejora la salud de las encías

Eliminación de la placa: Elimina hasta 7 veces

más placa*

Blanqueamiento: Unos dientes más blancos en solo una semana

Calidad y rendimiento

Sustitución: Cada 3 meses

Probado: para un uso óptimo

