

PHILIPS

sonicare

標準型音波震動牙刷
刷頭

W2 Optimal White

3 組

標準型

一按即用

BrushSync 模式配對

HX6063/67



只要一星期，可讓牙齒高達 100% 額外潔白* 先進清潔效果，可去除齒垢，打造潔白皓齒

W2 Optimal White 刷頭非常適合想要達到更進一步深層清潔效果的人們，不僅可清除表面齒垢，更能帶來潔白皓齒，自信展露耀眼笑容。本刷頭也能在專業美白療程之間持續維護牙齒的亮白度

牙齒美白效果優異

- 只要 1 星期，鑽石型刷毛就能讓牙齒 100% 更潔白

牙齒和牙齦的出色照護效果

- 牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍

創新技術

- 自動選擇最佳模式，確保極致效能**
- 飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

獨特設計，發揮最佳效能

- 隨時得知何時該更換，展現高效清潔效果。
- 經測試以符合您的口腔健康需求
- 一按即用設計，能輕鬆更換刷頭

焦點

和牙菌斑說再見



濃密高品質刷毛的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。

快速美白牙齒



W2 Optimal White 的齒垢去除墊以濃密的鑽石型刷毛組成，可去除食物和飲料造成的表面齒垢。短短 7 天就能讓您綻放 100%* 更潔白的笑顏。

BrushSync™ 模式配對



我們的 BrushSync™ 模式配對功能讓您每次都享有最佳潔牙體驗 **。飛利浦 Sonicare W2 Optimal White 潔白刷頭可與具備 BrushSync™ 功能的飛

利浦 Sonicare 牙刷握把同步連結 **，選擇最佳的刷牙模式與強度等級，達到優異的牙齒美白效果。您只需要刷牙，其他都不必費心。

刷頭更換



刷頭在使用 3 個月後會失去原有的效率，但 BrushSync™ 技術會在此之前提醒您。您的智慧型牙刷會追蹤刷頭的使用頻率和硬度，並且在該更換時通知您。沒有智慧型飛利浦 Sonicare 牙刷嗎？只要觀察藍色更換刷毛，褪為白色即代表需更換全新刷頭。

放心刷牙



所有的飛利浦 Sonicare 刷頭不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。各款刷頭皆以使用時的速度進行測試，確保您能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。

飛利浦 Sonicare 技術



飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。

輕輕鬆鬆，一按即用



您的 W2 Optimal White 刷頭可與任何一款飛利浦 Sonicare 牙刷握把完美搭配 (除了 Philips One 和 Essence 以外)。只需輕輕一按即可輕鬆拆裝，更換和清潔都很方便容易。

規格

相容性

刷頭設計: 一按即用

BrushSync 模式配對: 是

適用於以下型號: 2 系列牙菌斑防禦, 2 系列牙菌斑防護, 3 系列牙齦健康, DiamondClean 鑽石靚白系列, DiamondClean Smart, EasyClean 簡易清潔系列, Essence+, FlexCare 頂級保養系列, FlexCare 白金系列, FlexCare 連線白金系列, FlexCare+ 頂級保養系列, 兒童專用, HealthyWhite 健康靚白系列, HealthyWhite+ 健康靚白系列, PowerUp, ProtectiveClean

設計與外型

硬式刷毛: 中

顏色: 白色

提示型刷毛: 藍色刷毛褪色

尺寸: 標準型

內附配件

刷頭: 3 組 W2 Optimal White 標準型

品質與功效兼具

替換: 每 3 個月

經品質測試: 最佳使用狀況

對健康有益

牙齦健康: 幫助改善牙齦健康

清除牙菌斑: 牙菌斑清除效果提高達 7 倍*

亮白: 只要 1 星期, 牙齒更潔白亮麗

