

PHILIPS

sonicare

Tarpdančių antgaliai

AirFloss Ultra

2 antgaliai

HX8032/07



Užtikrintai sveikesnės dantenos per 2 savaites*

Sukurta nenuosekliai naudojantiems tarpdančių siūlą

Nenuosekliai naudojantiems tarpdančių siūlą „AirFloss Ultra“ antgaliai – lengviausias būdas veiksmingai išvalyti tarpdančius.

Gerina burnos sveikatos būklę

- Pašalina iki 99,9 % apnašų***
- Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tai taip pat veiksminga kaip ir tarpdančių siūlas, o jūs galėsite džiaugtis sveikomis dantenomis**
- Padeda išvengti ertmių tarpdantėse

Pranašiausia technologija

- Oro ir mikrolašelių technologija
- Efektyvus antgalis
- Pritaikomi trijų pliūpsnių nustatymai

Lengviausias būdas veiksmingai išvalyti tarpdančius

- Lengvas būdas išsiugdyti sveiką įprotį


Ypatybės

Pašalina iki 99,9 % apnašų




„AirFloss Ultra“ gydymose zonose pašalina iki 99,9 % apnašų.**

Mikrolašelių technologija




Kliniškai patvirtinti rezultatai gauti pritaikius unikalią technologiją, kai naudojant orą ir burnos skalavimo skystį arba vandenį švelniai išvalomi tarpdančiai ir sritis prie dantenų.

Išsiugdykite sveiką įprotį



Interproksimalinis valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“ lengvai išvalysite giliose tarpdantėse esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį.

Sveikesnės dantenos



Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad naudojant „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ dantenos yra sveikesnės, kaip ir naudojant tarpančių siūlą.** Sveikesnės dantenos per dvi savaites.

Padeda išvengti ertmių



Su „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ antgaliu švelniai išvalysite apnašas, kurių nepasiekėte šepetėliu, todėl tarpdančiuose nesiformuos ertmės.

Efektyvus antgalis



Naujasis „AirFloss Ultra“ antgalis valo dar stipresniu oro ir mikrolašelių srautu, todėl jis yra itin efektyvus ir ekonomiškas.

Trijų plūpsnių pritaikymas



„AirFloss Ultra“ antgalio purškimo galingumą galite reguliuoti taip, kaip jums patinka. Galite rinktis, kad spustelėjus įjungimo mygtuką būtų purškiama vieną, du arba tris kartus.

Specifikacijos

Pridėti priedai

„AirFloss Ultra“ antgalis: 2

Lengva naudoti

Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

Valymo veiksmingumas

Geriausiams rezultatams: Keiskite antgalį kas 6 mėnesius

Dizainas ir apdaila

Antgalio spalva: Pilkas

