

PHILIPS

sonicare

Testine standard per
spazzolino sonico

AdaptiveClean

Pacco da 2

Misura standard

Ad aggancio

Pulizia più profonda



HX9042/07



Pulizia più profonda, gengive più sane

La nostra testina che offre una pulizia profonda

La pulizia dei punti più difficili da raggiungere è diventata molto più facile. La nostra testina AdaptiveClean offre una superficie di contatto 4 volte più ampia* e assorbe facilmente qualsiasi eccesso di pressione. In qualsiasi modo la utilizzerai, otterrai una pulizia profonda e delicata sulle gengive.

Pulizia profonda con Philips Sonicare

- Superficie di contatto 4 volte più ampia* per una pulizia profonda senza sforzi
- Fino a 2 volte più delicato per le gengive rispetto ad uno spazzolino manuale

Rimozione ottimale della placca con Philips Sonicare

- Rimuove una quantità di placca 10 volte maggiore** nelle zone difficili da raggiungere

Design per prestazioni ottimali

- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

Migliore igiene orale dimostrata

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

In evidenza

Si adatta ai tuoi denti



La nostra testina AdaptiveClean è l'unica testina per spazzolino elettrico che può seguire la forma personale dei tuoi denti e gengive. Con i morbidi lati in gomma, le setole della testina si adattano alla forma della superficie di tutti i denti. Puoi disporre di una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia* e rimuovere una quantità di placca fino a 10 volte maggiore** lungo il bordo gengivale e tra i denti. Puoi pulire a fondo anche le zone più difficili, sempre in modo delicato per le gengive.

Delicato sulle gengive



Con una testina AdaptiveClean, anche la pulizia più profonda è delicata. Mentre il tuo spazzolino Sonic si muove lungo il bordo gengivale, i lati e le setole della testina assorbono gli eventuali eccessi di pressione. Il tessuto morbido intorno alle gengive è protetto anche quando spazzoli energicamente.

La nostra pulizia più profonda



La nostra testina più innovativa è anche quella che pulisce più a fondo. Grazie alla sua flessibilità, la testina AdaptiveClean può rimuovere fino a 10 volte più placca nelle zone difficili da raggiungere. Il movimento della testina dello spazzolino è progettato in modo specifico per migliorare l'azione di pulizia dinamica dello spazzolino sonico Philips. In qualsiasi modo tu spazzoli, puoi essere sicuro di avere una pulizia eccellente, che si vede e si sente.

Movimento sonico ottimizzato



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Sistema con testina ad aggancio




Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu, ti indicano quando è arrivato il momento della sostituzione poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Specifiche

Accessori inclusi

Testine: 2 AdaptiveClean standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Aspetto e rifiniture

Consistenza rigida delle setole: Media

Colore: Bianco

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

Materiale testina: Bordi in gomma morbidi e flessibili

Benefici

Salute delle gengive: Per migliorare la salute delle gengive in due settimane

Rimozione della placca: Rimuove una quantità di placca 10 volte maggiore**

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

