

# PHILIPS

## sonicare

Standardne glave  
sonične zobne ščetke

ProResults

8 v paketu

Standardna velikost

Pritrdljivo

Celovito čiščenje

HX6018/07



## Vrhunska zmogljivost.\* Zagotovljena kakovost. Vrhunska zmogljivost in izjemna vrednost

Philips Sonicare ProResults sodi med naše najboljše glave zobne ščetke ter je idealna za nove in izkušene uporabnike zobnih ščetk Sonicare, ki si želijo po neverjetno ugodni ceni zagotoviti učinkovito čiščenje z zobnimi ščetkami Sonicare.

### Popolnoma čist občutek v vaših ustih

- Odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot običajna zobna ščetka

### Omogoča izboljšano delovanje

- Philips Sonicare z optimiranim delovanjem
- Prikaz izrabljenosti zagotavlja najučinkovitejše čiščenje
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

### Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Del rutine za boljšo nego ust

### Glava ščetke ustreza različnim ročajem

- Uporabno s katerokoli zobno ščetko Philips Sonicare s pritrdilnim sistemom


# Značilnosti

## Optimirano delovanje



Glava zobne ščetke Philips Sonicare ima oblikovan profil, ki se naravno prilega zobem in omogoča čiščenje težko dostopnih mest.

## Odstrani do 2-krat več zobnih oblog



Ta glava ščetke odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot običajna zobna ščetka

## Izboljšano sonično gibanje



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

## Sistem s pritrpljivimi glavami ščetk




To glavo ščetke enostavno pritrpite in snamete z ročaja, zato se zanesljivo prilega ter jo lahko enostavno vzdržujete in čistite. Primerna je za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za: PowerUp Battery in Essence.

## Boljša nega ust



Kot vse originalne glave ščetk Philips Sonicare je tudi ta glava ščetke povsem varna za zobe in dlesni. Vsaka glava ščetke je temeljito preizkušena in je izjemno zmogljiva in trpežna.

## Prikaz izrabljenosti



Čprav se na prvi pogled mogoče ne zdi tako, se glave ščetke v nekaj mesecih normalne uporabe zmeščajo in postopoma obrabijo. Modri prikaz obrabljenosti zbledi do bele barve in tako označuje, da morate zamenjati glavo ščetke. Glavo ščetke za optimalne rezultate zamenjajte vsake tri mesece.

# Specifikacije

## Priloženi predmeti

Glave ščetke: 8 standardnih ProResults

## Zdržljivost

Sistem glave ščetke: Pritrdljivo  
Primerno za te modele: HealthyWhite+, 2 koraka za odstranjevanje zobnih oblog, 3 koraki za zdrave dlesni, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Za otroke, HealthyWhite

## Zasnova in izdelava

Trdota ščetin: Srednja

Barva: Bele

Prikaz izrabljenosti: Bledenje modre barve ščetin

Velikost: Standardna

## Pozitivni vplivi na zdravje

Odstranjevanje zobnih oblog: Odstrani do 2-krat več zobnih oblog\*

## Kakovost in zmogljivost

Zamenjava: Vsake 3 mesece

Preizkušeno: za optimalno uporabo

