

PHILIPS

sonicare

Standard-Bürstenköpfe
für Schallzahnbürste

DiamondClean

4er-Pack

Standardgröße

Aufsteckbar

Hervorragende Reinigung,
weißere Zähne.



HX6064/07



Hervorragende Reinigung.* Weißere Zähne.

Fortschrittliche Reinigung gegen Verfärbungen und für weiße Zähne

Der DiamondClean-Zahnbürstenkopf ist perfekt für diejenigen geeignet, die mehr als eine gründliche Reinigung zur Entfernung von Verfärbungen für ein strahlendes Lächeln erwarten. Dieser Bürstenkopf eignet sich zudem hervorragend für die Reinigung zwischen Behandlungen zur Zahnaufhellung.

Sorgt für hervorragende Plaque-Entfernung

- Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Für hervorragende Reinigungsergebnisse

- Weißere Zähne in nur einer Woche
- Diamantförmige Borsten sorgen für 100 % weißere Zähne in nur einer Woche.
- Erinnerungsborsten gewährleisten eine effektive Reinigung.
- Perfekt auf die Sonicare Schalltechnologie abgestimmt

Für eine gute Mundgesundheit

- Teil einer guten täglichen Zahnpflege

Kompatibel mit vielen Sonicare Schallzahnbürsten

- Für jede beliebige Philips Sonicare Zahnbürste mit Aufsteck-System geeignet


Besonderheiten

Weißere Zähne in nur einer Woche



Der Philips Sonicare DiamondClean Bürstenkopf entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur sieben Tagen.

Weißere Zähne in kürzester Zeit



Die DiamondClean verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht sitzenden, diamantförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %* weißere Zähne in nur einer Woche.

Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque



Es ist klinisch erwiesen, dass der Philips Sonicare DiamondClean Bürstenkopf in nur vier Wochen bis zu 7 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste entfernt.

Patentierter Schalltechnologie



Philips Sonicare Bürstenköpfe sind der Schlüssel für unsere Kerntechnologie der Hochfrequenz- und Amplitudenbewegung mit bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Unsere einzigartige Schalltechnologie gibt die Vibrationen vom Handstück bis in die Borstenspitzen weiter. Die feinen Hochgeschwindigkeitsbewegungen erzeugen eine dynamische Flüssigkeitsströmung, die die Reinigungsleistung der Borsten in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrandes unterstützt – für eine stets gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes




Dieser Bürstenkopf lässt sich für einen sicheren Halt und eine einfache Wartung und Reinigung leicht auf Ihr Handstück aufstecken und abnehmen. Er passt auf alle Philips Sonicare Zahnbürstenhandstücke mit Ausnahme von: PowerUp mit Batteriebetrieb und Essence.

Bessere Mundhygiene



Wie alle Original Philips Sonicare Bürstenköpfe ist dieser Bürstenkopf sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Jeder Bürstenkopf wurde eingehend auf hervorragende Leistung und lange Lebensdauer geprüft.

Erinnerungsborsten



Auf den ersten Blick fällt es vielleicht nicht auf, aber Bürstenköpfe verlieren im Lauf der Zeit an Festigkeit und zeigen nach einigen Monaten normaler Verwendung Abnutzungserscheinungen. Die blauen Erinnerungsborsten werden dann weiß und erinnern Sie daran, den Bürstenkopf rechtzeitig auszutauschen. Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ihren Bürstenkopf alle drei Monate austauschen.

Daten

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 4 DiamondClean (Standard)

Kompatibilität

Bürstenkopfsystem: Aufsteckbar

Für folgende Modelle geeignet:

HealthyWhite+, Serie 2 zum Plaque-Schutz,
3er-Serie für gesundes Zahnfleisch,
DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare
Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Design und Materialausführung

Härtegrad: Mittel

Farbe: Weiß

Erinnerungsborsten: Blaue Farbe der Borsten
verblasst

Abmessungen: Standard

Vorteile für die Gesundheit

Gesundes Zahnfleisch: Für gesünderes
Zahnfleisch

Plaque-Entfernung: Entfernt bis zu 7 x mehr

Plaque*

Weißer Zähne: Weißere Zähne in nur einer
Woche

Qualität und Leistung

Austausch: Alle 3 Monate

Geprüft: für optimale Nutzung

