

PHILIPS

sonicare

Насадки Philips Sonicare для
осветления зубной эмали

W Optimal White

2 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

HX6062/10



На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания

Для идеальной белизны зубов

- Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

Для исключительной заботы о зубах и деснах

- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Новаторская технология


- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

Разработана для достижения наилучшего результата

- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.
- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта
- Сменная насадка для простой и быстрой замены


Особенности

Попрощайтесь с зубным налетом



Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

Белоснежная улыбка — еще быстрее



Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка W2 Optimal White удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

Функция подключения BrushSync™



Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare W2 Optimal White

синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая эффективное осветление зубов. Вам потребуется просто начать чистку.

Замена чистящих насадок



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

Полная уверенность в зубной щетке



Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

Простая установка



Насадка W2 Optimal White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

Характеристики

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные
Функция подключения BrushSync: Да
Подходит для: всех щеток Philips Sonicare

Дизайн и отделка

Жесткость щетинок: Средней жесткости
Цвет: Белый
Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают
Размер: Стандартный

В комплекте

Насадки: Стандартная W2 Optimal White, 2 шт.

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца
Протестировано: для оптимального использования

Польза для здоровья

Осветление эмали: Более белые зубы всего через одну неделю

