

PHILIPS

sonicare

Interdental,
munstycken

AirFloss

med 2 munstycken

HX8012/07



Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

Tar bort plack där borsten inte kommer åt

För dem som inte använder tandtråd regelbundet är AirFloss ett enkelt sätt att börja rengöra mellan tänderna. AirFloss kan användas med munvatten eller vatten och har en unik luft- och mikrodroppsteknik som hjälper till att ta bort plack på svåråtkomliga ställen.

Hjälper dig att få en hälsosam vana


- Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

Lättanvänd

- Luft- och mikrodroppsteknik
- Orienteringsänden garanterar korrekt placering
- Munstycke som är utformat för att enkelt komma åt på svåråtkomliga ställen

Funktioner

Ett enkelt sätt att börja



Interproximal rengöring är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 % av personerna som använder tandtråd regelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan.

Luft- och mikrodropteknik



Luft- och mikrodropteknik

Spets



Det smala vinklade munstycket och orienteringsänden gör det lätt att placera den korrekt. Dra änden längs med tandytan nära tandkötskanten tills änden passar in i skåran mellan tänderna.

Smidigt, vinklat munstycke

Smidigt, vinklat munstycke som är utformat för att enkelt komma åt på svåråtkomliga ställen

Specifikationer

Lättanvänd

Munstycke: Lätt att fästa och ta bort

Medföljande tillbehör

AirFloss-munstycke: 2

Rengöringsprestanda

Munstycken: Byt var sjätte månad för bästa resultat

