

PHILIPS

sonicare

Elektrische sonische tandenborstel met app

FlexCare Platinum Connected

Persoonlijke begeleiding

Smart-poetssensoren

3 poetsstanden, 3 intensiteitsniveaus

2 opzetborstels



HX9192/01



Superieure poetsresultaten, real-time feedback. Tot wel 10x meer tandplakverwijdering en gezonder tandvlees*

De Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected neemt alle onzekerheid weg als het gaat om uw mondverzorging. Meerdere slimme sensoren sturen uw poetsgegevens via draadloze Bluetooth® technologie naar de Sonicare-app voor persoonlijke begeleiding, feedback en een grondige gebitsreiniging.

Verbeter uw poetstechniek met nauwkeurige persoonlijke feedback

- Volg en verbeter je poetsbereik
- Waarschuwt u wanneer u te hard poetst
- Leert u om minder te 'schrobben'

Sonicare-app biedt gepersonaliseerde feedback

- Een tweede kans om de overgeslagen plekken te poetsen met de Poetscorrectie-functie
- De begeleiding die u nodig heeft om uw poetsroutine te optimaliseren
- Vergeet eventuele probleemgebieden niet
- Altijd op de hoogte van de effectiviteit van uw opzetborstel

De meest grondige en complete mondverzorging van Philips Sonicare


- Een aangepaste poetservaring
- Volgt de contouren van tanden en tandvlees voor een grondigere reiniging
- Timer om grondig poetsen te stimuleren
- Past perfect bij uw levensstijl
- Dynamische reiniging voor een verbeterde mondhygiëne



asimpleswitch.com


Kenmerken

Locatiesensor




De locatiesensor van FlexCare Platinum Connected geeft de locatie aan waar u te weinig poetst voor een schoner gebit. Als er plekken die u consistent mist wanneer u poetst, brengt de locatiesensor deze plekken onder uw aandacht.

Poetsdruksensor




U merkt misschien niet dat u te hard poetst, maar uw FlexCare Platinum Connected wel. Als u te veel druk uitoefent, zorgt de intuïtieve poetsdruksensor ervoor dat het handvat van de tandenborstel zacht trilt zodat u precies weet wanneer u zachter moet poetsen. Op deze manier krijgt u begeleiding bij het aanleren van een betere poetstechniek.

Schrobsensor




Met een elektrische tandenborstel laat u de tandenborstel het werk doen in plaats van de borstel wrijvend te bewegen. FlexCare Platinum Connected heeft een schrobsensor die u helpt minder hard te poetsen voor een optimale techniek en een zachtere reiniging.

Poetscorrectie




Als u toevallig plekken mist tijdens een poetsbeurt, volgt de Philips Sonicare-app uw dekking en geeft u de mogelijkheid om terug te gaan voor een tweede keer. De Poetscorrectie-functie biedt een aangepaste begeleiding op basis van uw persoonlijke poetsgegevens zodat u overgeslagen gebieden onmiddellijk kunt aanpakken voor een completere reiniging.

Persoonlijke begeleiding



Met FlexCare Platinum Connected kunt u dagelijkse doelen stellen en uw vooruitgang bijhouden. De Sonicare-app houdt een lopende geschiedenis bij van uw poetsgegevens, zodat u uw prestaties gemakkelijk kunt beoordelen. Met persoonlijke begeleiding, tips en waarschuwingen van de app zal uw poetstechniek na verloop van tijd verbeteren. U kunt zelfs uw voortgangsrapport delen met uw tandarts.


Aandachtsgebieden



Als uw tandarts of mondhygiënist(e) aangeeft dat bepaalde plekken in uw mond meer aandacht nodig hebben door opeenhoping van

tandplak, terugtrekkend tandvlees of een ander probleem, kan FlexCare Platinum Connected u helpen die probleemgebieden aan te pakken. U kunt deze plekken in uw persoonlijke mondkaart in de Sonicare-app markeren om u eraan te herinneren deze extra zorg te bieden elke keer wanneer u uw tanden poetst.

Opzetborstelmonitor



Na maanden normaal gebruik verslijten opzetborstels geleidelijk en verliezen ze hun stijfheid. De Sonicare-app bevat een slimme opzetborstelmonitor om de effectiviteit van uw opzetborstel bij te houden op basis van uw daadwerkelijke poetstijd en druk. De monitor vertelt u wanneer u de opzetborstel moet vervangen zodat u de beste resultaten blijft behalen. U hebt zelfs de optie om rechtstreeks vanuit de app vervangende opzetborstels te bestellen.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

White: Verwijdert oppervlaktevlekken

Deep Clean: Voor een verkwikkend grondige reiniging

3 intensiteitsniveaus: Laag, Medium, Hoog

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 1 FlexCare Platinum Connected

Opzetborstels: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare-standaardborstel

Docking station: 1

Reisetui: 1

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden tandenpoetsapp

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7-besturingssysteem

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Performance: Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Wittere tanden: Helpt verkleuringen op natuurlijke wijze te verwijderen

Timer: BrushPacer en SmarTimer

Poetsdruksensor: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Tot 2 weken

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Tot 2 weken

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

