

飞利浦 Sonicare Power
Flosser 7000
冲牙器

Quad Stream 技术
静音设计
脉冲波引导您操作



HX3911/41

清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑 *

毫不费力，深层清洁

享受轻松、深层的牙齿清洁，改善您的牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术让您不费吹灰之力覆盖更多区域，而脉冲波技术轻轻地引导您逐一清洁各个牙齿，毫不费力。

采用先进技术，轻松清洁

- Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果
- 脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿
- 注水方便的 600 毫升盛水箱
- Quad Stream 喷嘴可实现最大覆盖范围
- 用于敏感牙龈的舒适型喷嘴
- 标准喷嘴，用于定期清洁
- 简易磁性底座，带自动关闭功能
- 静音，效果出众，免打扰他人
- 小型喷嘴盒

轻松定制您的需求

- 4 种牙线清洁模式、10 种强度

PHILIPS
sonicare

产品亮点

轻松覆盖更多区域



X 形水流可覆盖更多的表面积, 相比手动使用牙线清洁的更快速, 更深层, 毫不费力。

引导您逐一清洁各个牙齿



柔和的水流脉冲引导您逐一清洁各个牙齿, 确保不会错过任何部位。

静音设计



专为贴心清洁而设计, 免打扰他人, 即可获得出色效果。

4 种模式、10 种强度




尽享根据您需求定制的清洁模式。清洁模式使用连续水流, 实现日常出色清洁效果; 深度清洁使用出众脉冲, 旨在更彻底地清洁; 敏感模式更轻柔, 适合敏感牙龈; 按摩模式可舒缓和刺激牙龈。在您需要时, 可随时使用 LED 指示灯显示作为指示, 调整强度, 达到您所需的舒适度。

F3 Quad Stream 喷嘴




为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果, 请使用 Quad Stream 喷嘴, 它可形成四股水流, 将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈, 每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。

F2 舒适型喷嘴



想要呵护敏感牙龈? 卡入舒适型喷嘴, 然后沿着牙龈轻轻引导软质橡胶尖端。

F1 标准喷嘴



使用标准喷嘴进行定期清洁。它使用单股水流清除齿间残留, 彻底清洁牙齿。

磁性底座, 带自动关闭功能



用完后, 只需将手柄放回简易磁性底座即可, 手柄会自动从暂停状态切换到关闭状态。

600 毫升盛水箱



600 毫升盛水箱带易于翻盖的盖子, 盛水量足以用于一次清洁。如需注水, 只需将其拉出, 注水, 然后再扣回。

小型喷嘴盒

将额外喷嘴存放在我们的小型时尚喷嘴盒中, 保持卫生。

规格

模式

- 清洁: 实现卓越的每日清洁
- 深层清洁+: 实现舒爽的深层清洁
- 敏感: 温和地清洁牙齿和牙龈
- 按摩: 舒爽按摩
- 强度: 10

健康益处

- 牙龈健康: 2 周内改善 **
- 去除牙菌斑: 清除多达 99.9% 的牙菌斑 *, 清除多达 2 倍的牙菌斑 **

包含

- Power Flosser: 1
- F1 标准喷嘴: 1
- F2 舒适型喷嘴: 1

- F3 Quad Stream 喷嘴: 2
- 喷嘴存储盒: 1

操作简易

- 手柄: 设计纤巧, 符合人体工学
- 喷嘴附件: 轻松卡入和取下

功率

- 电压: 多电压充电器

服务

- 保修: 2 年全球保修

性能

- 清洁: 60-90 秒内清洁整个口腔



发行日期 2021-03-25

版本: 4.0.1

EAN: 08 71010 39414 60

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 实验室研究结果显示可清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑。实际口腔效果可能有所不同。

** 使用手动牙刷时将 Quad Stream 尖端置于档位 8。效果可能会因人而异。