

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア センシティブ  
ブラシヘッド レギュラー

Sensitive

2 本組

レギュラーサイズ

簡単にはめ込みできるブラシヘッド

敏感な歯と歯ぐき用

HX6052/63



ソフトな毛先が、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。

### 敏感な歯と歯ぐきのためのブラシヘッド

フィリップスソニックケアセンシティブブラシヘッドは、敏感な歯と歯ぐきに悩む方に最適。歯ぐきにやさしく、効果的にブラッシングできます。

#### しっかり磨ける

- ・ 手磨きより多くの歯垢を除去

#### 新機能

- ・ 歯垢をやさしく取り除く
- ・ 音波水流

#### 理想的な性能を実現するデザイン

- ・ 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

#### 毎日のお口のケアに簡単に取り入れられます

- ・ 交換時期は3ヵ月ごと

## 特長

### 手磨きより多くの歯垢を除去



密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

### 歯垢をやさしく取り除く



毛先がソフトなため、やさしく効果的に歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。

### 簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ソニックケアのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニックケアキッズ、eシリーズを除く）

### 交換時期は3ヵ月ごと



通常ブラシヘッドを数か月使い続けると、固さが失われ、徐々に傷んでいきます。最良のブラッシング効果を得るため、ブラシは3ヵ月ごとに交換してください。

### 音波水流



毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

## 仕様

### 互換性

ブラシヘッド装着方式: はめ込み式  
使用できるモデル: ソニックケアキッズ、eシリーズ以外すべてのモデル

### 仕様

毛の硬さ: やわらかめ  
色: ホワイト  
交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったから交換のサインです。  
サイズ: レギュラー

### 内容

ブラシヘッド: センシティブ レギュラー 2本

### 交換時期

交換: 約3ヵ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

