

PHILIPS

sonicare

opzetborstel voor
tandplakverwijdering

2 stuks

Standaardformaat

Opklikbaar

Geavanceerde
tandplakverwijdering

HX9022/07



Superieure tandplakverwijdering

Opzetborstel voor geavanceerde tandplakverwijdering*

Dankzij het unieke ontwerp voor tandplakbestrijding helpt deze Philips-opzetborstel tandplak tot wel 6x beter te verwijderen dan een gewone tandenborstel.

Biedt geavanceerde tandplakverwijdering

- Verwijdert tot wel 6 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel

Ontworpen voor optimale prestaties

- Geoptimaliseerd voor superieure tandplakverwijdering*
- Memo-borstelharen zorgen voor de meest effectieve reiniging
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine

Een opzetborstel voor meerdere tandenborstels

- Geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels

Kenmerken

Superieure plakverwijdering



Op deze opzetborstel zitten de hoogwaardige borstelharen dicht op elkaar om tandplak efficiënt te kunnen verwijderen. Door de speciaal gebogen borstelharen kunt u ook eenvoudig tanden achter in de mond bereiken.

Verwijdert tot 6 keer meer tandplak



Van deze opzetborstel is klinisch bewezen dat deze tot wel 6 keer meer tandplak verwijdert dan een gewone tandenborstel.

Maximale sonische beweging



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Systeem met opklikbare opzetborstel




U klikt deze opzetborstel op het handvat, zodat hij stevig vastzit, maar hij is er ook eenvoudig weer af te halen voor onderhoud en schoonmaken. De opzetborstel is geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels behalve PowerUp Battery en Essence.

Betere mondverzorging



Net als alle authentieke Philips Sonicare-opzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is getest op kwaliteit voor uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.

Memo-borstelharen



In eerste instantie is het misschien niet merkbaar, maar opzetborstels worden geleidelijk aan zachter en slijten na enkele maanden normaal gebruik. Onze blauwe memo-borstelharen worden langzaam wit en helpen u te zien wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel. Vervang uw opzetborstel om de drie maanden voor optimale resultaten.

Specificaties

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 2 ProResults voor tandplakverwijdering

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar
Geschikt voor de volgende modellen:
HealthyWhite+, 2-serie Plaque Defense, 3-Serie Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Ontwerp en afwerking

Hardheid borstelharen: Medium

Kleur: Wit

Memo-borstelharen: Blauwe kleur
borstelharen wordt langzaam wit

Formaat: Standaard

Gezondheidsvoordelen

Gezond tandvlees: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees

Verwijdering van tandplak: Verwijdert tot zes keer meer tandplak*

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik

