

# PHILIPS

## sonicare

Sistema di pulizia  
interdentale

AirFloss Pro/Ultra

con DiamondClean 9000

Con 1 beccuccio e 1 testina

Bicchieri di ricarica, custodia  
USB



HX8494/01



## Gengive più sane in 2 settimane\*\*

Progettato per chi non usa il filo interdentale

AirFloss Ultra è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. AirFloss Ultra può essere utilizzato con il collutorio o con l'acqua e test clinici ne confermano un'efficacia pari al filo interdentale. Ideale per chi non usa il filo.\*\*

### Ti aiuta a migliorare la tua igiene orale

- Rimuove fino al 99,9% della placca\*\*\*
- Efficacia clinicamente testata pari al filo interdentale per la salute delle gengive\*\*
- Aiuta a prevenire la carie tra i denti

### Tecnologia superiore

- Tecnologia ad aria e micro-gocce
- Beccuccio ad alte prestazioni

### Per una pulizia interdentale semplice ed efficace

- Impiega solo 60 secondi: punta, premi e pulisci!
- Un modo semplice per acquisire una sana abitudine

### Per una pulizia profonda

- Pulizia dei denti personalizzata
- La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata
- Rimuove fino a 10 volte più placca\* per una pulizia profonda

# In evidenza

## Rimuove fino al 99,9% della placca\*




AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.\*\*\*

## Tecnologia a micro-gocce




La nostra tecnologia combina aria e micro gocce di collutorio o acqua per una pulizia profonda ma delicata tra i denti e lungo il bordo gengivale.

## Acquisisci una sana abitudine in modo semplice



La pulizia interdentale è essenziale per la salute del cavo orale. AirFloss pulisce a fondo fra i denti, aiutandoti a creare una sana abitudine.

## Aiuta a migliorare la salute delle gengive



Philips Sonicare AirFloss Ultra è clinicamente testato per migliorare la salute delle gengive al pari del filo interdentale.\*\* Aiuta a migliorare la salute delle gengive in sole due settimane.

## Aiuta a prevenire la carie



Rimuovendo delicatamente la placca che lo spazzolino non ha eliminato, Philips Sonicare AirFloss Ultra aiuta a prevenire la formazione di carie negli spazi interdentali.

## Beccuccio ad alte prestazioni



Il beccuccio del nuovo AirFloss Ultra ad alte prestazioni intensifica la potenza della nostra tecnologia ad aria e micro-gocce per una maggiore efficacia ed efficienza.

## Pulisce in soli 60 secondi



Con AirFloss Ultra bastano meno di 60 secondi al giorno per una pulizia completa. Basta selezionare la frequenza del getto (singola, doppia o tripla) e tenere premuto il pulsante di attivazione per getti continui automatici o premere e rilasciare il pulsante per regolare manualmente il getto.

## 4 modalità, 3 intensità



DiamondClean 9000 è dotato di modalità Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+. La modalità Clean è ideale per una pulizia quotidiana, White+ per rimuovere a fondo le macchie, Gum Health offre una pulizia efficace ma delicata per le gengive e Deep Clean+ consente di ottenere una pulizia profonda e tonificante. I tre livelli di intensità ti consentono di scegliere tra un'impostazione più alta per una pulizia profonda e una più bassa per le bocche più sensibili.

# Specifiche

## Accessori inclusi

**Manico AirFloss Ultra:** 1  
**Manico:** 1 DiamondClean 9000  
**Beccuccio:** 1  
**Testine:** 1 C3 Premium Plaque Defence  
**Caricabatterie:** 1  
**Bicchiera ricarica:** 1  
**Custodia da viaggio:** Caricatore da viaggio USB

## Aspetto e rifiniture

**Colore:** Bianco

## Prestazioni di pulizia

**Risultati dimostrati:** Efficacia pari al filo interdentale, per migliorare la salute delle gengive, per ridurre la placca, per ridurre il sanguinamento delle gengive  
**Impostazioni personalizzabili:** Getto automatico o manuale, Frequenza del getto singola/doppia/tripla\*\*\*

**Per risultati ottimali:** Sostituire il beccuccio ogni 6 mesi

**Benefici per la salute:** Pulizia di tutta la bocca in 60 secondi, Migliora la salute delle gengive in sole 2 settimane\*

**Prestazioni:** Rimuove fino al 99,9% di placca\*\*

**Velocità:** Fino a 62000 movimenti/min

**Timer:** Quadpacer e SmartTimer

**Effetto denti più bianchi:** Denti 2 volte più bianchi\*

## Facilità d'utilizzo

**Indicatore di stato della batteria:** I LED sul manico mostrano il livello di ricarica

**Sistema con testine:** Testine ad aggancio semplice

**Display:** Display illuminato

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Beccuccio:** Aggancio e sgancio semplice

## Modalità

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Deep Clean+:** Per una pulizia profonda

**Gum Health:** Attenzione particolare per i molar

**White+:** Per rimuovere le macchie superficiali

## Assorbimento

**Voltaggio:** Caricatore multitenione

## Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

## Specifiche tecniche

**Batteria:** Ricaricabile

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

**Tempo di carica:** 24 ore per una ricarica completa



\* o sarai rimborsato

\*\* se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori dettagli.

\*\*\* Dalle aree trattate; in uno studio di laboratorio. I risultati effettivi possono variare