

PHILIPS

sonicare

Cabeças normais para
escova de dentes sónica

DiamondClean

Embalagem de 2

Tamanho padrão

De encaixe

Limpeza superior, dentes mais
brancos

HX6062/07



Limpeza superior.* Dentes mais brancos.

Limpeza avançada para remoção de manchas e para dentes mais brancos

A cabeça de escova de dentes DiamondClean é perfeita para quem deseja ir além de uma limpeza profunda para remover manchas à superfície para um sorriso branco e radiante. Esta cabeça da escova também é ótima para manter o sorriso brilhante entre tratamentos de branqueamento profissionais.

Proporciona uma remoção excepcional da placa bacteriana

- Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Desenvolvida para otimização do desempenho

- Dentes mais brancos em apenas uma semana
- As cerdas em forma de diamante tornam os seus dentes 100% mais brancos em 1 semana
- Cerdas com aviso asseguram a limpeza mais eficiente
- Desenvolvido para maximizar o movimento sónico

Foi comprovado que melhora a saúde oral

- Integrada numa rotina melhor de saúde oral

Uma cabeça de escova que encaixa em várias pegas

- Funciona com qualquer escova de dentes de encaixe Philips Sonicare


Destques

Dentes mais brancos em apenas uma semana



A cabeça da escova de dentes DiamondClean da Philips Sonicare remove até 100% mais manchas para dentes mais brancos em apenas 7 dias.

Dentes mais brancos, rápido



A zona central para remoção de manchas da DiamondClean, que dispõe de cerdas em forma de diamante muito agrupadas, remove as manchas de superfície causadas por alimentos e bebidas. Irá notar um sorriso até 100% mais branco*, em apenas 7 dias.

Remove até 7 vezes mais placa bacteriana



Foi comprovado clinicamente que a cabeça de escova DiamondClean da Philips Sonicare remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual, após apenas quatro semanas de utilização.

Movimento sónico maximizado



As cabeças da escova Philips Sonicare são vitais para a nossa tecnologia principal de movimentos da escova de alta amplitude e de alta frequência que executam mais de 31 000 vibrações da escova por minuto. A nossa incomparável tecnologia sónica leva toda a energia da pega até à ponta da cabeça da escova. Este movimento sónico cria uma ação dinâmica do fluido que melhora a passagem do fluido entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para proporcionar uma limpeza superior mas suave em cada utilização.

Sistema de cabeça de escova de encaixe




Esta cabeça de escova encaixa e desencaixa da pega da escova para uma colocação segura e para manutenção e limpeza fáceis. Esta é compatível com todas as pegas de escovas de dentes Philips Sonicare excepto: PowerUp Battery e Essence.

Uma melhor saúde oral



Tal como todas as cabeças de escova Philips Sonicare, esta cabeça de escova é segura para dentes e gengivas. A qualidade de cada cabeça de escova foi testada para um desempenho e duração excecionais.

Cerdas com aviso



À primeira vista pode não ser óbvio, mas as cabeças da escova perdem dureza e desgastam-se gradualmente ao longo dos meses de utilização normal. A cor azul das nossas cerdas com aviso vai desaparecendo até ficarem brancas e isto ajuda-o a reconhecer quando é necessária uma substituição. Para obter os melhores resultados, substitua a cabeça da escova a cada três meses.

Especificações

Itens incluídos

Cabeças de escova: 2 DiamondClean padrão

Compatibilidade

Sistema da cabeça da escova: De encaixe

Compatível com estes modelos:

HealthyWhite+, Série 2, defesa contra placa bacteriana, Série 3 para saúde das gengivas, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Design e acabamento

Sensação de rigidez das cerdas: Média

Cor: Branco

Cerdas com aviso: Cor azul das cerdas desvanece

Tamanho: standard

Benefícios para a saúde

Saúde das gengivas: Ajuda a melhorar a saúde das gengivas

Remoção da placa bacteriana: Remove até 7

vezes mais placa bacteriana*

Branqueamento: Dentes mais brancos em apenas uma semana

Qualidade e desempenho

Substituição: A cada 3 meses

Testado: para a melhor utilização

