

PHILIPS

sonicare

Testine mini

InterCare

Confezione doppia

Dimensioni mini

Ad aggancio

Pulizia degli spazi interdentali

HX9012/07



Pulizia superiore* anche negli spazi interdentali.
Pulizia anche degli spazi interdentali e delle zone difficili da raggiungere

La testina Philips Sonicare InterCare è perfetta per eliminare la placca depositata negli spazi interdentali, curare le gengive infiammate e sfoggiare un sorriso bello e sano.

Design per prestazioni ottimali

- Progettata per raggiungere in profondità gli spazi interdentali
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Migliore igiene orale dimostrata

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Testina compatibile con spazzolini diversi

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

In evidenza

Per raggiungere in profondità gli spazi interdentali



Questa testina per spazzolino Philips Sonicare è dotata di setole particolarmente lunghe e ad alta densità per raggiungere la placca nascosta in profondità negli spazi interdentali e in altre zone difficili da pulire. Disponibile anche in dimensione standard, più grande, per una pulizia accurata.

Movimento sonico ottimizzato



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Sistema con testina ad aggancio



Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu, ti indicano quando è arrivato il momento di sostituirle poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Specifiche

Accessori inclusi

Testine: 2 InterCare Mini

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio
Adatto per questi modelli: Serie 2 Plaque Control, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Aspetto e rifiniture

Consistenza rigida delle setole: Media

Colore: Bianco

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Mini

Benefici

Condizioni delle gengive: Aiuta a migliorare le condizioni delle gengive

Rimozione della placca: Aiuta a rimuovere la placca

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

