

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents électrique  
avec application

DiamondClean Smart

Suivi personnalisé

Capteurs intelligents de tête de  
brosse

Reconnaissance intelligente de  
la tête

5 modes, 3 réglages d'intensité



HX9984/07



## Notre meilleure brosse à dents, pour un nettoyage complet

### L'assurance d'une efficacité à 100 %

La DiamondClean Smart est notre meilleure brosse à dents, pour une hygiène totale\*\*\*\*\*. Les têtes de brosse haute performance répondent à tous les besoins d'hygiène bucco-dentaire de vos patients, tandis que la technologie Smart Sensor fournit des informations personnalisées et une aide à la progression.

#### D'excellents résultats pour l'hygiène bucco-dentaire des patients

- Élimine 10 fois plus de plaque dentaire\*, pour un nettoyage en profondeur
- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines\* en seulement 2 semaines
- Éliminez jusqu'à 5 fois plus de taches\* en seulement 3 jours
- Pour une haleine durablement fraîche

#### Informations personnalisées grâce au capteur intelligent

- Surveille et améliore l'efficacité du brossage des patients
- Aide les patients à mieux prendre soin des zones problématiques
- Alerte les patients lorsqu'ils se brossent les dents trop fort
- Aide les patients à moins frotter
- Pour reprendre les zones négligées

#### Un brossage intuitif

- Les têtes de brosse exécutent le mode optimal, pour d'excellents résultats
- Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale
- Propose 5 modes, 3 réglages d'intensité



asimpleswitch.com


## Points forts

### Dites adieu à la plaque dentaire




La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense procure un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre\*.

### Prenez soin de vos gencives



Clipsez la tête de brosse G3 Premium Gum Care pour améliorer la santé de vos gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés aux contours de vos gencives, elle offre un nettoyage doux et efficace le long des gencives, là où se s'accumule la plaque responsable de la gingivite. Il est cliniquement prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 % d'inflammation des gencives en moins\* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines\*.

### Tête de brosse W3 Premium White



La W3 Premium White est notre meilleure tête de brosse pour éliminer les taches. Avec ses brins adaptés à l'élimination des taches


densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle élimine jusqu'à 5 fois plus de taches\* en seulement trois jours.

### Brosse-langue TongueCare+




Avec ses 240 microbrins en élastomère, le brosse-langue TongueCare+ est spécialement conçu pour nettoyer la surface granuleuse de la langue. Les microbrins souples épousent les irrégularités pour les brosser en douceur, afin d'éliminer les dépôts de bactéries et d'appliquer le liquide antibactérien BreathRx plus loin. Sa forme compacte permet aux patients de nettoyer confortablement toute la langue.

### Zones à surveiller et définition d'objectifs



Si vous identifiez certaines zones dans la bouche du patient nécessitant davantage d'attention en raison d'une accumulation de plaque dentaire, d'une récession gingivale ou autre, DiamondClean Smart peut l'aider à prendre soin de ces zones problématiques. Le patient peut les mettre en surbrillance sur sa carte dentaire 3D personnalisée dans l'application Philips Sonicare pour recevoir des rappels l'encourageant à leur porter l'attention particulière dont elles ont besoin à chaque brossage. L'application Philips Sonicare maintient l'historique des données de brossage, ce qui permet au patient de contrôler ses performances, de suivre sa progression et d'améliorer ses gestes quotidiens d'hygiène bucco-dentaire.

### Capteur de position



Le capteur de position de la DiamondClean Smart indique les zones trop peu brossées, pour permettre aux patients d'améliorer leur brossage. S'ils négligent systématiquement certains endroits, le capteur de position les portera à leur attention.

### Capteur de mouvements



Il est inutile de frotter avec une brosse à dents électrique : il suffit aux patients de la laisser agir. La DiamondClean Smart est dotée d'un capteur de mouvements qui les aide à moins frotter, afin d'optimiser leur technique, pour un nettoyage en douceur.



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

# Caractéristiques

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**White+:** Pour éliminer les taches de surface

**Deep Clean+:** Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

**Gum Health:** Apporte une attention particulière aux molaires

**TongueCare+:** Pour une haleine durablement fraîche

**3 réglages d'intensité:** Fort, Moyen, Faible

## Accessoires inclus

**Manche:** 1 DiamondClean Smart

**Têtes de brosse:** 1 Premium Plaque Defense C3, 1 G3 Premium Gum Care, 1 Premium White W3, 1 brosse-langue TongueCare+

**Verre de charge:** 1

**Housse de voyage:** Coffret de voyage avec charge USB

**Spray pour la langue antibactérien:** 60 ml

## Sélection des modes BrushSync

**C3 Premium Plaque Defense:** Sélection du mode Clean

**Tête de brosse G3 Premium Gum Care:**

Sélection du mode Gum Health

**Tête de brosse W3 Premium White:** Sélection du mode White+

**Brosse-langue TongueCare+:** Sélection du mode TongueCare

## Connectivité

**Technologie sans fil Bluetooth®:** Application de brossage connectée

## Compatibilité

**Compatibilité Android:** Téléphones Android, Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

**Compatibilité iOS:** iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur

## Design et finition

**Couleur:** Blanc

## Performances de brossage

**Vitesse:** Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

**Performance:** Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire\*

**Bénéfices santé:** Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines\*\*\*\*

**Efficacité blancheur:** Jusqu'à 100 % de taches en moins\*\*\*\*\*

**Indicateur de pression:** Anneau lumineux violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

**Retouche:** Garantit un brossage à 100 %

**Minuteur:** BrushPacer et SmartTimer

## Technologie de capteur intelligent

**Capteur de pression:** Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

**Capteur de position:** Surveille et améliore l'étendue du brossage

**Capteur de mouvements:** Vous aide à moins

frotter

**Carte dentaire 3D:** Met les zones problématiques en surbrillance

**Retouche:** Pour brosser les zones négligées

## Facile d'utilisation

**Compatibilité du manche:** Têtes de brosse faciles à clipser

**Reconnaissance de la tête de brosse:** Se synchronise avec le mode optimal

**Indicateur de remplacement:** Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

**Indicateur d'autonomie:** Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Afficheur:** Écran lumineux

## Spécificités techniques

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium ION

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** 14 jours\*\*\*\*\*

## Alimentation

**Tension:** 110-220 V

## Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

## Ingrédients

**Spray pour la langue antibactérien:** 0,09 % CCP, Zytex



\* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle  
\*\* Par rapport à une brosse à dents manuelle avec un dentifrice blancheur  
\*\*\* Par rapport au modèle DiamondClean  
\*\*\*\* En mode Gum Care, par rapport à une brosse à dents manuelle au bout de 2 semaines  
\*\*\*\*\* Au bout de 3 jours d'utilisation en mode White+, par rapport à une brosse à dents manuelle  
\*\*\*\*\* Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard  
\*\*\*\*\* Recommandée avec le nettoyage des espaces interdentaires