

PHILIPS

エキスパートクリーン

ExpertClean

コネクティッドブラッシングを簡単に

過圧防止センサー機能

ブラシヘッド認識機能

3つのモード、3段階の強さ設定



HX9601/12



アプリ連動でより良いブラッシング*¹を求める方へ 約2週間で歯ぐきの健康を推進*²

正しい歯磨き習慣を続けるのは簡単ではありません。エキスパートクリーンなら、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、アプリのプログレスレポートで歯磨き習慣を身に付ける手助けをするなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。 *¹弊社製品ラインナップでの比較 *²クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

エキスパートクリーンを使用したユーザーがお口の健康推進を実感

- ・ 約2週間で歯ぐきの健康を推進*² *²クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

一人ひとりに合ったガイダンスで歯磨き習慣を身に付ける

- ・ 健康的な習慣を身に付けるためのガイダンス

ニーズに合わせてエキスパートクリーンを活用

- ・ 一人ひとりに合ったブラッシング体験
- ・ 過圧防止センサー機能
- ・ ブラシヘッド認識機能が最適なモードを自動選択
- ・ ブラシヘッド交換お知らせ機能


特長

約 2 週間で歯ぐきの健康を推進*



プレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康推進に役立つように設計されています。コンパクトなサイズと歯列にフィットするやわらかな毛先が歯ぐきの歯垢をしっかりと除去し、歯ぐきの健康推進に役立ちます。*2 クリーンモード使用時 / 手磨きと比べ / フィリップス調べ

プログレスレポート



エキスパートクリーンは、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニックケアアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。

3つのモード、3段階の強さ設定



エキスパートクリーンには、クリーン（基本のブラッシングモード）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかりと除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。

ブラシヘッド認識機能




スマートブラシヘッドは、しっかりと磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けると、歯ぐきの健康推進を手助けするために、ガムヘルスモードに自動的に同期します。

過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルが振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。／画像はイメージです

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドは使用するにつれて摩耗するため、適切なブラッシングを続けるには、摩耗の度合いを確認する必要があります。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドルのお知らせ機能と短いビープ音により、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

仕様

モード

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 基本のブラッシングモード

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

ディープクリーンプラス: 心地よい振動で歯垢をしっかりと除去

内容・付属品

ハンドル: エキスパートクリーン 1本

ブラシヘッド: プレミアムガムケアブラシヘッド 1本, 舌磨きブラシヘッド 1本

トラベルケース: 1個

充電器台: 1個

ブラシヘッド認識機能

プレミアムガムケア: ガムヘルスモードを自動選択

プレミアムクリーン (別売): クリーンモードを自動選択

デザイン

ハンドルカラー: ブラック

互換性

Android^{*3}, iOS^{*4}: Google PlayもしくはApp Storeにアクセスして、お持ちのデバイスが対応機種であることを確認してください。

アプリ対応

Bluetooth^{*5}: Philips Sonicare アプリに接続

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: にぎりやすいスリムなデザイン

電源

対応電圧: AC 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体2年保証: ○

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ブラシヘッドの交換時期をお知らせする機能

仕様

電源方式: 充電式

充電電池の種類: リチウムイオン充電電池

使用時間: 約2週間 (クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回)



*3 AndroidはGoogle Inc.の商標です。

*4 Apple, Appleロゴ, iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

*5 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。