

PHILIPS

sonicare

ソニックアーキッズ

For Kids

Bluetooth® 搭載

無料の歯磨きアプリ

1本のブラシヘッド

2つのモード



HX6321/03

もっと楽しく効果的な歯磨きを 健康的な習慣を楽しく始めましょう

お子様に正しい歯磨きを身に付けてほしいですか？Bluetooth搭載の新しいキッズハンドルなら、お子様は楽しいアプリで遊びながら、一生続く健康的な歯磨き習慣を楽しく身に付けることができます。

ソニックアーキッズアプリ

- ・ お子様楽しく歯磨きできる無料の歯磨きアプリ
- ・ 98%の保護者の方が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、効果が上がったと回答*
- ・ 正しく歯磨きできるとごほうびをもらえます
- ・ アプリを使用していないときでもブラッシング時間を記録可能

健康的な習慣を身に付けるために

- ・ 正しい歯磨き習慣のためのキッズタイマーとキッズペーサー
- ・ 楽しいデザインの8種類のステッカーでカスタマイズ

優れた洗浄性能で、輝く笑顔をサポート


- ・ 音波水流でやさしくしっかり歯垢を除去
- ・ 2種類の大きさのブラシヘッド



asimpleswitch.com

特長

上手な歯みがきを楽しく学ぼう



ソニックアーキッズアプリは、お子様のソニックアーキッズハンドルと接続し、お口のケアについてお子様は楽しく学ぶことができます。毎回の歯磨きの前には、スパークリーが上手なブラッシングのコツを指導します。歯磨き中はわかりやすいガイドでどこを磨くか説明し、アプリのカレンダーがこれまでの歯磨きを記録します。お子様は楽しく歯磨きを学ぶことができ、保護者の方はお子様の毎日の歯磨き状況を確認できます。

ソニックアーキッズアプリ



ソニックアーキッズハンドルとアプリをお使いいただくことで、お子様は1人で上手に歯磨きする方法を学ぶことができます。アプリはお子様のソニックアーキッズハンドルとBluetoothを使って同期し、毎日の歯磨きを記録します。調査に参加された保護者の98%が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、効果が上がったと回答しています*。お子様は一生続く健康的な歯磨き習慣を身につけることができます。* ブラシのみ使用時と比べて / 2015年フィリップス調べ

アプリで歯みがきをもっと楽しく



アプリをお使いいただくことで、お子様は全く新しい歯磨き体験を通じて歯磨きを楽しく学ぶことができます。アプリのキャラクターは、歯磨きが大好きなスパークリーです。お子様はスパークリー

一の歯を磨いてあげることでアプリからより上手な歯みがきの方法を教わります。歯磨きが上手にできると、スパークリーは喜んで、お子様はごほうびをもらえます。スパークリーに健康的なおやつをあげたり、スプレーや小物でスパークリーにおしゃれをさせたりすることができます。また、保護者の方は、保護者向け画面から現実のごほうびを追加で設定することができ、お子様のモチベーションを更にあげることができます。

キッズタイマー



ソニックアーキッズハンドルはアプリと接続し、お子様が2分間の歯磨き習慣を自然に身につけられるようにサポートします。アプリをお使いいただくことで、お子様はアプリのガイドをまねて、お口の中のそれぞれの部位をしっかりと磨くことができます。アプリは、お子様がそれぞれの部位をより長く歯磨きできるようにサポートしていきます。お子様がしっかりと歯を磨けると、スパークリー一の歯もきれいになり、お子様はアプリでごほうびをもらえます。楽しいトレーニングを通じて、お子様は正しい歯みがき習慣を身につけることができます。

Bluetooth®対応



Bluetooth®対応のソニックアーキッズハンドルをアプリと接続してお使いいただくと、アプリはリアルタイムでお子様の歯磨きを記録します。内蔵のメモリによって、ハンドルはアプリと接続していない時でも最大14回分の歯磨きの記録を保存することができます。次にハンドルとアプリを同時にお使いいただいたときに、保存された記録がアプリのカレンダーに同期され、保護者の方はお子様の歯磨きの進捗状況を確認することができます。

音波水流



お子様が正しい使い方と歯磨き習慣を身につければ、あとはソニックアーキッズハンドルが、お子様の歯磨きをサポートします。ソニックアーキッズハンドルは、毎秒500回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した「音波水流」を口腔内に発生させ、手磨きよりも最大で75%*多くの歯垢を取り除くことができます。*Milleman J, Putt M, Olson M, Master A, Jenkins W, Schmitt P, Strate J. International J Pediatric Dent. 2009; 19:s1

8種類の楽しいハンドルステッカー



楽しいハンドルステッカーを歯ブラシに貼ってカスタマイズできます。付属の8種類の貼り換え可能なステッカーで、お子様は歯ブラシを好きなデザインに変えることができます。また、アプリのキャラクターをカスタマイズすることもできるので、楽しみながら効果的な歯磨き習慣を身につけることができます。



asimpleswitch.com

フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2 排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。

仕様

モード

モード: 2つのモード（やさしいモード、さらにやさしいモード）

内容

ハンドル: ソニックアーキッズ Bluetooth 対応ハンドル 1本

ブラシヘッド: ソニックアーキッズ（ミニサイズ） 1本

充電器: 1個

デザインと仕上げ

色: アクア

洗浄性能

ブラシ振動数: 約500 ブラシストローク/秒

使いやすさ

ブラシヘッドの方式: 簡単なのはめ込み式ブラシヘッド

使用時間: 約 2 週間*

ハンドル: 握りやすいゴム製グリップ, 人間工学に基づいたデザイン

対応OS

iOS: 9.0以上（iPhone5以降、iPad第3世代以降 iPad mini / iPad Airの全機種）

Android: Android4.4.2以上（Bluetooth4.0以降搭載機種）*iPad Pro等一部の機種では正常に動

作しない場合があります。*App StoreもしくはGoogle Playにアクセスして、お手持ちのデバイスが対応機種であることをご確認ください。

仕様

充電方式: 充電式

使用時間: 最長 2 週間

電池の種類: リチウムイオン充電電池

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体2年間保証: ○

