



Philips Sonicare F2
Comfort nozzle
Embout pour hydropulseur

2 embouts



HX3052/00

Un nettoyage facile et en profondeur

Pour une couverture totale et un nettoyage inégalé

Vos gencives sont-elles sensibles? Utilisez l'embout confort et glissez doucement son extrémité en caoutchouc souple le long de vos gencives.

Un nettoyage sans effort grâce à une technologie sophistiquée

- La pointe de guidage assure un bon positionnement
- Canule F2 Comfort pour les gencives sensibles
- 97 % d'entre eux sont d'accord, le jet dentaire Philips Power Flosser est doux avec les dents et les gencives

PHILIPS
sonicare

Spécifications

Compatibilité

- Compatible avec: tous les hydropulseurs Philips Sonicare Power Flosser

Facile d'utilisation

- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse

facilement

- Remplacement de la canule: Tous les 6 mois, pour une bonne hygiène

Accessoires inclus

- Canule F2 Comfort: 2

Caractéristiques


Embout souple conçu pour être confortable

Vos gencives sont sensibles et vous souhaitez en prendre soin ? Clipsez la canule Comfort et guidez délicatement la pointe en caoutchouc souple le long de vos gencives.

Pointe de guidage

La canule fine inclinée et la pointe de guidage facilitent le positionnement. Placez la pointe de la canule juste au-dessus du sillon gingival, appuyez légèrement, de manière à ce qu'elle soit en contact avec le sillon gingival et les dents, puis faites-la glisser d'une dent à l'autre.

97 % sont d'accord, doux avec les dents et les gencives



97 % des utilisateurs s'accordent à dire que le jet dentaire Philips Power Flosser est doux avec leurs dents et leurs gencives.



Date de publication
2023-12-19

Version: 3.3.1

UPC: 0 75020 09110 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com