

PHILIPS


sonicare

Têtes de brosse à dents
sonique compactes

ProResults

Paquet de 3

HX6023



Brossage ciblé

La tête réduite facilite le maniement de la brosse et vous permet de mieux vous concentrer sur les endroits difficiles à atteindre.

A brush head that fits multiple handles

- Tête de brosse clipsable

Easy to maneuver to focus on hard-to-reach areas

- Petite tête de brosse pour atteindre les moindres recoins

Conçue pour des performances optimales

- Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

Thorough clean feeling in your mouth

- Mouvement sonore optimisé grâce au design exclusif de la tête de brosse
- Brins profilés pour s'adapter à la forme de vos dents
- Brins taillés en biseau pour une meilleure couverture

Caractéristiques

Tête de brosse clipsable



Tête de brosse faciles à insérer et nettoyage du manche facile

Brins taillés en biseau



La surface incurvée obtenue grâce aux poils en biseau garantit un contact avec la surface des dents et des gencives lorsque la tête de brosse pivote, pour couvrir une plus grande surface sans augmenter la taille de la tête de brosse.

Brins profilés



Les poils des têtes de brosse Philips Sonicare sont taillés pour s'adapter à la forme naturelle des dents. Le relief de la tête de brosse est conçu pour suivre de façon ergonomique la


topographie des dents et s'immiscer dans les espaces interdentaires pour atteindre toutes les zones de la bouche.

Des performances de brossage optimisées



Le design astucieux des têtes de brosse de rechange Philips Sonicare associé à la technologie sonique et aux modes de brossage personnalisés garantissent un nettoyage optimal.

Brins avec indicateur d'usure



Les poils vous indiquent quand remplacer la tête de brosse. Après trois mois d'utilisation normale, les poils s'usent et les têtes de brosse deviennent moins efficaces. Remplacez votre tête de brosse tous les 3 mois.

Petite tête de brosse

La conception profilée de l'implantation sur une surface plus petite offre les mêmes performances de nettoyage que les autres têtes de brosse Sonicare, tout en vous permettant d'atteindre les zones à problèmes signalées par votre dentiste. Cette conception vous permet d'atteindre les zones les plus sujettes à l'accumulation de la plaque.

Spécifications

Spécificités techniques

Durée de fonctionnement: Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de changer de tête de brosse tous les trois mois., Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de changer de tête de brosse tous les trois mois.

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage de tête de brosse: 18,3 (H) x 10 (l) x 4,8 (P) cm

Éléments inclus

Capuchon de protection hygiénique: 3 Pièce(s)

Facile d'utilisation

Compatible avec ces modèles: FlexCare+, FlexCare, FlexCare+, HealthyWhite, FlexCare, HydroClean, HealthyWhite, EasyClean, HydroClean, DiamondClean, EasyClean, DiamondClean

