

Philips Sonicare
AirFloss Ultra - Rent
mellem tænderne på 60
sekunder

med 1 mundstykke



HX8331/01

Nemmere og hurtigere end almindelig tandtråd

Skræddersyet til brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt

Lige så vigtigt som at børste tænderne er det at rengøre ordentligt imellem dem. Det er et faktum, at 20-40 % af tændernes overflade er mellem tænderne. Men mange synes, det er besværligt at rengøre med tandtråd, og mange opgiver det ganske enkelt. Den unikke teknologi i AirFloss Ultra presser mikrodråber af luft og vand eller mundskyl ind mellem tænderne under højt tryk, hvilket rengør og fjerner plak meget effektivt. AirFloss Ultra er klinisk dokumenteret lige så effektiv som tandtråd, men er mindre tidskrævende og nemmere at bruge. Det gør det nemt at opbygge en sund vane.

Improves oral health

- Klinisk dokumenteret til at være lige så effektivt som tandtråd til at sikre sundt tandkød**
- Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak***
- Hjælper med at forebygge huller mellem tænderne

Superior technology

- Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber
- Mundstykke med høj ydeevne
- Indstillinger for tredobbelt luftpust, der kan tilpasses


The easiest way to effectively clean between teeth

- Tager kun 60 sekunder: Peg, tryk, rens!
- Den samlede daglige selvtillid forbundet med en frisk og ren mund
- En nem måde at starte en sund vane på

PHILIPS
sonicare

Vigtigste nyheder

Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak




AirFloss Pro/Ultra fjerner op til 99,9% af plakken fra de behandlede områder.**

Mikrodråbeteknologi



Vores klinisk dokumenterede resultater er mulige takket være vores unikke teknologi, der kombinerer luft og mundskyllemiddel eller vand til kraftfuld og alligevel blid rensning mellem tænderne og langs tandkødsranden.

Start en sund vane helt nemt



Rensning mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundhygiejne. AirFloss Pro/Ultra gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane.

Sundere tandkød



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra har klinisk dokumentation for at forbedre tandkødets sundhed lige så meget som tandtråd.** Hjælper med at forbedre tandkødets sundhed på helt ned til to uger.

Renser på blot 60 sekunder



Med AirFloss Pro/Ultra tager det mindre end 60 sekunder om dagen at rense hele munden. Du skal blot vælge luftpustfrekvens (enkelt, dobbelt eller tredobbelt) og holde aktiveringsknappen nede for at vælge konstante automatiske luftpust eller trykke og slippe knappen for at vælge manuelle luftpust.

Frisk og ren med mundskyllemiddel



Fyld beholderen på håndgrebet med enten mundskyllemiddel eller vand, derefter peg og tryk på den. Bruges sammen med

mundskyllemiddel for at opnå den ultimative friske oplevelse samt anti-mikrobielle fordele.

Hjælper med at forebygge huller




Ved forsigtigt at skylle den plak væk, som ikke blev fjernet ved tandbørstningen, hjælper Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra med at forebygge, at der dannes huller i tandmellemrummene.

Mundstykke med høj ydeevne



Det nye højtydende AirFloss Pro/Ultra-mundstykke forstærker effekten af vores luft- og mikrodråbeteknologi, så den bliver mere effektiv end nogensinde før.

Tilpasning af tredobbelt luftpust



AirFloss Ultras kraftfulde spray kan tilpasses efter behov, med enkelte, dobbelte eller tredobbelte luftpust for hvert tryk på aktiveringsknappen.

Specifikationer

Strøm

- Spænding: 100-240 V

Tekniske specifikationer

- Batteri: Genopladelig
- Batteritype: Litiumion
- Opladningstid: Fuld opladning på 24 timer

Design og finish

- Farve: Hvid med strejf af gråt

Service

- Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

- Batteriindikator: Lysdioderne på håndgrebet viser batterikapacitet
- Håndgreb: Slankt, ergonomisk design
- Batterilevetid: 1-3 uger *****
- Dysetilbehør: Klikkes nemt af og på

Medfølgende dele

- Oplader: 1
- AirFloss Pro/Ultra-håndgreb: 1
- AirFloss Pro/Ultra-mundstykke: 1

Rensydelse

- Performance: Fjerner op til 99,9% af plak**
- Sundhedsmæssige fordele: Renser hele munden på 60 sek., Få sundere tandkød på 2 uger*
- Klinisk dokumenterede resultater: Lige så effektivt som tandtråd, til at forbedre tandkødets sundhed, til at forhindre blødende tandkød, til at bekæmpe plak
- Indstillinger, der kan tilpasses: Automatiske luftpust eller manuelle luftpust, Enkelte/dobbelte/tredobbelte luftpust
- For at opnå de bedste resultater: Skift mundstykke med 6 måneders mellemrum



Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 72131 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

** ved brug sammen med en manuel tandbørste og anti-mikrobiel mundskyllemiddel hos patienter med mild til moderat tandkødsbetændelse. AirFloss er udviklet til at hjælpe brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, med at udvikle en sund daglig vane med at huske at rense mellem tænderne. Du kan få yderligere oplysninger under fanen Support.

*** Fra de behandlede områder. I en laboratorieundersøgelse. De faktiske resultater i munden kan variere

**** AirFloss Ultra og Pro er det samme produkt, men kan være navngivet forskelligt afhængigt af land og kanal.

***** afhængigt af anvendt sprøjteindstilling