




Philips Sonicare
ProtectiveClean 6100
ソニックケア プロテクト
トクリーン < プレミア
ム >

過圧防止センサー
3つのモード、3段階の強さ
設定
ブラシヘッド認識機能



HX6894/45

歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進
化した。

約1週間で歯に自然な白さをもたらします。*

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。

お口の健康を推進

- 歯ぐきの健康を推進
- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

使いやすさ重視の設計

- 一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能

新機能

- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 音波水流
- ブラシヘッド認識機能

ブラッシングを最適化

- 3つのモード、3段階の強さ設定

PHILIPS

sonicare

特長

自然な白い歯に




密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1週間*1でステインを落として自然な白い歯に導きます。*1 ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / 2010年 Colgan 氏らの調査に基づく（個人差があります）

歯ぐきの健康を推進



密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

お好みの磨き方で



3つのモードと3段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。強さ設定は、

強・中・弱の3段階からお選びいただけます。

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

音波水流



1分間に約31,000回的高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。／画像はイメージです

過圧防止センサー機能



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。／画像はイメージです

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

仕様

デザインと仕上げ

- 色: ディープパープル

電源

- 対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

仕様

- 充電機: 充電式
- 使用時間: 約 2 週間
- 充電機の種類: リチウムイオン充電機

サービス

- 本体保証: 2 年の制限付き保証

使いやすさ

- 充電機表示ランプ: イルミネーションで充電機残量を表示
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン
- 使用時間: 約 2 週間

内容

- 充電器: 1
- ブラシヘッド: ガムプラス 1 本, ホワイトプラス (レギュラー) 1 本
- ハンドル: プロテクトクリーン 1 本

洗浄性能

- ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク / 分
- 健康上の利点: 約 2 週間で歯ぐきをより健康に。* 手磨きと同様。、虫歯予防を助ける
- タイマー: カドペーサーとスマートタイマー
- 過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

モード

- 3段階の強さ設定: 弱, 中, 強
- クリーン: 歯をキレイに
- ホワイト: 自然な白さへ
- ガムケア: 歯ぐきをケア

ブラシヘッド認識機能

- クリーンプラス: クリーンモードを自動選択
- ガムプラス: ガムケアモードを自動選択
- ホワイトプラス: ホワイトモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

- ブラシヘッド交換お知らせ機能: もう迷わない, ブラシヘッドの交換時期
- 過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときに警告
- BrushSync テクノロジー: スマートハンドルと, スマートブラシヘッドの接続



Philips Japan, Ltd.

発行日 2021-12-03

バージョン: 4.0.3

EAN: 08 71010 38666 64

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2021 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / 2010 年 Colgan 氏らの調査に基づく (個人差があります) ** クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回