

PHILIPS

sonicare

ソニックアー ダイヤモ
ンドクリーン スマート

DiamondClean Smart

最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド

ブラシヘッド交換時期お知らせ機能

ブラシヘッド認識機能

5つのモード、3段階の強さ設定



HX9954/55



ソニックアー史上最高*1のブラッシング体験をあなたに！

より優れたブラッシング体験を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能電動歯ブラシです。4種類の高性能ブラシヘッドがお口の健康をサポートします。

お口の健康を推進

- 歯垢をしっかり除去
- 歯ぐきをケア
- 自然な白い歯へ
- 舌磨きブラシヘッド

ソニックアーアプリと連動し、最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド

- 仕上げ磨き機能
- 過圧防止センサー機能
- 問題がある箇所をしっかりお手入れ
- 磨き方をサポート
- ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

ブラッシングを最適化

- ご自宅でも外出先でも、簡単かつスタイリッシュに充電
- ブラシヘッド認識機能
- 5つのモード、3段階の強さ設定


特長

歯垢をしっかりと除去




高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンブラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に。*5 届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます。*2

歯ぐきをケア



歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

自然な白い歯へ




歯の表面のステインを除去し、白い歯で輝く笑顔を手に入れるには、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けましょう。密集した中央のステイン除去ブラシが、ステインを落として自然な白い歯に導きます。

舌磨きブラシヘッド




200 個以上のミクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去し、口臭をケアします。／画像はイメージです

問題がある箇所をしっかりと手入れ



アプリの 3D 口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

磨き方をサポート




位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ




ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

ブラシヘッド交換時期お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

仕様

コネクティビティ

Bluetooth®*: Philips Sonicare アプリに接続

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 14 日間*****

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ルナールブルー

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android**: Android4.4.2以上（Bluetooth4.0以降搭載機種） *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。 , Bluetooth 4.0 以降搭載機種

iOS***: iPad 第三世代以降, iPhone 4S 以降, iOS 7.0 以降

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプでバッテリー残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブ

ラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

ブラシヘッド自動認識: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合

交換お知らせ機能: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンが点灯します

内容・付属品

ブラシヘッドホルダー: 1

トラベルケース: USB 充電トラベルケース

ブラシヘッド: C3 プレミアムクリーン 1本, G3 プレミアムガムケア 1本, W3 プレミアムホワイト 1本, 舌磨きブラシヘッド 1本

ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1本

充電器用グラス: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

過圧に関するフィードバック: 紫色のライトリングが点灯, ハンドルの振動が変化してお知らせ

仕上げ磨き: ○

モード

3段階の強さ設定: 強, 中, 弱

クリーン: 歯をキレイに

ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

舌磨き: きれいな息が長続き

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択

G3 プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモードを自動選択

プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択

舌磨きブラシヘッド: クリーンモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善

摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導

3D 口腔マップ: 問題の箇所をハイライト

仕上げ磨き: 磨き残しに対処

*1 モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較

*2 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/
Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014

*3 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します

*4 米国での調査。代表的な市販のホワイトニング用歯磨き粉を使用。ホワイトプラスモード使用時

*5 ダイヤモンドクリーンブラシヘッドと比べた場合

*6 Bluetooth® のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。 *7 クリーンモードで、2 分間のブラッシングを1日2回

