PHILIPS



ソニッケアー プロテク トクリーン <プラス>

ProtectiveClean 4500

過圧防止センサー

2 つのクリーニングモード

ブラシヘッド認識機能



HX6830/67



歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

約1週間で歯に自然な白さをもたらします。*

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。

お口の健康を推進

- 歯ぐきの健康を推進
- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

使いやすさ重視の設計

- イージースタート機能
- 一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能

新機能

- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 音波水流

ブラッシングを最適化

• お好みの磨き方が選べる

特長

自然な白い歯に



密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1 週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。*

曲ぐきの健康を推進



密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、 歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯 にも簡単に届きます。

お好みの磨き方が選べる



クリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、 やさしく磨きます。

過圧防止センサー機能



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。/画像はイメージです

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。(RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)

一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。/画像はイメージです

イージースタート機能



フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz(海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式 使用時間: 約2週間 バッテリーの種類: リチウムイオン充電池

デザインと仕上げ

色: ブラック

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電池残量を表示 ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブ ラシヘッド ハンドル: スリムなデザイン

使用時間:約2週間

内容·付属品

ハンドル: プロテクトクリーンプラス 1本 **充電器**: 1

ブラシヘッド: ホワイトプラス (レギュラー) 1本, C2 クリーンプラス 1本

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマーステイン除去効果: 自然な白い歯に過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

モード

クリーン: 歯をキレイに ホワイト: 自然な白さへ

スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時 期

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

*ホワイトプラスプラシヘッド使用時/2010年Colgan氏らの 調査に基づく(個人差があります) **クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1日 2 回

株式会社フィリップス・ジャパン © 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2024 - 04 - 15 バージョン: 5.5.2

EAN: 87 10103 86417 2

記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips NV.またはその他の会社の商標または登録商標です。