




Philips Sonicare
DiamondClean
ソニックアークダイヤモンド
クリーン ディープ
クリーン エディション

5つのモード

ブラシヘッド3本付属
充電器用グラス
ディープクリーンモード搭載



HX9351/45

歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

優れたステイン除去効果を誇るフィリップスソニックアーク充電式電動歯
ブラシ

優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤ
モンドクリーン ディープクリーン エディション

お口の健康を推進

- ディープクリーン、センシティブなど、5つのモードから選べる
- 口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます
- 自然な白い歯に
- フィリップスソニックアークの最先端の音波水流

An easy addition to your oral care routine

- ヘッドを取り換えるだけで歯ブラシが舌磨きブラシに早変わり

使いやすさ重視の設計

- ソニックアークに慣れていただくためのイージースタート機能
- タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ

優れた洗浄能力

- 歯垢を掻き出すディープクリーンモード
- 歯垢をしっかり除去

PHILIPS

sonicare

特長

歯垢をしっかり除去




ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大10倍除去*。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

自然な白い歯に




密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1週間*でステインを落として自然な白い歯に導きます。* ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / 2010年 Colgan 氏らの調査に基づく（個人差があります）

5つのモード



クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の5つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。

歯垢を掻き出すディープクリーンモード



磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



舌磨きブラシは、フィリップスソニックケアハンドルに差し込んで使用できます。使いやすく、交換して清潔に保てるため、舌の洗浄を毎日のお口のケア習慣に簡単に取り入れることができます。

タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ



約2分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏4箇所を均等にブラッシングできるようにタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨す


る2分間のブラッシング時間をお知らせします。

ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能



フィリップスソニックケアでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめてから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

安心してブラッシング



ダイヤモンドクリーンならさまざまなニーズに合わせて安全にブラッシングできます。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、歯周病の毎日のケアにも使用できます。

音波水流



フィリップスソニックケアの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

仕様

デザインと仕上げ

- 色: ブラック

電源

- 対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

- 充電電池: 充電式
- 使用時間: 約3週間*
- 充電電池の種類: リチウムイオン充電電池

サービス

- 本体保証: 2年間保証

使いやすさ

- 充電電池表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示
- ディスプレイ: 照明付きディスプレイ
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: スリムなデザイン

内容

- ブラシヘッド: プレミアムクリーン1本, ホワイトプラスレギュラー(ホワイト)2本, 舌磨きブラシヘッド1本
- ハンドル: ダイヤモンドクリーン1本
- 充電器用グラス: 1個

洗浄性能

- ブラシ振動数: 約31,000ブラシストローク/分
- 性能: 歯垢を除去
- 健康上の利点: 歯垢を除去
- タイマー: カドベーターとスマートタイマー
- ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

- クリーン: 歯をキレイに
- ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
- ホワイト: 自然な白さへ
- ガムケア: 歯ぐきをケア
- センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-03-02

バージョン: 5.5.2

EAN: 08 71010 38664 42

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/
Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S,
Jenkins W, Data on file, 2014 ** ホワイトプラスブラシヘッド使
用時/2010年 Colgan 氏らの調査に基づく (個人差がありま
す) *** クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回