

# PHILIPS

エキスパートクリーン

ExpertClean 7300

コネクティッドブラッシングを簡単に

過圧防止センサー

ブラシヘッド認識機能

3つのモード、3段階の強さ設定



HX9627/01



## お口の健康のために必要なものすべて 最大 10 倍の歯垢を除去

正しい歯磨き習慣を続けるのは簡単ではありません。エキスパートクリーンなら、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、アプリの進捗レポートで歯磨き習慣を身に付ける手助けをするなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。

### スタイリッシュで使いやすいデザイン

- 長寿命のバッテリー
- 携帯に便利

### エキスパートクリーンを使用したユーザーがお口の健康推進を実感

- プレミアムクリーンブラシヘッド
- 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍\*除去

### ニーズに合わせてエキスパートクリーンを活用

- 一人ひとりに合ったブラッシング体験
- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- ブラシヘッド認識機能が最適なモードを自動選択

### 一人ひとりに合ったガイダンスで歯磨き習慣を身に付ける

- プロGRESSレポート


# 特長

## 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍\*3 除去



プレミアムクリーンブラシヘッドならしっかり歯磨きすることができます。柔らかい毛先は歯の形に合わせてカーブしているため、歯に触れる表面積が最大で 4 倍\*4 増え、届きにくい部分の歯垢を最大約 10 倍\*3 除去します。\*3 手磨きと比較した場合 \*4 ホワイトプラスブラシヘッドと比較した場合

## プログレスレポート




エキスパートクリーンは、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニックケアアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。

## 3つのモード、3段階の強さ設定



エキスパートクリーンには、クリーン（基本のブラッシングモード）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。

## プレミアムクリーンブラシヘッド




プレミアムクリーンブラシヘッドは今までかつてない歯垢除去力を実感できます。柔軟なヘッド側面と毛先が歯のカーブにぴったりとフィットし、歯に触れる表面積が最大で 4 倍\*4 増え、届きにくい部分もしっかり磨けます。\*4 ホワイトプラスブラシヘッドと比較した場合

## ブラシヘッド認識機能



スマートブラシヘッドは、しっかり磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けると、歯ぐきの健康推進を手助けするために、ガムヘルスモードに自動的に同期します。

## 過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。／画像はイメージです

## 長寿命のバッテリー



エキスパートクリーンは、一度の満充電で最長 2 週間使用できます（一般的な使用回数の場合）。

## ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドは使用するにつれて摩耗するため、適切なブラッシングを続けるには、摩耗の度合いを確認する必要があります。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドルのお知らせ機能と短いピープ音により、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

## 携帯に便利



プレミアムトラベルケースは、歯ブラシを衛生的に保管できるだけでなく、充電ベースもコンパクトに収納できるので、携帯に便利です。1 回の満充電で通常の使用なら約 2 週間使用できますが、充電ベースがあれば、さらに長期間の旅行でもいつもと変わらない歯のお手入れが可能です。

# 仕様

## コネクティビティ

Bluetooth®\*: Philips Sonicare アプリに接続

## 電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 14 日間\*\*\*

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

## デザインと仕上げ

色: ブラック

## サービス

本体保証: 2年間保証

## 互換性

Android\*\*: Android4.4.2以上 (Bluetooth4.0以降搭載機種) \*iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。 (Bluetooth 4.0 以

降搭載機種)

iOS\*\*\*: iOS 9.3 以上, (iPhone 6 以降), iOS 9.3 以上 (iPhone6 以降), (iOS7 搭載)

## 使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

交換お知らせ機能: ○ \*RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

## 内容・付属品

トラベルケース: 1

充電器: 1

ハンドル: エキスパートクリーン 1本

ブラシヘッド: プレミアムクリーン 1本

## 洗浄性能

性能: 歯垢を除去

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー

過圧に関するフィードバック: ハンドルが振動してお知らせ

## モード

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

## ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択

## スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期

BrushSync テクノロジー: スマートハンドルと、スマートブラシヘッドの接続

位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善

摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導

\* 手磨きと比較した場合

\*\* ダイヤモンドクリーンと比較した場合

\*\*\* 2分間のブラッシング1日2回を基準とした場合

