

Philips Sonicare  
DiamondClean Smart  
DiamondClean Smartと連携し、  
最適なオーラルケアをリアル  
タイムでガイド  
ブラシヘッド交換お知らせ機  
能  
ブラシヘッド認識機能  
5つのモード、3段階の強さ設  
定



HX9934/60



高い歯垢除去力\*<sup>1</sup>と多彩な機能・アクセサリーを求める方

へ

## より優れたブラッシング体験\*<sup>2</sup>を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能\*<sup>2</sup> 電動歯  
ブラシです。／製品イメージ（製品写真）について：アプリの内容は予告なく変更するこ  
とがあります。スマートフォンは含まれません。\*<sup>1</sup> 手磨きと比べ / フィリップス調べ。\*<sup>2</sup> 弊  
社製品ラインナップでの比較

### お口の健康を推進

- 自然な白い歯へ
- 歯ぐきをケア
- 理想的なケアを提供するオールインワンブラシヘッド

### Personalized in-app coaching to perfect brushing

- 磨き残しを見つけてしっかり磨き上げる
- 過圧防止センサー機能
- 問題がある箇所をしっかりお手入れ
- 問題がある箇所に注目、目標を設定
- ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

### ブラッシングを最適化

- ブラシヘッド認識機能

PHILIPS

sonicare

## DiamondClean Smart

ソニックケアアプリと連動し、最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド。ブラシヘッド交換お知らせ機能、ブラシヘッド認識機能、5つのモード、3段階の強さ設定

# 特長

## プレミアムオールインワンブラシヘッド



プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます\*3。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン（着色汚れ）を除去できます\*2。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境目を洗浄し、2週間で歯ぐきの健康を推進します\*2。ブラシヘッドの効果は3ヶ月ほどで低下していきませんが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてください\*3。手磨きと比べ/フィリップス調べ。\*2 プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/当社調べ/実際の口内では異なる場合があります。\*3 クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ。 /画像はイメージです

## 歯ぐきをケア



歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし


歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

## 舌磨きブラシヘッド




200個以上のミクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去し、口臭をケアします。/画像はイメージです

## 問題がある箇所注目、目標を設定



アプリの3D口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。


## 磨き方をサポート



位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

## HX9934/60

## 過圧防止センサー機能




歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

## ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ



ブラッシングはハンドルに任せてしましましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

## 仕上げ磨き機能



磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。

# 仕様

## アプリ対応

- Bluetooth®: Philips Sonicare アプリに接続

## 電源

- 対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

- 充電式: 充電式
- 使用時間: 14 日間 \*\*\*\*
- 充電電池の種類: リチウムイオン充電電池

## デザインと仕上げ

- 色: ブラック

## サービス

- 本体保証: 2 年間保証

## 互換性

- Android: Android4.4.2 以上 (Bluetooth4.0 以降搭載機種) \*iPad Pro 等一部の機種では正常に動作しない場合があります。 (Bluetooth 4.0 以降搭載機種)
- iOS: iOS 9.3 以上, (iPhone 6 以降), iOS 9.3 以上 (iPhone6 以降)

## 使いやすさ

- 充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示
- ディスプレイ: 照明付きディスプレイ
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: スリムなデザイン
- ブラシヘッド自動認識: ○ \*RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合
- シェービングヘッド交換時期お知らせ機能: ○ \*RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

## 内容

- ブラシヘッド: プレミアムオールインワン 2 本, G3 プレミアムガムケア 1 本, 舌磨きブラシヘッド 1 本
- ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1 本

- トラベルケース: USB 充電トラベルケース
- 充電器用グラス: 1

## 洗浄性能

- ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分
- 性能: 歯垢を除去
- 健康上の利点: 歯垢を除去
- タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー
- ステイン除去効果: 自然な白い歯に
- 過圧に関するフィードバック: 紫色のライトリングが点灯, ハンドルが振動してお知らせ
- 仕上げ磨き: ○

## モード

- 3 段階の強さ設定: 弱, 中, 強
- クリーン: 歯をキレイに
- ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
- ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を
- 舌磨き: きれいな息が長続き
- ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

## ブラシヘッド認識機能

- プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択
- G3 プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモードを自動選択
- プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択
- 舌磨きブラシヘッド: クリーンモードを自動選択

## スマートセンサーテクノロジー

- 過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときのお知らせ
- 位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善
- 摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導
- 3D 口腔マップ: 問題の箇所をハイライト
- 仕上げ磨き: 磨き残しに対処

株式会社フィリップス・ジャパン

© 2022 Philips Japan, Ltd.

All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* ? Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

\* ? Android は Google Inc. の商標です。

\* ? Apple, Apple logo, iPad および iPhone は、アメリカおよびその他の国における Apple Inc. の登録商標です。

\* \*\*\* Gum Health モードを使用した場合と手磨きの場合の比較 (2 週間)

\* \*\*\*\* スタンダードモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-03-02

バージョン: 3.3.2

EAN: 08 71010 39923 87